


مشد الرباط الصليبي الأمامي اليومي ACL Everyday



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دواعي الاستعمال: الرباط الصليبي الأمامي اللطيف/MCL/LCL

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

(1) عند الجلوس على حافة الكرسي، أخطو مستخدمًا المشد.

اثني الركبة 45 درجة، وضع المشد كما هو مبين في الشكل 1، وثبت المفصل في المركز حول "1 (2.54سم) فوق أعلى صابونة الركبة وخط الوسط قليلاً بعد الساق.

تحقق من أن المشد غير ملتو حول الساق. (الشكل 1)

2) ثبت أسفل شريط بطة الساق (الحزام #1)، ثم أعلى الحزام المربوط (الحزام #2).

3) حافظ على مشد الركبة منتهي 45 درجة، وادفع كلا اللقم (العلاقات) نحو ظهر الساق. (الشكل 2)

4) حافظ على وضع العلاقات: ثبت الحزام المربوط السفلي (الحزام #3)، ثم شريط بطة الساق العلوي (الحزام #4) على ظهر الساق.

5) اسحب المفصل للأمام قليلاً قبل ربط شريط قصبه الساق الأمامي (عظم الساق الأكبر) (الحزام #4). لا تسحب العلاقات بعد الخط المنصف للساق. (الشكل 3)

6) ثبت أعلى شريط بطة الساق (الحزام #5). احرص على عدم سحب هذا الحزام بقوة مما يسبب خطر الإصابة بمشاكل في الدورة الدموية.

7) عندما يكتمل ربط جميع الأحزمة، يجب أن تكون العلاقات مركزة فقط فوق أعلى صابونة الركبة وقليلاً بعد الخط المنصف للساق.

لضمان عدم حدوث انزلاق خلال النشاط، يوصى بالقيام بقليل من عمليات ثني الركبة أو المشي لمدة دقائق قليلة، ومن ثم إعادة ربط الأحزمة متبعاً الخطوات من 2 إلى 6. (الشكل 4)

تعليمات لتعديل المفصلة

يأتي المشد الخاص بك مع توقيفات مثبتة تصل إلى امتداد 10 درجات. لتغيير التوقيفات المثبتة، أولاً انزع البرغي تماماً.

(الشكل 5) ثم انزع التوقيفات. ادخل التوقيفات الجديدة، حاذي مع الثقوب في حزام المفصلة، ثم أعد إدخال البرغي. باستخدام

مفك فليبس مصلب، وتحقق من أن البراغي موضوعة في التجاويف ومربوطة تماماً. يجب أن يكون كل من التوقف الوسطي والجانبى متطابقين في الدرجة. (الشكل 6)

توقيفات الامتداد: 0 درجة، 10 درجة، 20 درجة، 30 درجة و40 درجة.

توقيفات الانحناء: 0 درجة، 45 درجة، 60 درجة، 75 درجة و90 درجة (لا يوجد توقيفات انحناء مثبتة على شحنة السلع)

الاستعمال والعناية:

- إذا كان من الضروري إعادة الربط أثناء النشاط، أعد ربط جميع الأحزمة متبعاً الخطوات في تعليمات الاستعمال.
 - قد يتم تشذيب جميع الأحزمة وسنادات التثبيت لتتلاءم مع الفروق الفردية في محيط الأطراف.
 - قد يستخدم المشد في الماء العذب أو المالح. بعد الاستخدام في النشاطات المائية، جففه كلياً واشطفه بماء نظيف وماء عذب وثم جففه في الهواء.
 - اغسل بطانات وسنادات تثبيت اللقمة الخاصة بك يدوياً في ماء بارد مع مطهر لطيف. يجفف في الهواء فقط، لا تسخن البطانات أو سنادات تثبيت اللقمة الجافة.
 - تطلب آلية العلاقة قليل من الصيانة في الوضع العادي. ومع ذلك، قد تستخدم مواد التشحيم الجافة مثل رذاذ Teflon™ للآلية الداخلية للمفصلة. يوصى بمواد التشحيم الجافة بعد الاستخدام في الماء.
 - تفقد براغي المفصلة للربط وإعادة الشد حسب الحاجة بشكل متكرر.
- استشر طبيبك أو المعالج دائماً قبل إجراء تغييرات بالدعامه.
- كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.
- المنتج معد لاستخدام مريض واحد فقط**
- RX فقط**

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تحذير: يحدد القاتون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.