






مشد ARC Forearm Rational



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

يستخدم مشد ARC Forearm Rational للسيطرة على تصحيح التي تصاحب إصابات/إصلاحات الرباط الصليبي الجانبي وعمليات تصحيح الاستلقاء. السيطرة على الاستلقاء تعتبر مثالية لإصابات/إصلاحات الرباط الإنسي الوسطي وتصحيح التمدد.

موانع الاستعمال: غير متوفرة

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

1. استخدام مشد **ARC FOREARM RATIONAL** لليد والرسغ. يجب تثبيت مشد ARC Forearm Rotational إلى اليد والرسغ قبل استخدام مشد Mayo Clinic Elbow.

- افتح الأحزمة بالكامل ومدد أسفل (volar) دعامة الرسغ من أعلى (dorsal) دعامة الرسغ. (ضع أحزمة الانكماش/التمدد وحزام الحلقة-D ليتم استعمالها لاحقاً).
- ضع دعامة الرسغ السفلية منبسطة وضع الذراع، وباطن اليد للأسفل، من الأعلى (الشكل 1).
- لف جانب دعامة الرسغ السفلية حول الرسغ. ضع دعامة الرسغ العلوية على أعلى الرسغ وثبت الدعامة السفلية (الشكل 2).
- لف الأحزمة حول الرسغ؛ أولاً، الحزام القصير ثم الحزام الطويل. ادخل طرف الحزام الطويل في الحلقة وثبته (الشكل 3).
- لف أحزمة أصابع اليد حول الأصابع وثبتها إلى دعامة الرسغ العلوية (الشكل 4).
- أعد تعديل كل الأحزمة لتصبح مطابقة على قدر الجسم ولكن مريحة. (الرسغ الظاهر في عملية التقليل)

2. تجهيز مشد الكوع Mayo Clinic

- أفضل أحزمة الاستلقاء/التمدد من حزام حلقة-D (بما فيها مشد RC Forearm Rotational).
- اربط حزام الحلقة-D إلى قضيب مشد الكوع.
- للاستلقاء، استخدم الحزام للقضيب الأوسط من مشد الكوع.
- للتمدد، استخدم الحزام للقضيب الخلفي من مشد الكوع.
- لف الحزام حول القضيب بين حزام الساعد ودعامة الرسغ. ادخل الطرف الحر من الحزام إلى العروة، واسحبه من خلالها حتى تثبته (الشكل 5).

3. استخدام مشد الكوع للذراع Mayo Clinic

- استخدم مشد الكوع Mayo Clinic (انظر ورقة التعليمات المرفقة مع مشد الكوع). سوف يتشابه مشد الكوع مع مشد ARC Forearm Rational.
- اغلق مشد الكوع على 90 درجة.

4. إرفق مشد ARCTM الساعد الدوراني لاستخدام مشد الكوع Mayo Clinic للاستلقاء

- استخدم حزام الاستلقاء/التمدد لدعامة الرسغ العلوية مع الطرف الحر باتجاه الإبهام (الشكل 6).
- لف الحزام حول اليد والرسغ بزاوية 45 درجة (الشكل 7).
- ادخل الطرف الحر للحزام في الحلقة-D على الجانب الأوسط من مشد الذراع (الشكل 7).
- أدخل الأحزمة من خلال حلقات D وثبتها.
- شد الحزام كما يتحمل لزيادة الاستلقاء.

استخدام أحزمة التمدد:

- استخدم حزام الاستلقاء/التمدد لدعامة الرسغ العلوية مع الطرف الحر باتجاه الإبهام (الشكل 8).
- لف الحزام حول اليد والرسغ بزاوية 45 درجة (الشكل 9).
- ادخل الطرف الحر للحزام في الحلقة-D على الجانب الجانبي من مشد الذراع (الشكل 9).
- أدخل الأحزمة من خلال حلقات D وثبتها.
- شد الحزام كما يتحمل لزيادة التمدد.

ملاحظة: عند استخدام مشد الساعد الدوراني ARC لضبط الاستلقاء/التمدد، قد يكون الحزام طويلاً جداً بالنسبة لبعض المرضى. إذا لزم الأمر، عدّل موضع الحزام على دعامة الرسغ العلوية وقص الحزام الزائد.

تعليمات التنظيف:

يمكن غسل مشد الساعد الدوراني ARC يدوياً في ماء بارد مع منظف لطيف وتجفيفه في الهواء. لا تضعها في النشافة أو تستعمل مصدراً آخرًا للحرارة لتجفيفها.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو جودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

MAYO, MAYO CLINIC, and MAYO CLINIC ELBOW BRACE هي علامات تجارية لشركة Mayo Foundation للتعليم والبحوث الطبية. لاستخدام مريض واحد فقط.

RX فقط

بدون لاتكس

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز من قبل أو أخصائي رعاية صحية مرخص.