



AchilloForce Air™

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

הפרופיל של המשתמש המיועד

המשתמש חייב להיות מסוגל:

- לקרוא ולהבין את ההוראות, האזהרות ואמצעי הזהירות.

שימוש מיועד/התוויות

קרוסולית סרוגה גמישה עם כריות אוויר המספקות לחץ לסירוגין על גיד האכילס

תכונות

- כריות אוויר מחוברות ביניהן
- כריות האוויר מעניקות מעין עיסוי לאזור גיד האכילס
- סריג בעל התאמה תלת-ממדית לקווי המתאר האנטומיים מספק לחץ נוח ואחיד
- חומר נושם

התוויות

- דלקת כרונית או לאחר-טראומה של אזור גיד האכילס
- דלקת בגיד האכילס, אכילודיניה (כאב באזור גיד האכילס)
- דלקת החיתולית הפלנטרית

התוויות נגד

- יש להשתמש בקרוסולית רק לאחר התייעצות עם איש צוות רפואי, עם הופעת התסמינים הבאים:
- מחלות עור ופגיעות בעור באזור הנגוע (לדוגמה, שינויים בעור עקב אלרגיה, גירויים, צלקות עם נפיחות, אדמומיות, היפרתרמיה)
 - הפרעות לימפתיות, נפיחות בלתי מובחנת ברקמה הרכה באזור הפגוע
 - הפרעות במחזור הדם או הפרעות תחושה באזור הפגוע

אזהרות

אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

(שימוש בגבהים) כאשר נמצאים בגבהים, כריות האוויר מתנפחות מעבר לרמה המיטבית. יש להדק או לשחרר את הרצועות ו/או את הקרוסולית כדי לכוון את הלחץ בכרית האוויר.

הוראות יישום

- מומלץ לגרוב גרב דקה, מכיוון שקל יותר ליישם את הקרוסולית מעל גרב, וכן, מסיבות היגיינה.
1. שב כדי ליישם את הקרוסולית.
 2. פתח את סגירת הצמדן שבראש הקרוסולית, הכנס את הרגל לקרוסולית כשהאצבעות תחילה. לאחר מכן משוך את הקרוסולית והעלה אותה על קדמת כף הרגל והקרוסול.
 3. ודא שכרית האוויר התחתונה ממוקמת מתחת לעקב.

4. סגור את סגירת הצמדן שבראש הקרסולית וודא שאינך חש לחץ רב מדי.
 5. את כרית האוויר העליונה האחורית יש למקם בכל אחד מצדי גיד האכילס.
 6. חבר את הרצועה הנשלפת לחתיכת בד הוולור הקטנה שנמצאת בחלק האחורי של הקרסולית. כרוך את הרצועה סביב הקרסול, כדי להגביר את הלחץ. הימנע מהידוק מוגזם של הרצועה. אם אתה חש שהלחץ מוגזם, שחרר אותה מיד.
- בעת ההליכה, האוויר עובר בין כרית האוויר העליונה והתחתונה. פעולה זו מספקת לחץ לסירוגין ועיסוי פנימי לגיד האכילס.
- המלצה: בעת שימוש ברצועה נשלפת יש להימנע ממגע ישיר בין הצמדן של הרצועה לבין הקרסולית הסרוגה, מכיוון שמגע כזה יפגע במראה של הסריג.

הוראות שימוש

- אסור להניח את הקרסולית ישירות על העור אם יש עליו פצעים, לחות, שמנים, קרמים, גלים או שיירים דומים.
- אין לעטות את הקרסולית במשך יותר מ-8 שעות ביממה.
- בשימוש נכון והקפדה על כל ההוראות לא אמורות להופיע נקודות לחץ.
- היצרן לא יישא באחריות לכל שינוי במוצר או לשימוש לא נכון.

הוראות ניקוי

- יש לכבס ביד במים קרים (30°C) עם סבון כביסה עדין
- יש לייבש באוויר (אין להניח על רדיאטור/תנור חימום או על מקור חום אחר)
- אין להשתמש במלבין או בכלור. אין לגהץ.

הרכב

- סריג: פוליאמיד, אלסטין, פוליאסטר, גומי לטקס טבעי
- כיסוי פנימי: אריג מגבת
- כריות אוויר: יריעת פוליאוריתן, פוליאטר / צינור פוליאוריתן, ספוג פוליאטר
- רצועה: פוליאמיד

זהירות: מוצר זה מכיל גומי לטקס העלול לגרום לתגובות אלרגיות.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות

חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
Hannover 30175
Germany
DJO, LLC
Decision Street 1430
Vista CA 92081-8553
USA
טל' +1 760.727.1280
פקס +1 760.734.4712
www.DJOglobal.com