






## مشد الركبة القابل للتعديل للACL, PCL, CI OA DefianceR



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. داوعي الاستعمال: المرضى المصابون بالأعراض والنتائج الجسدية أو وجود أدلة التصوير الإشعاعي على وجود مرض مفصلي تنكسي مشترك.

لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للالام المذكورة أعلاه. يجب تحديد تكرار ومدة الاستخدام من خلال وصفها من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

1) أ: عند الجلوس على حافة الكرسي، أخطو مستخدماً المشد. اثني الركبة 45 درجة، وضع المشد كما هو مبين في الشكل 1، وثبت المفصل في المركز حول 1" (2.54سم) فوق أعلى صابونة الركبة وخط الوسط قليلاً بعد الساق. تحقق من أن المشد غير ملتو حول الساق.

ب: ثبت أسفل شريط بطة الساق (1#)، ثم أعلى الحزام المربوط (2#).

(2) ج: حافظ على الركبة مثنية 45 درجة، وادفع كلا اللقم (العلاقات) نحو ظهر الساق، كما هو مبين في الشكل 2. حافظ على وضع العلاقات: للحصول على نسخة ACL المعدلة ثبت الحزام المربوط السفلي (#3)، للحصول على نسخة PCL المعدلة، ثبت شريط بطة الساق العلوي (#4) على ظهر الساق.

(3) هـ: للحصول على نسخة ACL المعدلة اسحب العلاقات للأمام قليلاً قبل ربط شريط قصبه الساق الأمامي (عظم الساق الأكبر) (#4). للحصول على نسخة PCL المعدلة اسحب العلاقات للأمام قليلاً قبل ربط شريط الفخذ الأمامي (#4). للحصول على نسخة CI المعدلة اسحب العلاقات للأمام قليلاً قبل ربط شريط قصبه الساق الأمامي (عظم الساق الأكبر) (#5) وشريط الفخذ الأمامي (#6). لا تسحب المفصلات بعد الخط المنصف للساق

و: للحصول على نسخة ACL المعدلة القادمة، ثبت أعلى شريط بطة الساق (#5). احرص على عدم سحب هذا الحزام بقوة مما يسبب خطر الإصابة بمشاكل في الدورة الدموية.

(4) ز: عندما يكتمل ربط جميع الأحزمة، يجب أن تكون العلاقات مركزة فقط فوق أعلى صابونة الركبة وقليلاً بعد الخط المنصف للساق. لضمان عدم حدوث انزلاق خلال النشاط، يوصى بالقيام بقليل من عمليات ثني الركبة أو المشي لمدة دقائق قليلة، ومن ثم إعادة شد الأحزمة متبوعاً الخطوات من ب إلى و أو من ب إلى هـ للحصول على نسخة CI المعدلة.

**التعليمات للحصول على العلاقة المعدلة المحملة**

يحتوي إطار الطوق الخاص بك على قاعدة صلبة تصحح الحمولة التي تبنى عليها. قد تقوم بعمل "ضبط دقيق" للحمولة على قاعدتك من خلال القيام بما يلي: أدر براغي التعديل باتجاه عقارب الساعة باستخدام مفتاح الربط المرفق. قد تعدل البرغي الأمامي والخلفي بناءً على مواجهته للركبة وراحة الحمولة. لا تلف أي برغي واحد أكثر من 4 لفات بدون المسامير الخلفية لتعديل البرغي الآخر. احرص على ثني آلة التعديل لا تتجاوز 10 دورات كاملة وإلا قد تخلع السنادة من مكانها. إذا حدث هذا، اعكس العملية. دائماً حمل الطوق حسب راحتك ومستوى نشاطك.

ملاحظة: حتى إذا لم تشعر بارتياح فوري، فهذا لا يعني أن الدعامة لا تعمل. قد يحتاج ذلك عدة أسابيع للحصول على نسيج ناعم في الركبة لتعديل العمولة الزائدة المثبتة بواسطة الطوق.

#### تعليمات حول التوقفات القابلة للتغيير

**العلاقة المعيارية - يأتي المشد الخاص بك مع توقفات مثبتة تصل إلى امتداد 10 درجات.**

لتغيير التوقفات المثبتة، أولاً انزع البرغي تماماً كما هو مبين. ثم انزع التوقفات. ادخل التوقفات الجديدة، حاذي مع الثقوب في حزام المفصلة، ثم أعد إدخال البرغي. مفك فيليبس مصلب، وتحقق من أن البراغي موضوعة في التجاويف ومربوطة تماماً. (الشكل 5)

**العلاقة القابلة للتعديل - لتغيير النهايات على العلاقة القابلة للتعديل، عليك أولاً نزع لقمة التحميل القابلة للتعديل من العلاقة عن طريق التبدل ذهاباً وإياباً ولف البراغي في اتجاه عقارب الساعة حتى تتم نزع السنادة. انزع التوقف وأدخل التوقف الجديد. استبدل سنادة التصغير، وحاذي البراغي مع ثقوب حزام العلاقة.**

بينما ترفعها بثبات، استخدم مفتاح الربط لتدويره عكس عقارب الساعة حتى تتداخل المسننات. لف للخلف والأمام بين البراغي حتى تعود السنادة إلى وضعها الأصلي. (الشكل 6) يجب أن يكون كل من التوقف الوسطي والجانبين متطابقين في الدرجة.

توقفات الامتداد: 0 درجة، 10 درجة، 20 درجة، 30 درجة، 40 درجة. توقفات الانحناء: 0 درجة، 45 درجة، 60 درجة، 75 درجة و 90 درجة (لا يوجد توقفات انحناء مثبتة على شحنة السلع)

#### الاستعمال والعناية

- إذا كان من الضروري إعادة الربط أثناء النشاط، أعد ربط جميع الأحزمة متبوعاً الخطوات في تعليمات الاستعمال.
- قد يتم تشذيب جميع الأحزمة وسنادات التثبيت للتلائم مع الفروق الفردية في محيط الأطراف.
- قد يستخدم المشد في الماء العذب أو المالح. بعد الاستخدام في النشاطات المائية، جففه كلياً واشطفه بماء نظيف وماء عذب وثم جففه في الهواء.
- اغسل بطانات وسنادات تثبيت اللقمة الخاصة بك يدوياً في ماء بارد مع مطهر لطيف. يجفف في الهواء فقط، لا تسخن البطانات أو سنادات تثبيت اللقمة الجافة.
- تطلب آلية العلاقة قليل من الصيانة في الوضع العادي.
- ومع ذلك، قد تستخدم مواد التشحيم الجافة مثل رذاذ Teflon™ لتآلية الداخلية للعلاقة. يوصى بمواد التشحيم الجافة بعد الاستخدام في الماء.
- تفقد براغي العلاقة للربط وإعادة الشد حسب الحاجة بشكل متكرر.

استشر طبيبك أو المعالج دائماً قبل إجراء تغييرات بالدعامة.

**تحذير:** ينبغي استعمال هذا المنتج تحت إشراف أخصائي بالمجال الطبي. هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام عام غير خاضع للرقابة. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

#### لاستخدام مريض واحد فقط.

#### RX فقط

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

**ملاحظة:** في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الشامل الذي يقدمه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.