




קרוסולית Air Stirrup



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: קרוסולית Air-Stirrup תומכת בקרוסול למניעת פציעה נוספת שלו באמצעות הגבלה יעילה של היפוך כף הרגל פנימה (אינברסיה) או החוצה (אברסיה).

התוויות נגד: לא רלוונטי

אזהרות:

בדומה לכל אביזרי הקיבוע לגפיים התחתונות, לדוגמה, גבסים או סדים, מטופלים חסרי תחושה (כלומר, אלחוש לאחר ניתוח, נזירופתיות וכדומה) צריכים להיות במעקב צמוד לאיתור אזורים בעייתיים, גירוי בעור, או לטיפול בפצעים. יש תמיד לגרוב גרב סופגת או חבישה אלסטית מתחת לקרוסולית Air-Stirrup.

הוראות יישום:

1. כוונן רוחב רפידת העקב

• פתח את הקרסולית והרם את תחתית כריות האוויר עד שרצועות העקב יהיו חשופות לחלוטין.

• הרם והסר את רצועות העקב, וכוון את רוחב רפידת העקב לרוחב נוח (תרשים 1).

• לחץ היטב את רצועת העקב וכריות האוויר למקומן.

2. גריבת הקרסולית

• גרוב גרב סופגת או חבישה אלסטית.

• מקם את הקצה העגול של רפידת העקב מתחת לעקב.

• ישר את צדי הקרסולית בקו אחד עם הקרסול (תרשים 2).

3. סגירת הרצועות

• סגור את הרצועות מלמטה כלפי מעלה.

• **נעל נעל עם שרוכים או נעל ספורט.**

4. כונון הקרסולית

• לחץ ביד אחת את צדי הקרסולית זה אל זה.

• בידך השנייה הדק את הרצועות מלמטה כלפי מעלה (תרשים 3).

• הדק עד שתחוש בנוח.

כונון המידה של הקרסולית לקרסול

כריות האוויר של הקרסולית מנופחות מראש ובדרך כלל אין צורך לכוון אותן.

אם אתה חש צביטות או לחץ בלתי שווה:

• מקם מחדש את הרצועות, או,

• כוון את רפידת העקב ואת הרצועות. השתמש בקווים שעל רפידת העקב כנקודת התייחסות.

אם המצב נמשך, כוון את נפח כרית האוויר (עודף אוויר יפחית את התמיכה):

• פתח את קיפול השסתום בראש כרית האוויר.

• החדר את צינורית הניפוח לעומק כ-4 ס"מ לתוך השסתום.

• לחץ קלות על כרית האוויר ורוקן מעט אוויר, או,

• נשוף לתוך הצינורית והוסף מעט אוויר.

• לחץ על השסתום מתחת לצינורית ושטח אותו, והוצא לאט את הצינורית.

Comment [G1]: במקור - sneaker :
סניקר - לא נראה נכון לייצג
מותג ספציפי

• קפל את השסתום.

שימוש בגבהים:

כאשר נמצאים בגבהים, כריות האוויר מתנפחות מעבר לרמה המיטבית, ויהיה צורך לרוקן אוויר מכריות האוויר (ראה "כונן מידת הקרסולית לקרסולי").
בעת טיסה יש לכונן מחדש את הרצועות כך שהלחץ יהיה נוח.

הוראות ביקוי

יש לכבס את הקרסולית כולה ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין, ולייבש באוויר.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.