

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות:

המגף יעיל לטיפול בפציעות בקדמת כף הרגל, מרכז כף הרגל ואחורי כף הרגל, שברים בכף הרגל, פציעות או ניתוחים הקשורים לרקמה הרכה, לגידים או לרצועות, טיפול חד או לאחר ניתוח (כלומר, כריתה של הבליטה הגרמית המדיאלית [בובינוקטומיה], חיתוך עצם [אוסטאטומיה], כריתת עצם ליד מפרק פגוע, וכדומה), ונקעים של הקרסול. יעיל בריפוי שברים ובטיפול בבצקת (נפיחות).

אזהרות:

אין לנפח את כריות האוויר יותר על המידה. ניפוח לא נכון של כרית אוויר עלול לגרום לגירוי ניכר של העור, במיוחד באנשים עם נירופתיה סוכרתית (בעיית עצבים הקשורה לסוכרת). שים לב אם נוצרים גירויים בעור. במקרה של שינוי כלשהו בעור או אי-נוחות, הפחת את הלחץ בכרית האוויר. אין להשתמש באביזר זה אם קיימת ירידה בתחושה בעקבות הרדמה לאחר ניתוח, בעיות עצבים ועור, או בעיות אחרות.

יש להיזהר בהליכה על משטח חלק או רטוב, כדי למנוע פציעה.

הוראות יישום:

להגברת הנוחות מומלץ לגרוב מתחת למגף גרב כותנה או גרב לגבס - הגרב אינה כלולה

(1) הכנת המגף -

- התר את הרצועות, הסר את הפנל הקדמי ופתח את הרפידה.

(2) הנחת המגף -

- נעל את המגף בישיבה. הכנס את כף הרגל למגף. מקם את העקב כנגד החלק האחורי של המגף. עטוף את הריפוד סביב כף הרגל ואז סביב הקרסול (תרשים א').
- החזרת הפנל הקדמי למקומו: החלפת הפנל הקדמי: מקם את הפנל הקדמי כך שהלוגו Aircast יהיה מעל לאצבעות והפנל יהיה מונח בתוך הסד (תרשים ב'). החלק העליון של הפנל צריך להיות מהודק מחוץ לסד (תרשים ג').
- סגור את הרצועות מלמטה כלפי מעלה (תרשים ג'). הדק אותן עד שהרגל תהיה עטופה היטב ותרגיש בנוח.

(3) כוונן הלחץ בכרית האוויר -

כריות האוויר של המגף SHORT מגיעות ריקות מאוויר

- התחל לנפח קודם בצד הפגוע.
- כדי לנפח כרית אוויר, הנח אצבע מעל לחור קטן הנמצא בחלק העליון של משאבת הניפוח **הגדולה**, הנמצאת בכל צד של המגף (תרשים ד'). נפח עד שכרית האוויר תעטוף את האזור בנוחות.
- חזור על הפעולה בצד השני. נפח עד שכרית האוויר תעטוף את האזור בנוחות.
- במקרה של ניפוח יתר, הוצא אוויר מכריות האוויר.

(4) הוצאת אוויר מכריות האוויר -

- כדי להוציא אוויר מכריות האוויר לחץ לחיצה ממושכת באצבע על כפתור הוצאת האוויר **הקטן** (תרשים ה').
- הוצא אוויר עד שתרגיש בנוח ברמת הלחץ.

הערה: הוצא אוויר מכריות האוויר לפני הסרת המגף כדי להקל על התאמתו בהנחה חוזרת.

הערה: לחץ גבוה יותר מגביר את התמיכה בהליכה, לחץ נמוך יותר נוח יותר בישיבה או כאשר הרגל מורמת. אפשר לכוון את הלחץ גם באמצעות הידוק או שחרור הרצועות.

הוראות ניקוי:

את ריפוד הספוג יש לכבס ביד, במים בטמפרטורה של 30°C עם סבון כביסה עדין ולהניח לו להתייבש באוויר. אין לייבש במייבש כביסה או באמצעות מקור חום אחר.

שימוש בגבהים:

כאשר נמצאים בגבהים, כריות האוויר מתנפחות מעבר לרמה המיטבית. יש להדק או לשחרר את הרצועות כדי לכוון את הלחץ בכרית האוויר.

אחריות:

חברת DJO Global, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי. מיועד לשימוש של מטופל יחיד

הרכב החומרים

מעטפת קשיחה: פולירופילן
פנל קדמי: פוליאית'לן בצפיפות גבוהה
רצועות: ניילון
משאבות ניפוח: פוליאוריתן תרמופלסטי
ריפוד: ניילון/פוליאוריתן/פוליאסטר (חלק חיצוני/ספוג/רשת פנימית)
עטיפה: פוליאסטר
סוליה חיצונית/מדרס: אית'לן וניל אצטט (EVA)/גומי

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.