

Airstrap™



חגורת גב

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן.

התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין

שימוש מיועד/התוויות

- טיפול במתנת (לומבגו) חריפה וכרונית ומניעתה
- תמיכה בכל אזור העצה והמותן (D12/S1)

התוויות נגד

- אין

אזהרות

המוצר מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד. אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

- 1 - לפני מיקום חגורת הגב יש לנפח אותה מעט במשאבת יד נשלפת. הנח את חגורת הגב סביב המותניים והקפד למרכז אותה על אחד הצדדים או עמוד השדרה. מקם את חגורת הגב בהתאם לאזור בעמוד השדרה הזקוק לתמיכה. יש למקם את שסתום הניפוח בצדו הימני של המטופל.
- 2 - נפח את חגורת הגב באמצעות משאבת היד הנשלפת.
 - א - לחיבור וניתוק משאבת היד:
החזק את שסתום הניפוח בחגורת הגב, הכנס או הוצא את משאבת היד בתנועה סיבובית.
 - ב - לניפוח חגורת הגב:
הכנס לתוך השסתום את הקצה השקוף של משאבת היד (דחף אותו עמוק למדי כדי לאפשר לאוויר לזרום). נפח את חגורת הגב לרמת הנוחות הרצויה.
 - ג - להוצאת האוויר מחגורת הגב:
הפוך את כיוון משאבת היד והכנס לתוך השסתום את הקצה השחור של משאבת היד (דחף אותו עמוק למדי כדי לאפשר לאוויר לצאת).
- 3 - לאחר שחגורת הגב נופחה במידה הרצויה, משוך וכוונון את רצועות הצד הגמישות בהתאם לרמת הנוחות הנדרשת. לפני הורדת חגורת הגב יש לשחרר את רצועות הצד הגמישות.

הוראות ניקוי

יש לכבס במים פושרים עם סבון כביסה עדין. אין להשתמש בחומר מלבין. יש לשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לייבש במייבש כביסה. אין לנקות בניקוי יבש. אין לגהץ.

הרכב

פוליאמיד, פוליאסטר, PVC, גומי, אלסטן

זהירות: מוצר זה מכיל גומי לטקס טבעי העלול לגרום לתגובות אלרגיות.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.
לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.