

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקיין.

התוויות: חגורות גב: מספקות תמיכה ולחץ במקרים של מתיחות ונקעים באזור הגב התחתון והבטן. **חגורות בטן:** מספקות לחץ ותמיכה במקרים של מתיחה וחולשה באזור הבטן. **חגורות לצלעות:** מספקות לחץ ותמיכה במקרים של שברים ונקעים בכלוב הצלעות.

חגורות גב ובטן:

(A) מרכז את החגורה בשקע הגב. משוך בחוזקה את הצד השמאלי לרוחב קדמת הגוף. חזור על הפעולה עם הצד הימני וחבר אותם. **חגורת גב עם רצועות משיכה צדדיות או רצועה:**

(ב) הנח את החגורה כמתואר בשלב א'. אחוז ברצועות המשיכה/ברצועה. משוך אותן בחוזקה קדימה וסגור היטב.

חגורות לצלעות:

(B) מקם את החגורה על כלוב הצלעות. כרוך את הצד השמאלי לרוחב הגוף. חזור על הפעולה עם הצד הימני וסגור היטב. חגורת Deluxe לכלוב הצלעות נסגרת מאחור.

(C) כל החגורות צריכות להיות צמודות אך נוחות.

שימוש וניקוי

- יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.
- היעילות הרבה ביותר של חגורות לכלוב הצלעות מושגת כאשר מניחים אותן ישירות על העור או על בגדים תחתונים.
- לפני הכנסת Comfort-Form לתוך חגורה תואמת Comfort-Form יש לפעול על-פי הוראות החימום וההתאמה הנמצאות בעלון.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

אזהרה: לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן.

אזהרה: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

חגורה לגב , לבטן ולכלוב הצלעות