

دعامة الظهر، البطن والقفص الصدري Rib ،Abdominal ،Back Cage Support

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

دواعي الاستعمال: دعامة الظهر: لتوفير الدعم والضغط للألم والإلتواءات في أسفل الظهر ومنطقة البطن. **ضمادة البطن:** لتوفير الضغط والدعم عند الألم والضعف في منطقة البطن. **أحزمة القفص الصدري:** لتوفير الضغط والدعم عند الكسور والألم في القفص الصدري. **دعامة الظهر وضمادات البطن:**

(A) ثبت الدعامة في أسفل الظهر. اسحب الجانب الأيمن بثبات بشكل متقاطع للجسم من الأمام، ثم كرر العملية مع الجانب الأيمن واربط.

دعامة الظهر w/ الأشرطة الجانبية أو الحزام:

(B) افعل كما في الخطوة أ. أمسك الأشرطة/الأحزمة واسحب بشكل ثابت للأمام وثبت أغلق السدادات.

أحزمة القفص الصدري:

(C) ضع الحزام على القفص الصدري. اسحب الجانب الأيمن بثبات بشكل متقاطع على الجسم، ثم كرر العملية مع الجانب الأيمن وأغلق السدادات. ممتاز

سينغلق حزام القفص الصدري من الخلف.

(D) يجب أن تكون الأربطة على قدر الجسم، ولكن غير مقيدة للدورة الدموية.

الاستعمال والعناية

- اغسل البطانة باليد بمياه دافئة باستخدام صابون معتدل، واشطف جيدًا. جففها في الهواء. ملاحظة: إذا لم يشطف جيدًا، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.
- تكون أحزمة القفص الصدري أكثر فعالية عندما تلبس فوق جلد عارٍ أو تحت الملابس الداخلية.
- للحصول على دعامة مريحة ملائمة الشكل، اتبع

تعليمات الحرارة الداخلية للشكل المريح والملائمة قبل استعمال الدعامة.

كفالة: بموجب كفالة DJO، LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

تحذير: ينبغي عدم استخدام دعامة مصنوعة من نيوبرين من قبل أفراد لديهم قابلية معروفة لالتهاب الجلد أو حساسية للمنتجات المشتقة من نيوبرين.

تحذير: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

المنتج معد لاستخدام مريض واحد فقط

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.