

## ComfortFORM™ Back Support

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

دواعي الاستعمال: تساعد في منع وحماية الإصابات بما فيها الآلام والإلتواءات؛ تساعد في المحاذاة الصحيحة أثناء الجلوس والوقوف لفترات طويلة. يمكن لبس الدعامة تحت أو فوق الملابس.

### معلومات حول الاستعمال

- 1) ثبت السنادة الخلفية في وسط منطقة أسفل الظهر.  
ملاحظة: الجانب الضيق من السنادة الخلفية هو أعلى الدعامة.
- 2) اسحب أحزمة ضمادة الرسغ للأمام وثبتها من الأمام.
- 3) ثبت حزامي الضغط المطاطيين الجانبيين على الحزام لتحقيق من وضع سنادة أسفل الظهر الخلفية بشكل ثابت مقابل لأسفل الظهر.
- 4) للحصول على دعم إضافي، اسحب وثبت حزام الضغط من الجانب الأيسر أولاً، وأصقه إلى قسم الباطني من الحزام. ثم اسحب حزام الضغط الأيمن، متشابكاً مع حزام الضغط الأيسر وثبته على سداة الاتصال. للحصول على دعم أقل، أرخ جانب أحزمة الضغط.
- 5) قد تستخدم أحزمة الأكتاف الاختيارية مع الدعامة (79-89350). اربط الأحزمة للدعامة مع أبازييم الحملالة من الأمام. عدل الحملالات للحصول على الراحة والتطابق.

### الاستعمال والعناية

يغسل يدويًا في ماء بارد مع منظف لطيف. نشفها في الهواء. تجنب الحرارة أو أشعة الشمس.

تحذير: يجب لبس الدعامة طبقاً للتعليمات،

لا تلبسها مفكوكة أبدًا

تحذير: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.