

חגורת גב ComfortFORM™

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

התוויות: עזור למנוע פציעות, כולל מתיחות ונקעים, ולהגן על האזור במקרים כאלה. שמירה על מנח מתאים בעת ישיבה או עמידה לזמן ממושך מסייעת. ניתן ללבוש את החגורה מתחת או מעל לבגדים.

הוראות יישום

- 1) מרכז את הרפידה האחורית באמצע הגב התחתון.
הערה: הצד הצר של רפידת הגב הוא החלק העליון של חגורת הגב.
- 2) משוך קדימה את הרצועות של חגורת המותן וסגור אותן מלפנים.
- 3) סגור את שתי רצועות הלחץ הצדדיות הגמישות על החגורה, והקפד שרפידת הגב המותנית תיצמד היטב לגב התחתון.
- 4) לתמיכה נוספת משוך וסגור קודם את רצועת הלחץ השמאלית, והצמד אותה לחלק הבטני של החגורה. לאחר מכן משוך את רצועת הלחץ הימנית, הבא אותה אל מעל לרצועת הלחץ השמאלית, וסגור באמצעות הצמדן. להפחתת התמיכה, הרפה את רצועות הלחץ הצדדיות.
- 5) אפשר לחבר כתפיות לחגורת הגב (79-89350). חבר את הכתפיות לחגורת הגב באמצעות האבזמים הנמצאים מלפנים. כוונן את האבזמים והתאם אותם בנוחות.

שימוש וניקוי

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין. יש לייבש באוויר. יש להימנע מחום ישיר או מקרינת שמש ישירה.

זהירות: יש להשתמש בחגורת הגב על-פי ההוראות,

לעולם אין להשתמש בה כשהיא פתוחה

אזהרה: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.