

ברכית חסכונית עם צירים

הוראות יישום

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה הוראות אלה במלואן.

התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

- התוויות: • נקעים קלים של הרצועה הקולטרלית האמצעית (MCL) ו/או הרצועה הקולטרלית הצדית (LCL) • דלקת מפרקים קלה • לאחר כריתת מניסקוס בארתרוסקופיה • מקרים קלים של חוסר יציבות כללית.


א התר ושחרר את רצועות הירך והשוק.

ב אחוז בקצות הברכית ומשוך אותה על הרגל. אם האביזר שברשותך הוא בגרסה הנכרכת, פשוט כרוך אותו סביב הרגל וסגור בקדמת הרגל.



מקם את הברכית כך שהצירים יקבילו זה לזה, והחלק העליון של הפתח העגול יקביל לחלק העליון של הפיקה.

ג הדק את רצועות התמיכה בירך ובשוק.

ברכית נכרכת



ברכית עם צירים



ה הסרה

להסרת הברכית שחרר את הרצועות ולחץ כלפי מטה על החלק העליון של השרוול, על הצירים.

שימוש וניקוי

- יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר.

- את הצירים יש להוציא כדי לכבס את הברכית. **הערה:** אם האביזר לא נשטף היטב, שאריות סבון עלולות לגרום לגירוי בעור ולהתפוררות החומר.
- ניתן להשתמש באביזר במים מתוקים או מלוחים. לאחר השימוש בפעילויות במים יש לנקז היטב ולשטוף במים מתוקים נקיים. יש לייבש באוויר.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

אזהרה: לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן.

זהירות: לתשומת לבך, חברת DJ Orthopedics, LLC אינה ממליצה להשתמש בברכיות תפקודיות על שני הצדדים (רגל ימין ורגל שמאל) במהלך פעילויות (כמו סקי) העלולות לגרום לברכיות לגעת זו בזו, ולגרום לאובדן שליטה ולפציעה אפשריים.

לא מומלץ לעטות ברכיות תפקודיות מעל הבגדים. התייעץ עם רופא לגבי מגבלות הפעילות שלך.

אזהרה: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.