


חגורת גב גמישה



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות

- לחץ ותמיכה באזור המותן בשל כאב מותני חריף או תת-חריף, נשית (אישיאס, סכיאטיקה), או לאחר פציעה.

התוויות נגד

- אין

אזהרות

אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי. לעולם אין להשתמש ברצועה על פצע פתוח.

הוראות יישום

- (1) מרכז את החגורה מאחורי הגב. מקם אותה כך שרפידת עמוד השדרה התחתונה תימצא באזור המותן או בשקע הגב. הערה: ניתן ללבוש מתחת לחגורה חולצת T. בגדים עבים מפחיתים את היעילות.
- (2) אחוז בשני קצות החגורה (התחל ברצועות הפנימיות) ומשוך אותם לקדמת הגוף. שמור על מתח קל, התחל קודם בצד השמאלי וכרוך את חגורת הגב לכיוון הבטן. החזק אותה במקומה.
- (3) משוך את הצד הימני לכיוון קדמת הגוף וחבר באמצעות הצמדן לצד השמאלי.
- (4) חזור על שלבים 2-3 עם הרצועות החיצוניות.

הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.

לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.