



מגף FP Walker פניאומטי עם ספוג



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.
שימוש מיועד/התוויות: מגף ההליכה הפניאומטי תומך ברגל באמצעות כריות אוויר ומיועד לייצוב שברים של כף הרגל ו/או הקרסול, או של נקעים חמורים של הקרסול ושימוש לאחר ניתוח.

יעיל בריפוי שברים ובטיפול בבצקת.

התוויות נגד: לא רלוונטי

אזהרות:

על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו. אין לנפח את כריות האוויר יתר על המידה. ניפוח לא נכון של כרית האוויר עלול לגרום לגירוי ניכר של העור באנשים עם נזירות סוכרתית. הפחת את הלחץ בכרית האוויר בכל מקרה שנצפה שינוי בעור או שקיימת אי-נוחות. אין להשתמש באביזר זה במטופלים שאינם מסוגלים לדווח על אי-נוחות גופנית. בדומה לכל אביזרי הקיבוע לגפיים התחתונות, לדוגמה, גבסים או סדים, מטופלים חסרי תחושה (כלומר, אלחוש לאחר ניתוח, נזירות וכדומה) צריכים להיות במעקב צמוד לאיתור אזורים בעייתיים, גירוי בעור, או לטיפול בפצעים. יש להיזהר בהליכה על משטח חלק או רטוב, כדי למנוע פציעה. כאשר נמצאים בגבהים, כריות האוויר מתנפחות מעבר לרמה המיטבית. יש להדק או לשחרר את הרצועות כדי לכוון את הלחץ בכרית האוויר.

הוראות יישום: (להגברת הנוחות מומלץ לגרוב מתחת למגף גרב כותנה או גרב לגבס - הגרב אינה כלולה)

1. הכנת המגף

התר את הרצועות, הסר את הפנל הקדמי ופתח את הרפידה.

2. נעילת המגף

נעל את המגף בישיבה. הכנס את הרגל למגף. מקם את העקב כנגד החלק האחורי של המגף ומשוך את הרפידה קדימה כדי לוודא שאין קמטים (תרשים 1). כרוך את הרפידה סביב כף הרגל ולאחר מכן סביב הרגל, יישר את הקמטים והדק (תרשים 2). החזרת הפנל הקדמי למקומו. סגור את הרצועות מלמטה כלפי מעלה (תרשים 3). הדק אותן עד שהרגל תהיה עטופה היטב ותרגיש בנוח.

3. כוונן הלחץ בכרית האוויר

כריות האוויר של מגף FP Walker מגיעות ריקות מאוויר. כדי לנפח את כריות האוויר מצא את השסתומים בגב המגף בקרבת הקרסול. דחוף בחוזקה את הקצה המיועד לניפוח הבלון הידני לתוך השסתום הנמצא בצד הפנימי של הרגל. לחץ על הבלון עד שכריות האוויר יעטפו את האזור בנוחות (תרשים 4).

חזור על הפעולות עם השסתום שנמצא בצד האחורי של הרגל.

במקרה של ניפוח יתר, הוצא אוויר מכרית האוויר. כדי להוציא אוויר מכריות האוויר, הכנס את הקצה הנגדי של בלון הניפוח הידני לתוך השסתום ולחץ על בלון הניפוח עד שתרגיש בנוח ברמת הלחץ.

לחץ גבוה יותר מעניק תמיכה רבה יותר בהליכה, לחץ נמוך יותר נוח יותר בישיבה או כאשר הרגל מורמת.

(ניתן לכוון את הלחץ גם באמצעות הידוק או שחרור הרצועות.) **שימוש וניקוי:**

את ריפוד הספוג יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין ולהניח לו להתייבש באוויר.

אין להשתמש באביזר זה במטופלים שאינם מסוגלים לדחוח על אי-נוחות גופנית.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד.

במרשם בלבד

נטול לטקס

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הנוקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.