


## Humeral Stabilizing System



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. دلائل الاستعمال: كسور عضدية مستقرة • كسور مستقرة فوق اللقمة (النهاية المستديرة للعظمة) • عملية اختزال مفتوح مع تثبيت داخلي (ORIF) للكسور العضدية

• إصلاح العضلة ذات الرأسين/العضلة ثلاثية الرؤوس  
يمكن استعمال هذا النظام لعلاج الكسور العضدية الحاد.

يساعد تصميمه في تقليص بعض عدم الارتياح الأولي الشائع خلال المراحل الحادة من الإصابة. لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للألام المذكورة أعلاه. ينبغي تحديد تكرار ومدة الاستخدام من قبل أخصائي

الرعاية الصحية الذي وصف هذا النظام.

موانع الاستعمال: لا يوجد

معلومات حول الاستعمال:

(1) ابدأ مع المريض بينما يجلس، ويميل قليلاً إلى الأمام. بينما يتم دعم الساعد بالمعصم واليد، اسمح للجزء العلوي من الذراع بأن يتدلى إلى الأمام من الجسم. صفت كمّ العضد بحيث تكون مفصلة الكوع بخط واحد مع اللقمة الجانبية وتكون الوسادة المصنوعة من جلد الغنم على الأخرم (النهاية الخارجية لفقرة الكتف). لف كمّ العضد حول الجزء العلوي من الذراع وتأكد من أن الغطاء الخارجي والبطانة يتشايكان 2.5 سم-3.8 سم (1.5-1 إنش). يمكن قص الغلاف الخارجي ليلانم محيط أطراف أصغر. في النهاية، اربط الأخرمة بشدة متأكدًا من أن التوافق مع الجسم محكم. هام: لا تتألف في الشد.

راقب الدورة الدموية القاصية بفواصل زمنية منتظمة.

(2) ارفع قسم الساعد من الدعامة وضع المعصم واليد داخل الكفة كما هو مبين. يجب أن يكون الإبهام بوضعية مريحة حول قضيب مسكة اليد. اربط الحزام بإحكام بالمعصم.

(3) قم بوصول حزام الكتف من وسادة الأخرم على الكتف إلى قضيب مسكة اليد كما هو مبين. ضع وسادة الرقبة لتريح في الجزء الخلفي من الرقبة.

(4) يتضمن النظام ثقلاً وزنه 0.9 كغم (2 رطل) لتوفير جرّ خفيف على العظم أثناء الالتئام. استخدام الثقل اختياري، وسيكون بشكل محض وفقاً لتقدير الطبيب المعالج. لاستعماله، لف الوزن حول الساعد تماماً تحت الكوع كما هو مبين.

ملاحظة: يمكن قصّ ثقل الكمّ بالوسط لتخفيض الوزن للنصف.

تعليمات التفكيك

(5) حالما يلتئم الكسر جزئياً ويصبح مستقرًا، يمكن تفكيك نظام التثبيت العضدي ليضمن قسم الكمّ العضدي فقط.

(6) جد العلامة الموجودة على المعدن عمودياً، تماماً فوق رابط محور الكوع. بينما تقوم بتثبيت أعلى الكمّ على سطح صلب، اثنِ القضيب على العلامة. سوف ينكسر القضيب حيث العلامة بعد ثنيه عدة مرات.

ملاحظة: بعد كسر القضيب، قد ترغب ببرد السطح الحاد حيث الكسر لمنع إصابة. باستخدام مقص، تخلص من الجزء العلوي من كمّ الكتف كما هو مبين.

الاستعمال والعناية

- يمكن إزالة بطانة الكمّ والوسادة المصنوعة من جلد الغنم للتنظيف أو الاستبدال.
- لتنظيف البطانة، اغسلها باليد باستخدام صابون خفيف وبعد ذلك نشفها بالهواء.

استشر طبيبك أو المُعالج دائماً قبل إجراء تغييرات بالدعامة.

**تحذير:** ينبغي استعمال هذا المنتج تحت إشراف أخصائي بالمجال الطبي. هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام عام غير خاضع للرقابة. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

لاستخدام مريض واحد فقط.

**RX فقط**

**كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

**ملاحظة:** في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

**تحذير:** يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.