


## רצועה תת-פיקתית



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

**שימוש מיועד/התוויות:**

לכאב פטלופמורלי

**התוויות נגד: לא רלוונטי**

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

לעולם אין להשתמש ברצועה על פצע פתוח.

**הוראות יישום:**

1. שחרר את הרצועה וסגור אותה סביב הרגל בצורה רופפת. כרית האוויר חייבת להיות ממורכזת מתחת לפיקה.
2. מרכז את כרית הספוג מאחורי הברך.
3. הדק את הרצועה למידה נוחה. אל תהדק יתר על המידה.

**הוראות ניקוי:**

יש לכבס ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין.

יש לייבש באוויר.

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

**נטול לטקס**

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.