



תחבושת אלסטית לברך



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות:

מניעת סובלוקסציה של הפיקה והקלה במקרים כאלה. דלקת בגידי הפיקה. פציעות קלות במניסקוס.

התוויות נגד/אזהרות:

לפני היישום הראשון מומלץ להתייעץ עם איש צוות רפואי.

הוראות יישום:

משוך את הברכית והעלה אותה על הברך.

(1) צור עם התחבושת לולאה. מקם אותה מעל לברכית וסגור על הסוכך.

- כדי לחזק את הרצועות הפנימיות יש למשוך את התחבושת לכיוון החלק הפנימי.

- כדי לחזק את הרצועות החיצוניות יש למשוך את התחבושת לכיוון החלק החיצוני.

(2) כרוך את התחבושת מעל לירך, תוך שמירה על התחבושת מתוחה.

3) כרוך את התחבושת מתחת לירך.

4) כרוך אותה סביב הרגל, מתחת לפיקה.

5) לאחר מכן שוב מעל לירך.

6) העבר את התחבושת חזרה מתחת לירך וחבר את לשונית הצמדן לתחבושת עצמה.

יש להצמיד את לשונית הצמדן לתחבושת. אם היא הפוכה, התר את החבישה, הפוך אותה לצדה השני, והתחל מהתחלה.

הוראות ניקוי:

יש לכבס במים קרים

אין להשתמש בחומר מלבין

אין לנקות בניקוי יבש

אין לגהץ

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.