

MyBabystrap™ EVOLUTION



חגורת היריון

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות

• כאבי גב עקב היריון

- תמיכת הבטן במהלך ההיריון
- להקלה על אי הנוחות בהיריון עקב מתיחה והרחבה של הבטן.

התוויות נגד

- אין

אזהרות

המוצר מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד. אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

- (1) הניחי את חגורת הגב סביב המותניים, באמצעות לולאות הידיים.
 - (2) הדקי את חגורת הגב באמצעות הצמדן שבקדמת החגורה.
 - (3) משכי את רצועות הצד הרוחביות כדי להתאים את רמת הלחיצה.
 - (4) הדקי את רצועות הצד שבחלק הקדמי של החגורה באמצעות הצמדן.
- (4) ככל שהתינוק גדל, ניתן להרחיב את חגורת ההיריון.
- כדי להרחיב את חגורת הגב, כווני מחדש את רצועות הבטן הרוחביות כדלקמן:
- הסירי את חגורת הגב.
 - שחררי את רצועות הבטן בניתוקן מהצמדן הפנימי אליו הן מקובעות והחליקי אותן דרך החריצים הממוקמים בקרבת החלק הקדמי של חגורת הגב.
 - כאשר הגעת לאורך הנכון, הדקי את רצועות הבטן על יד חיבורן אל הצמדן הפנימי הממוקם בקרבת החריצים.
 - מקמי מחדש את חגורת הגב סביב המותניים והדקי אותה.
- על ידי התאמת המיקום של רצועות הבטן הרוחביות, ניתן להתאים את חגורת ההיריון להיקף המותניים עד סוף ההיריון.

הוראות ניקוי

יש לכבס במים פושרים עם סבון כביסה עדין. אין להשתמש בחומר מלבין. יש לשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לייבש במייבש כביסה. אין לנקות בניקוי יבש. אין לגהץ.

הרכב

פוליאסטר, פוליאמיד, פוליאורתן, אלסטן, כותנה, פלדה, פוליקרבונט

נטול לטקס

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.