


OA Everyday



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: תמיכה למטופלים החולים בדלקת

מפרקים ניוונית חד-צדדית של הברך. מוצר זה תוכנן כהשלמה למגוון הטיפולים הרפואיים השכיחים, המיועדים לטיפול במכאובים כמו אלה המתוארים לעיל. הרופא שרשם לך את המוצר יקבע את תדירות ומשך השימוש.

התוויות נגד: לתשומת לבך, חברת DJO, LLC אינה ממליצה להשתמש בברכיות קשיחות על שני הצדדים (רגל ימין ורגל שמאל) במהלך פעילויות (כמו סקי) העלולות לגרום לברכיות לגעת זו בזו, ולגרום לאובדן שליטה ולפגיעה אפשריים. לא מומלץ לעטות ברכיות קשיחות מעל הבגדים. התייעץ עם רופא לגבי מגבלות הפעילות שלך.

אזהרות: לפני עריכת שינויים במייצב יש להתייעץ תמיד עם הרופא או המטפל. יש להשתמש במוצר זה בפיקוח של איש צוות רפואי. האביזר אינו מיועד לשימוש ציבורי ללא פיקוח. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

הוראות יישום:

1) שב על קצה של כיסא וכופף את הברך ל-45°. מקם את המייצב כמוצג בתרשים 1, ומרַכֵּז את הצירים כ-2.54 ס"מ מעל לחלק העליון של פיקת הברך וקצת מאחורי קו האמצע של הרגל. ודא שהמייצב אינו מסובב על הרגל. (תרשים 1)

2) ראשית כרוך את רצועה מס' 1 (שוק עליונה) מאחורי השוק העליונה. הדק את האבזם שעל הרצועה בחוזקה לתוך האבזם המותקן על המסגרת. שחרר את קצה הרצועה ומשוך להידוק נוח. הקפד לא להדק אף אחת מהרצועות יתר על המידה, מכיוון שהדבר עלול לגרום להפחתה בזרימת הדם. הדק את רצועה מס' 2 (שוק תחתונה) בכריכת הרצועה מאחורי השוק התחתונה. הדק והתאם את הרצועות כמוסבר לעיל. המשך אל רצועה מס' 3 (ירך עליונה) ואל רצועה מס' 4 (ירך תחתונה). הדק והתאם את הרצועות כמוסבר לעיל. ניתן להתאים את רצועת השוק הקדמית בזמן ההתאמה הראשונית כך שתהיה הדוקה בנוחות כנגד השוק. רצועה זו לא תדרוש הידוק מחדש עם כל התאמה. הערה: הקפד לשמור על יישור נכון של הציר על הברך במהלך חגירת המייצב. במקרה הצורך, דחף את הצירים אחורה על הברך מעט מעבר לקו האמצע של הרגל. (תרשים 2)

3) כשכל החגירה הסתיימה, צעד מספר דקות ואז הדק מחדש את כל הרצועות לפי אותו הרצף שלעיל. הציר עשוי לנוע מעט נמוך יותר כדי למצוא את המרכז האנטומי של הברך. (תרשים 3)

4) להסרת המייצב, לחץ על אבזמי השחרור הממוקמים על כל רצועה והסר את המייצב. (תרשים 4)

הוראות לכוונן ציר ההעמסה:

טעון אישור - Comment [G1]:
בעיית סגמנצטיה

כדי לקבל את הכמות הנכונה של כוח מתקן להקלה על הכאב הסימפטומטי הקשור לדלקת מפרקים ניוונית חד-צדדית, איש צוות רפואי מיומן צריך להתאים את המייצב OA Everyday למטופל. ניתן לכוון את העומס הבסיסי כך: סובב את בורגי הכוונון בכיוון השעון באמצעות מפתח אלן המצורף. ניתן לשנות את כוונון הבורג הקדמי והאחורי בהתאם לממשק של הברגים עם הברך ולקבלת עומס נוח.

אין להבריג בורג כלשהו יותר מ-3 סיבובים מבלי להבריג גם את בורג הכוונון השני. הקפד לא לנעול את מנגנון הכוונון. אין לסובב יותר מאשר 20 סיבובים מלאים, אחרת הרפידה תשתחרר ממקומה. במקרה כזה, חזור על התהליך מהסוף להתחלה. כוונן תמיד את העומס על המייצב בהתאם לנוחות ולרמת הפעילות. הערה: גם אם לא מורגשת הקלה מיידית, אין זה אומר שהמייצב אינו פועל. עשויים לחלוף מספר שבועות עד שהרקמה הרכה בברך תסתגל לעומס המוגבר שמתקבל מהמייצב.

הוראות למעצורי פשיטה/כפיפה:

ציר סטנדרטי - כדי להתקין מעצורים, ראשית הסר את רפידת הציר, ולאחר מכן הוצא את הבורג, כמוצג בתרשים. הכנס את המעצורים, הצב אותם מול החורים בלוחית הציר, והכנס חזרה את הבורג. הברג היטב את הבורג באמצעות מברג פיליפס. (תרשים 5)

ציר מתכוונן - כדי להחליף את המעצורים בציר ההעמסה המתכוונן, ראשית חובה להוציא את זיז העומס המתכוונן מהציר, באמצעות הזזתו הלוך ושוב תוך סיבוב הברגים בכיוון השעון, עד שהרפידה תוסר. הוצא את המעצור והכנס את המעצור החדש. כדי להחליף את הרפידה הטלסקופית, הצב את הברגים מול החורים בלוחית הציר. החזק אותם היטב, והברג אותם באמצעות מפתח אלן נגד כיוון השעון עד שהתברגים ייאחזו בחורים. הברג את הברגים בזה אחר זה, בכל פעם קצת, עד שהרפידה תשוב למיקומה המקורי. (תרשים 6)

הזווית של המעצור האמצעי חייבת להיות זהה לזווית של המעצור הצדי.

מעצורי פשיטה: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°. מעצורי כיפוף: 0°, 45°, 60°, 75° ו-90°

(לא מותקנים מעצורים במשלוח).

הוראות לריפוד גבששת השוקה:

הספוג השחור (גב דביק) משמש לטיפול באי-נוחות בשוק או בגבששת השוקה. חתוך את הספוג לגובה המתאים של השרוולית. שים לב לאזור אי-הנוחות שבו הרגל נפגשת עם השרוולית. הסר את ריפוד השרוול והדבק חתיכת ספוג בכל צד של גבששת השוקה. ייתכן שתצטרך לערום מספר שכבות של ספוג כדי לקבל את העומק הנכון. החזר את ריפוד השרוולית למקומו. אם אי-הנוחות נמשכת, הפסק את השימוש והודיע לרופא.

הוראות עבור ערכת רפידות הצירים:

למייצב שלך יש ערכת רפידות צירים המכילה רפידות צירים של 2, 3 ו-5 מ"מ.

יש להשתמש ברפידות אלה כדי למלא את המרווח בחלק האמצעי או הרחבי. ניתן לערום אותן במספר שכבות.

שימוש וניקוי:

ניתן לגזור את כל הרצועות והרפידות ולהתאימן להבדלים האישיים בהיקף הגפה. ניתן להשתמש באביזר במים מתוקים או מלוחים. לאחר השימוש בפעילויות במים, יש לנקז היטב, לשטוף במים נקיים ולייבש באוויר.

הוראות ניקוי: יש לכבס את הרפידות ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין. יש לייבש באוויר. הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את המוצר כולו או חלקים ממנו ואת אביזריו בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה עבור החלקים הרכים, ושנה אחת מתאריך המכירה עבור מסגרת/צירי הסד.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

במרשם בלבד

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.