



رباط اليد الهوائي Pneumatic Armband



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبغناية. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

من أجل كوع التنس

موانع الاستعمال: غير متوفرة

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك. قد يؤدي الشد المفرط للرباط الهوائي إلى تهتك الدورة الدموية. إذا كان لديك الخبرة في وخز الإبر أو التخدير، أرخي الحزام.

معلومات حول الاستعمال:

1. لف رباط اليد حول الذراع (شعار Aircast مواجهًا للخارج).

ثبت الحزام بشكل مرتخي.

2. عدل رباط اليد بحيث تكون خلية الهواء متمركزة فوق أو تحت الساعد.

3. عدل الحزام على نحو مرتخٍ مرة أخرى.

تعليمات التنظيف:

يمكن غسلها بمياه دافئة باستخدام صابون خفيف. نشفها في الهواء.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط.

بدون لاتكس

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.