






צווארון לצוואר ProCare® Transitional 172 C



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין. שימוש מיועד/התוויות:

מגביל פלקסיה, אקסטנציה ורוטציה של עמוד השדרה הצווארי ומשפר את החלמת המטופל.

- נקעים ומתיחות
- פציעות מתיחת צוואר (צליפת שוט)
- שינויים ניווניים בעמוד השדרה הצווארי

התוויות נגד: אין

אזהרות:

אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

אופן היישום במטופל השכוב פרקדן:

- 1) הנח את המטופל כשראשו מיושר באופן ניטרלי, ולאחר מכן מדוד את המרחק האנכי מקצה הסנטר עד החלק העליון של הכתף בסרגל מידות.
- 2) עצב את הצווארון בעיצוב מקדים להשגת נוחות, התאמה ומניעת תזוזה אופטימליות: פנל קדמי – גלגל את צדי הפנל פנימה בשתי הידיים. פנל אחורי – גלגל את הפנל לגליל. תזכורת: הכוונן והתאמת המידה חשובות ביותר. כוונן הצווארון קצר מדי עלול לא לספק תמיכה נאותה. כוונן צווארון ארוך מדי עלול לגרום למתיחת יתר.
- 3) הנח את הפנל האחורי מתחת לשקע הצוואר עד שהפנל יהיה ממורכז מתחת לצוואר.
- 4) כשראש המטופל מיושר באופן ניטרלי, החלק את החלק הקדמי של הצווארון במעלה הצוואר של המטופל ומקם כראוי את תמיכת הסנטר. תזכורת: לפני הנחת הצווארון, ודא שנבחרה המידה המתאימה.
- 5) החזק את הפנל הקדמי בחוזקה ביד אחת, מרכז את הפנל האחורי וחבר את שני הצדדים אל הפנל הקדמי.
- 6) במידת הצורך, התאמות קלות של הרצועות ושל תומכי הפנל הקדמי והאחורי יכולות לשפר את הנוחות, ההתאמה ומניעת התזוזה.

אופן היישום במטופל מתנייד (זקוף):

- א) הנח את המטופל כשראשו מיושר באופן ניטרלי, ומדוד את המרחק האנכי מקצה הסנטר עד החלק העליון של הכתף בסרגל מידות.
 - ב) עצב את הצווארון בעיצוב מקדים להשגת נוחות, התאמה ומניעת תזוזה אופטימליות: פנל קדמי – גלגל את צדי הפנל פנימה בשתי הידיים. פנל אחורי – גלגל את הפנל לגליל.
תזכורת: הכוונן והתאמת המידה חשובות ביותר.
כוונן הצווארון קצר מדי עלול לא לספק תמיכה נאותה.
כוונן צווארון ארוך מדי עלול לגרום למתיחת יתר.
 - ג) כשראש המטופל מיושר באופן ניטרלי, החלק את החלק הקדמי של הצווארון במעלה הצוואר של המטופל ומקם כראוי את תמיכת הסנטר. תזכורת: לפני הנחת הצווארון, ודא שנבחרה המידה המתאימה.
 - ד) החזק את הפנל הקדמי בחוזקה ביד אחת. הנח את הפנל האחורי מתחת לשקע הצוואר עד שהפנל יהיה ממורכז מתחת לצוואר וחבר את שני הצדדים אל הפנל הקדמי.
 - ה) במידת הצורך, התאמות קלות של הרצועות ושל תומכי הפנל הקדמי והאחורי יכולות לשפר את הנוחות, ההתאמה ומניעת התזוזה.
- הערה (פגמים אחוריים ואביזרים): השתמש בפנל האחורי הקטן כאשר הפנל האחורי הסטנדרטי הארוז יחד עם כל הצווארונים (בא במגע עם האוזניים ו/או חופף לפנל הקדמי של הצווארון עד לנקודה שבה יש פחות מ 5-5" מ של מגע הצמדן בכל צד) עד היקף של 50 ס"מ. (השתמש בפנל האחורי הגדול כאשר הפלסטיק של הפנל האחורי אינו בא במגע עם הפלסטיק של הפנל הקדמי הסטנדרטי (עד היקף של 62.5 ס"מ).

שימוש וניקוי: (הוראות ניקוי ואחסון)

יש לכבס ביד במים קרים (30°C) עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר.
הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.

אחריות:

חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

התקנות המשפטיות הנוכחיות חלות.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

במרשם בלבד

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי

איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.