


מייצב כתף Quadrant®



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

התוויות: תיקון מסובבי הכתף לאחר ניתוח • תיקון בנקרט

לאחר ניתוח • מניפולציה לאחר ניתוח • איחויי כתף.

מוצר זה תוכנן כהשלמה למגוון הטיפולים הרפואיים השכיחים, המיועדים לטיפול במכאובים כמו אלה המתוארים לעיל. איש הצוות הרפואי שרשם לך את המוצר יקבע את תדירות ומשך השימוש. להכנת המייצב ליישום ראשוני, שחרר את כל הצירים כולל אלה שעל הכתף והמרפק. עיין בפרק כוונן הצירים לקבלת הוראות לנעילה ופתיחה של הצירים.

כמו כן, לשימוש נוח, פתח את כל הרצועות והקפד לקפל את הקצוות של הרצועות בחזרה על עצמן. הערה: הוראות אלה ממחישות כיצד ליישם את המייצב במטופל שוכב לאחר ניתוח.

התוויות נגד: אין

אופן היישום:

1) התאם את זרוע הגוף לגובה המטופל ראשית על ידי מיקום לוח האגן הגדול כך שמשולש הספוג שבצד הפנימי של הלוח ינוח על רכס הכסל. שחרר את הכפתור שעל הלוח והתאם את גובה זרוע הגוף כך שציר הכתף העליון יהיה מיושר על או מעט מעל המפרק הכתף הקדמי.

הדק את כפתור כוונן הגובה לאחד מארבעה מצבי הגובה המוגדרים.

2) העבר את המטופל לתנוחת ישיבה זקופה והעבר את רצועת הכתף כלפי מעלה ומעבר לכתף שאינה פגועה, ואת רצועת החזה לרוחב הגב העליון. הנח את רצועת המותניים על השולחן, מאחורי המטופל בדיוק מעל גובה המותן.

3) החזר את המטופל למצב שכיבה וקבע את כל שלוש הרצועות בסדר הבא: 1) רצועת הכתף (מתחברת ללוח האגן), 2) רצועת החזה (סביב הגב ותחת הזרוע הנגדית, מתחברת לטבעת הקדמית העליונה שעל הזרוע האנכית, 3) רצועת המותן העוברת סביב אזור הבטן. ודא שכל הרצועות מהודקות בנוחות. הערה: חתיכות הצמדן המחוברות לרפידות רצועות הכתף והחזה משמשות לחיבור שתי הרצועות יחד במקום שבו הן מצטלבות בחזה ובגב. בדרך זו הרצועות נשארות במקומן. השתמש בנקודות עם קודי הצבע שעל הרצועות כדי לסייע באיתור נקודות החיבור המתאימות.

4) התאם את אורך הזרוע בסיבוב הגליל השחור הקטן הממוקם מתחת לשרוול הזרוע העליון. סיבוב הגליל בכיוון השעון יאריך את הזרוע, סיבוב נגד כיוון השעון יקצר אותה. רפידת המרפק צריכה להתיישר עם האפיקונדיל האמצעי. הדק את שתי הרצועות על שרוולית הזרוע.

5) שחרר את שני הכפתורים שבמשטח התחתי של האמה.

החלק את האמה עד שהחלק המורם של התמיכה מונח בנוחות בכף היד. ניתן גם לסובב את השרוול כדי להתאים לסופיניציה או פרוניציה. הדק את שתי הרצועות על פני האמה. כאשר הזרוע מוחזקת במצב מניעת התזזה הרצוי, נעל את כל הצירים.

הוראות לכוונן הציר

הערה: ניתן לשחרר כל ציר או צירוף של צירים כדי לאפשר תרגול של טווח תנועה במישור מבוקר.

6) צירי הצדדה וכפיפה (הממוקמים במפרקי הכתף והמרפק)

שחרר את כפתור האבטחה השחור הקטן סיבוב עד סיבוב וחצי כנגד כיוון השעון.

סובב את כפתור הכוונן השחור עד שייכנס בנקישה למצב משוחרר. לאחר שהציר נמצא במצב הכפיפה או הצדדה הרצוי, סובב את כפתור הכוונן השחור עד שייכנס בנקישה למצב נעול. הדק את כפתור האבטחה בכיוון השעון כדי לוודא שהציר מאובטח.

7) ציר סיבוב פנימי/חיצוני (ממוקם מתחת לשרוול הזרוע העליון)

שחרר את ציר גליל הפליז הקרוב לגוף בסיבוב כנגד כיוון השעון. הדבר ישחרר את הציר ויאפשר סיבוב חיצוני/פנימי חופשי. לנעילה בכל מצב רצוי, פשוט סובב את גליל הפליז בכיוון השעון עד שתרגיש בהתנגדות.

שימוש וניקוי

• יש להדריך את המטופל לבדוק באופן קבוע את ההידוק של כל הכפתורים.

• לוח האגן ניתן לעיצוב בחום אם נדרש שינוי קל בצורה.

• את הריפודים יש לכבס ביד במים קרים. יש לייבש באוויר.

לפני עריכת שינויים במייצב יש להתייעץ תמיד עם הרופא או המטפל.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.