


מייצב כתף SCOI



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

התוויות: תיקוני מסובבי הכתף • יציבות קופסית הכתף • הליכי בנקרט • החלפת כתף תותבת

מוצר זה תוכנן כהשלמה למגוון הטיפולים הרפואיים השכיחים, המיועדים לטיפול במכאובים כמו אלה המתוארים לעיל. איש הצוות הרפואי שרשם לך את המוצר יקבע את תדירות ומשך השימוש. לנוחות וקלות היישום לאחר ניתוח, מומלץ להתאים מראש את המייצב למטופל לפני הניתוח.

התוויות נגד: אין

אופן היישום:

1) שחרר את הצירים שבכתף, במרפק, ובשרוולית הזרוע העליונה ומקם את שני צירי הכתף בהצדדה של בין 60° ל-90°. ניתן להתאים את המייצב לצד ימין או שמאל בסיבוב חלק האמה ב-180° במפרק המרפק. רפידות ציר הכתף ניתנות להסרה ויש להניחן כאשר רפידת העור מאחור, ורפידת הספוג מקדימה. לשימוש נוח, פתח את כל הרצועות וקפל את הקצוות של הרצועות בחזרה על עצמן. שחרר, אך אל תסיר את הכפתורים השונים במיקומים המוצגים.

2) התאם את זרועות הגוף לגובה המטופל ראשית על ידי מיקום לוח האגן הגדול כך שמשולש הספוג שבצד הפנימי של הלוח ינוח על רכס הכסל. שחרר את הכפתור על הלוח והתאם את גובה זרוע הגוף כך שציר הכתף העליון יהיה מיושר מול מפרק הכתף. זרועו של

רפידת העור" - "Comment [G1]:
"השמטנו את "כבש

המטופל צריכה לנוח בנוחות בשרוולי הזרוע והאמה של המייצב. הדק את כפתור כוונן הגובה לאחד מארבעה מצבי הגובה המוגדרים.

3) אם המטופל במצב שכיבה, העבר את המטופל לתנוחת ישיבה זקופה והעבר את רצועת הכתף כלפי מעלה ומעבר לכתף שאינה פגועה, ואת רצועת החזה לרוחב הגב העליון. הנח את רצועת המותניים על השולחן, מאחורי המטופל בדיוק מעל גובה המותן.

החזר את המטופל למצב שכיבה וקבע את כל שלוש הרצועות בסדר הבא: 1. רצועת הכתף (מתחברת ללוח האגן), 2. רצועת החזה (סביב הגב ותחת הזרוע הנגדית, מתחברת לטבעת הקדמית העליונה שעל הזרוע האנכית), 3. רצועת המותן העוברת סביב אזור הבטן. ודא שכל הרצועות מהודקות בנוחות. השתמש בנקודות עם קודי הצבע שעל הרצועות כדי לסייע באיתור נקודות החיבור המתאימות.

הערה: חתיכות הצמדן המחוברות לרפידות רצועות הכתף והחזה רפידות משמשות כדי לחבר את שתי הרצועות יחד במקום שבו הן מצטלבות בחזה ובגב. בדרך זו הרצועות נשארות במקומן.

4) שחרר את שני כפתורי הכוונן הממוקמים משני צדי פסי התמיכה של הזרוע העליונה. התאם את חלק הזרוע של המייצב כך שרפידת המרפק/הציר יהיו ממורכזים מתחת למרפק המטופל. הדק שוב את שני כפתורי הכוונן. הדק את רצועות שרוולית הזרוע. שחרר את שני הכפתורים במשטח התחתית של זרוע האמה. החלק את זרוע האמה עד שהחלק המורם של התמיכה מונח בנוחות בכף היד. ניתן גם לסובב את השרוול כדי להתאים לסופינציה או פרונציה. הדק שוב את הכפתורים והדק את רצועת האמה. כאשר הזרוע מוחזקת במצב מניעת התזזה הרצוי, נעל את כל הצירים.

הוראות לכוונן הציר

5) שחרר את כפתור האבטחה השחור הקטן סיבוב עד סיבוב וחצי כנגד כיוון השעון.

6) סובב את כפתור הכוונן השחור עד שייכנס בנקישה למצב משוחרר.

7) לאחר שהציר נמצא במצב ההצדדה הרצוי, סובב את כפתור הכוונן השחור עד שייכנס בנקישה למצב נעול.

8) הדק את כפתור האבטחה בכיוון השעון כדי לוודא שהציר מאובטח.

שימוש וניקוי

• יש להדריך את המטופל לבדוק באופן קבוע את ההידוק של כל הכפתורים.

• לוח האגן ניתן לעיצוב בחום אם נדרש שינוי קל בצורה.

• את הריפודים יש לכבס ביד במים קרים. יש לייבש באוויר.

לפני עריכת שינויים במייצב יש להתייעץ תמיד עם הרופא או המטפל.

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה בפיקוח של איש צוות רפואי. האביזר אינו מיועד לשימוש ציבורי ללא פיקוח. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

במרשם בלבד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.