





SP Walker



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות:

המגף יעיל לטיפול בפציעות בקדמת כף הרגל, מרכז כף הרגל ואחורי כף הרגל, שברים בכף הרגל, פציעות או ניתוחים הקשורים לרקמה הרכה, לגידים או לרצועות, טיפול חד או לאחר ניתוח (כלומר, כריתה של הבלטה הגרמית המדיאלית [בובינוקטומיה], חיתוך עצם [אוסטאטומיה] וכדומה), ונקעים של הקרסול.

יעיל בריפוי שברים ובטיפול בבצקת.

התוויות נגד: לא רלוונטי

אזהרות:

אין לנפח את כריות האוויר יתר על המידה. ניפוח לא נכון של כרית האוויר עלול לגרום לגירוי ניכר של העור באנשים עם נירופתיה סוכרתית. הפחת את הלחץ בכרית האוויר בכל מקרה שנצפה שינוי בעור או שקיימת אי-נוחות. אין להשתמש באביזר זה במטופלים שאינם מסוגלים לדווח על אי-נוחות גופנית.

בדומה לכל אביזרי הקיבוע לגפיים התחתונות, לדוגמה, גבסים או סדים, מטופלים חסרי תחושה (כלומר, אלחוש לאחר ניתוח, נירופתיות וכדומה) צריכים להיות במעקב צמוד לאיתור אזורים בעייתיים, גירוי בעור, או לטיפול בפצעים.

יש להיזהר בהליכה על משטח חלק או רטוב, כדי למנוע פציעה.

על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.

הוראות יישום: (להגברת הנוחות מומלץ לגרוב מתחת למגף גרב כותנה או גרב לגבס - הגרב אינה כלולה)

1. הכנת המגף - התר את הרצועות, הסר את הפנל הקדמי ופתח את הרפידה.

2. הנחת המגף - נעל את המגף בישיבה. הכנס את כף הרגל למגף.

מקם את העקב כנגד החלק האחורי של המגף ומשוך את הרפידה קדימה כדי לוודא שאין קמטים (תרשים 1).
כרוך את הרפידה סביב כף הרגל ולאחר מכן סביב הקרסול, יישר את הקמטים והדק (תרשים 2).

מקם את הפנל הקדמי כך שהלוגו Aircast יהיה מעל לאצבעות.

סגור את הפנל הקדמי כך שהחלק התחתון יהיה בתוך המגף, והחלק העליון מחוץ למגף. סגור את הרצועות מלמטה כלפי מעלה (תרשים 3). הדק אותן עד שהרגל תהיה עטופה היטב ותרגיש בנוח.

3. כוונן הלחץ בכרית האוויר - כריות האוויר של מגף SP Walker מגיעות ריקות מאוויר. לניפוח כריות האוויר, דחוף בחוזקה את הקצה המיועד לניפוח של הבלון הידני לתוך השסתום ולחץ על הבלון עד שכריות האוויר יעטפו את האזור בנוחות (תרשים 4). התחל בשסתום בחלק הפנימי של הרגל, ועבור לשסתום שבחלק החיצוני של הרגל.

במקרה של ניפוח יתר, הוצא אוויר מכרית האוויר. כדי להוציא אוויר מכריות האוויר, הכנס את הקצה הנגדי של בלון הניפוח הידני לתוך השסתום ולחץ על בלון הניפוח עד שתרגיש בנוח ברמת הלחץ.

לחץ גבוה יותר מעניק תמיכה רבה יותר בהליכה, לחץ נמוך יותר נוח יותר בישיבה או כאשר הרגל מורמת. (ניתן לכוון את הלחץ גם באמצעות הידוק או שחרור הרצועות.)

הוראות ניקוי

את ריפוד הספוג של ה-SP WALKER יש לכבס ביד

במים קרים עם סבון כביסה עדין ולהניח לו להתייבש באוויר. אין

לייבש במייבש כביסה או באמצעות מקור חום אחר.

שימוש בגבהים:

כאשר נמצאים בגבהים, כריות האוויר מתנפחות מעבר

לרמה המיטבית. יש להדק או לשחרר את הרצועות

כדי לכוון את הלחץ בכרית האוויר.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

במרשם בלבד

נטול לטקס

מיועד לשימוש של מטופל יחיד.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי

איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.