


SPORTS HINGED KNEE



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- دعم لالتواء خفيف في الرباط الجانبي الداخلي (MCL) والرباط الجانبي الخارجي (LCL)
- التهاب مفاصل خفيف
- بأعقاب استئصال الهلالة بمنظار المفصل
- عدم الاستقرار الكلي الخفيف

موانع الاستعمال

- يرجى ان تعلم أن LLC،DJO لا توصي باستعمال دعامة الركبة الوظيفية بشكل ثنائي متزامن (الساق الأيمن والأيسر معًا)، خلال الأنشطة (مثل التزلج) التي قد تسبب ملامسة الدعامة لبعضها، مما يؤدي إلى فقدان سيطرة محتمل وإصابة. لا يوصى بلبس مشدات الركبة الوظيفية فوق الملابس.

تحذير واحتياطات

إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

تعليمات الاستعمال

فك وأرخ أحزمة الفخذ وبطة الساق.

(1) اعتمادًا على أسلوب المنتج المختار، اسحب الدعامة على الساق أو لفّ الدعامة حول الساق. ضع الكم بحيث تكون العلاقات موازية لبعضها البعض، والجزء العلوي من الشق الدائري محاذاً مع الجزء العلوي من صابونة الركبة.

(2) اربط أحزمة الدعامة على الفخذ وبطة الساق.

العناية

اغسل البطانة باليد بمياه دافئة باستخدام صابون معتدل، واشطف جيداً. ونشفها في الهواء.

ملاحظة: إذا لم يشطف جيداً، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.

قد يستخدم المشد في الماء العذب أو المالح. بعد الاستخدام، واشطفه تماماً بماء نظيف وماء عذب. ونشفها في الهواء.

غير مصنوع من لاتكس مطاط طبيعي

معدّ للاستخدام على مريض واحد



باطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.