


ברכית ספורט עם צירים



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות

- תמיכה בנקעים קלים של הרצועה הקולטרלית האמצעית ו/או הרצועה הקולטרלית הצדית
- דלקת מפרקים קלה
- לאחר ניתוח ארתרוסקופיה
- חוסר יציבות כללית קלה

התוויות נגד

- לתשומת לבך, חברת DJO, LLC אינה ממליצה להשתמש בברכיות תפקודיות על שני הצדדים (רגל ימין ורגל שמאל) במהלך פעילויות (כמו סקי) העלולות לגרום לברכיות לגעת זו בזו, ולגרום לאובדן שליטה ולפציעה אפשריים. לא מומלץ להשתמש בברכיות תפקודיות מעל בגדים.

אזהרות

אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

הוראות יישום

התר ושחרר את רצועות הירך והשוק.

1) משוך את הברכית על הרגל או כרוך אותה סביב הרגל, בהתאם לגרסת האביזר שברשותך. מקם את הברכית כך שהצירים יקבילו זה לזה, והחלק העליון של הפתח העגול יקביל לחלק העליון של הפיקה.

2) הדק את רצועות התמיכה בירך ובשוק.

הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר.

הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.

ניתן להשתמש באביזר במים מתוקים או מלוחים. לאחר השימוש יש לנקז היטב ולשטוף במים מתוקים נקיים. יש לייבש באוויר.

לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.