


Sully® Shoulder Stabilizer



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبغناية. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: يساعد على تخفيض إمكانية إصابة إضافية بعد إصابة قائمة في الكتف.

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

استعمال Sully

1. ضع الذراع المصابة في كمّ Sully (سولي). اربط حزام الفيلكرو بإحكام فوق الكوع تمامًا.
 2. أمسك الثوب في مكانه بينما يدفع الرياضي ذراعه للأسفل داخل Sully لضمان ملامسة جيدة بين النيوبرين والجلد.
 3. أغلق الثوب باستخدام إغلاق الفيلكرو تحت الذراع المقابلة لتوفير توافق مريح ولكنه محكم.
- عدم استقرار أمامي

أ. قم بوصل طرف الفيكلرو الثابت بالحزام المتشعب (المجزأ) بجانب الذراع المعالجة. اسحب الحزام السفلي (A) تحت الإبط، وراء الظهر وعلى الكتف المعاكس. قص الشريط للطول المرغوب وأقل إغلاق الفيكلرو بإحكام.
B. ضع الجزء العلوي من الحزام المتشعب (B) تحت الإبط، وراء الظهر وحول الجزء الأمامي من الجسم. قص الشريط للطول المرغوب وأقل إغلاق الفيكلرو بإحكام. تحقق من مستويات التحرك والاستقرار المرغوبة. قم بتعديل الأحزمة بموجب الحاجة.

عدم استقرار متعدد الاتجاهات

A1. قم بوصل طرف الفيكلرو الثابت بواحد من الأحزمة التي طولها 10 سم (A1) بجانب الذراع المعالجة الإنسي والخلفي. اسحب الحزام بشكل علوي تماماً تحت النائي الأخرمي. مرر الحزام فوق الصدر ومن ثم حول الظهر. قص الشريط للطول المرغوب وأقل إغلاق الفيكلرو بإحكام.

B1. قم بوصل طرف الفيكلرو الثابت بواحد من الأحزمة التي طولها 10 سم (B1) بالجانب الإنسي والخلفي من الذراع المعالجة. اسحب الحزام بشكل علوي تماماً تحت النائي الأخرمي. مرر الحزام فوق الظهر ومن ثم حول الجزء الأمامي من الجسم. قص الشريط للطول المرغوب وأقل إغلاق الفيكلرو بإحكام. تحقق من مستويات التحرك والاستقرار المرغوبة. قم بتعديل الأحزمة بموجب الحاجة.

عدم استقرار سفلي

A2. قم بوصل طرف الفيكلرو الثابت بواحد من الأحزمة التي طولها 10 سم (A2) بجانب الذراع المعالجة الإنسي والخلفي. لولب الحزام حول الجزء الأمامي من الذراع، ومن ثم تحت الإبط. مرر الحزام للأعلى وفوق المفصل الأخرمي الترقوي. مرر الحزام فوق الصدر ومن ثم حول الظهر. قص الشريط للطول المرغوب وأقل إغلاق الفيكلرو بإحكام.

B2. قم بوصل طرف الفيكلرو الثابت بواحد من الأحزمة التي طولها 10 سم (B2) بجانب الذراع المعالجة الإنسي والأمامي. لولب الحزام حول الجزء الخلفي من الذراع، ومن ثم تحت الإبط. مرر الحزام للأعلى وفوق المفصل الأخرمي الترقوي. مرر الحزام فوق الظهر ومن ثم حول الجزء الأمامي من الجسم. قص الشريط للطول المرغوب وأقل إغلاق الفيكلرو بإحكام. تحقق من مستويات التحرك والاستقرار المرغوبة. قم بتعديل الأحزمة بموجب الحاجة.

تباطؤ خلفي/بالكفة المدورة

A3. ضع ذراع الرياضي بوضعية مدارة خارجياً. قم بوصل طرف الفيكلرو الثابت بواحد من الأحزمة التي طولها 10 سم بالجانب الخلفي من ذراع الرياضي. مرر الحزام للأعلى وفوق المفصل الأخرمي الترقوي.

مرر الحزام فوق الظهر ومن ثم حول الجزء الأمامي من الجسم. قص الشريط للطول المرغوب وأقل إغلاق الفيكلرو بإحكام. تحقق من مستويات التحرك والاستقرار المرغوبة. قم بتعديل الأحزمة بموجب الحاجة.

إجهاد عضلي (صدرى، وما إلى ذلك)

A4. قم بوصل طرف الفيكلرو الثابت بواحد من الأحزمة التي طولها 10 سم بالجانب الإنسي والخلفي من الذراع المعالجة. اسحب الحزام بشكل علوي تماماً تحت النائي الأخرمي. مرر الحزام فوق الصدر ومن ثم حول الظهر. قص الشريط للطول المرغوب وأقل إغلاق الفيكلرو بإحكام. تحقق من مستويات التحرك والاستقرار المرغوبة. قم بتعديل الأحزمة بموجب الحاجة.

انفصال الكتف

A5. ضع رفاة اسفنجية على المفصل الأخرمي الترقوي. قم بتعديل الأحزمة بموجب الحاجة. استعمل أي واحد من الأغشية كما هو مبين لتعزيز الاستقرار.

تعليمات التنظيف:

اغسله باليد ونشفه في الهواء.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.