


מייצב [GM1] כתף Sully®



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין. שימוש מיועד/התוויות: עוזר להפחית ולצמצם פציעה נוספת של פציעה קיימת בכתף.

התוויות נגד: אין

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

אופן היישום:

יישום מייצב ה-Sully

1. הנח את היד הפגועה בשרולית של ה-Sully. חבר את רצועת הצמדתן (Velcro®) בהידוק נוח מעט מעל למרפק.
2. החזק את מייצב הכתף במקומו, בעוד הספורטאי דוחף את זרועו לתוך ה-Sully כדי להבטיח מגע טוב בין הניאופרן לבין העור.
3. סגור את מייצב הכתף באמצעות הצמדתן מתחת לזרוע הנגדית כדי להעניק התאמה נוחה אך צמודה.

א-ייציבות אחורית

א. חבר את קצה הצמדתן הקבוע של הרצועה המפוצלת לצד הזרוע הפגועה. משוך את הרצועה התחתונה (א) מתחת לבית השחי, מאחורי הגב ומעל לכתף הנגדית. גזור את הרצועה לפי האורך והדק בעזרת סוגר הצמדתן (ולקרו).

ב. הנח את החלק העליון של הרצועה המפוצלת (ב) מתחת לבית השחי, מאחורי הגב וסביב אל החלק הקדמי של הגוף. גזור את הרצועה לפי האורך והדק בעזרת סוגר הצמדן (ולקרו). בדוק את הרמות הרצויות של הניידות והיציבות. כוונן את הרצועות לפי הצורך.

חוסר יציבות רב-כיוונית

א1. חבר את קצה הצמדן הקבוע של רצועת ה-10 ס"מ אחת (א1) לצד האמצעי והאחורי של הזרוע הפגועה. משוך את הרצועה מעט למעלה, הרחק מזיז שיא הכתף. הבא את הרצועה לרוחב החזה ואז מסביב לגב. גזור את הרצועה לפי האורך והדק בעזרת סוגר הצמדן (ולקרו).

ב1. חבר את קצה הצמדן הקבוע של רצועת ה-10 ס"מ השנייה (ב1) לצד האמצעי והקדמי של הזרוע. משוך את הרצועה למעלה ולרוחב מעט הרחק מזיז שיא הכתף. הבא את הרצועה לרוחב הגב ואז סביב קדמת החזה. גזור את הרצועה לפי האורך והדק בעזרת סוגר הצמדן (ולקרו). בדוק את הרמות הרצויות של הניידות והיציבות. כוונן את הרצועות לפי הצורך.

חוסר יציבות תחתונה

א2. חבר את קצה הצמדן הקבוע של רצועת ה-10 ס"מ אחת (א2) לצד האמצעי והאחורי של הזרוע. לפף את הרצועה סביב קדמת הזרוע, ואז מתחת לבית השחי. הבא את הרצועה כלפי מעלה ומעל למפרק שיא הכתף והבריח. הבא את הרצועה לרוחב החזה ואז מסביב לגב. גזור את הרצועה לפי האורך והדק בעזרת סוגר הצמדן (ולקרו).

ב2. חבר את קצה הצמדן הקבוע של רצועת ה-10 ס"מ השנייה (ב2) לצד האמצעי והקדמי של הזרוע. לפף את הרצועה סביב אחורי הזרוע, ואז מתחת לבית השחי. משוך את הרצועה כלפי מעלה ומעל למפרק שיא הכתף והבריח. הבא את הרצועה לרוחב הגב ואז סביב קדמת הגוף. גזור את הרצועה לפי האורך והדק בעזרת סוגר הצמדן (ולקרו). בדוק את הרמות הרצויות של הניידות והיציבות. כוונן את הרצועות לפי הצורך.

האטת אחורי/מסובבי הכתף

א3. מקם את זרועו של הספורטאי במצב מסובב כלפי חוץ. חבר את קצה הצמדן הקבוע של רצועת ה-10 ס"מ אחת לצד האחורי של זרוע הספורטאי. משוך את הרצועה למעלה ומעל למפרק שיא הכתף והבריח.

הבא את הרצועה לרוחב הגב ואז סביב קדמת הגוף. גזור את הרצועה לפי האורך והדק בעזרת סוגר הצמדן (ולקרו). בדוק את הרמות הרצויות של הניידות והיציבות. כוונן את הרצועות לפי הצורך.

מתיחות שרירים (חזה, וכדומה)

א4. חבר את קצה הצמדן הקבוע של רצועת ה-10 ס"מ אחת לצד האמצעי והאחורי של הזרוע הפגועה. משוך את הרצועה מעט למעלה, הרחק מזיז שיא הכתף. הבא את הרצועה לרוחב החזה ואז מסביב לגב. גזור את הרצועה לפי האורך והדק בעזרת סוגר הצמדן (ולקרו). בדוק את הרמות הרצויות של הניידות והיציבות. כוונן את הרצועות לפי הצורך.

הפרדות כתף

א5. מקם את רפידת הספוג מעל מפרק שיא הכתף והבריח. כוונן את הרצועות לפי הצורך. להגברת היציבות, השתמש בכל אחת מהחבישות כמודגם.

הוראות ניקוי:

יש לכבס ביד ולייבש באוויר.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.