



# Surround® Patella Strap



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلالتن الاستعمال: التهاب الوتر بالرضفة (عظم رأس الركبة)، تليّن الغضروف، متلازمة أوزغود - شلاتر.  
موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال: اجلس على حافة كرسي أو قف بحيث تكون الساق مستقيمة.

(1) ضع الحزام الرئيسي مع السند الأنبوبي أسفل الرضفة تمامًا بالفجوة الطبيعية. (ينبغي أن يكون الربط بأحد جوانب الحزام باتجاه الأسفل).

(2) اربط أطراف الحزام الرئيسي إما خلف الركبة أو إذا كانت هناك حاجة لرفع إضافي لضمان توافق مشدود، اربط أطراف الحزام الرئيسي بإحكام على جانب الركبة وبعد ذلك قم بتدوير الحزام، بحيث يتمركز السند الأنبوبي تحت الرضفة.

(3) أمسك أطراف حزام السند واسحبها نحو الجزء الخلفي من الركبة. هذا سيجعل السند محكمًا لتوفير أفضل راحة وتوافق. حزام الأطول من بين حزامي السند سيقفل ويقيد بإحكام طرف الحزام الرئيسي.

تعليمات التنظيف:

اغسل باليد بمياه دافئة باستخدام صابون خفيف، واشطف جيدًا. ونشفها في الهواء. ملاحظة: إذا لم يشطف جيدًا، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.

بانتظار براءة اختراع.

لاستخدام مريض واحد فقط.

**كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

**ملاحظة:** في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.