

שרוול לפיקת הברך TRU-PULL™ ADVANCED SYSTEM

הוראות יישום
לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה הוראות אלה במלואן.
התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.


התוויות: עבור נקע ו/או סובלוקסציה בפיקת הברך

א הנח את הברכית על הרגל. מקם את פתח הפיקה מעל פיקת הברך. (תרשים 1)
ישנן שתי תמיכות לבחירה, בחר את התמיכה הנוחה ביותר. מקם את התמיכה כראוי על הגבול האמצעי או הרחבי של פיקת הברך לפי ההתוויה.


ב קח את הרצועה התחתונה, כרוך אותה סביב השוק והצמד את הצמדן לברכית. (תרשימים 2 ו-3)

ג קח את הרצועה העליונה, כרוך אותה סביב הירך והצמד את הצמדן לברכית. (תרשימים 2 ו-3)


ד כוון את המתחה על פיקת הברך בהידוק הרצועות חזק יותר סביב הירך והשוק.



תרשים 1



תרשים 2



תרשים 3

שימוש וניקוי

- יש לכבס ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. הערה: אם האביזר לא נשטף היטב, שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי או להתפוררות החומר.
- אין להשתמש בברכית אם היא אינה מעניקה הקלה או אם היא בלויה יתר על המידה.
- מוצר המיועד לשימושים מרובים של מטופל יחיד.
- ניקוי הברכית מומלץ ביותר.
- לא לשימוש בספורט מים.
- יש לבדוק סימני בלאי במוצר לפני כל שימוש.

אזהרה: לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן.

אזהרה: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.