


Tru-Pull Advance Attachment



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: للدعم الإضافي لعلاج الألام العرضية لالتهابات الرضفة بما في ذلك سوء التتبع الجانبي، الخلع الجزئي / التفكك، والتهاب الأوتار الرضفية.

موانع الاستعمال: الخلع الجزئي/التفكك.

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك. تفحص المنتج لبسه قبل الاستخدام.

لا تلبس كثيرًا في الوقت الحاضر. لا تستخدم هذا المنتج في بيئة سُمّية أو تحتوي على عوامل تآكل. يوصى بالتنظيف المنتظم لهذا المنتج.

تحذير: ينبغي عدم استخدام دعامات مصنوعة من نيوبرين من قبل أفراد لديهم قابلية معروفة للإصابة بالتهاب الجلد أو حساسية لمنتجات مشتقة من نيوبرين.

معلومات حول الاستعمال:

(1) الأجزاء: (أ) ملحق واحد لجهاز Tru-Pull المتقدم، (ب) عمود واحد، (ج) زرّان، (د) رقعة ذات وجهين، (هـ) رقعتين لاصقتين، (و) برغيين، (ز) حلقتين.

(أ2) انزع: انزع سنادة اللقمة الجانبية (المشد الخارجي).

(ب2) بطانة إطار الفخذ وبطة الساق: انزع الإطار الخلفي لبطانة الفخذ وبطة الساق على الجانب الأوسط الداخلي للمشد.

ملاحظة: يشير السهم انحصار متوسط (ينتهي في داخل المشد).

(3) انزع الظهر واستخدم زر الإطار تقريبًا في منتصف الطريق بين الأضمة في قسم الفخذ وبطة الساق على الجانب الأوسط للمشد.

ملاحظة: يجب أن يواجه الزر خارج الإطار. انظر الشكل 3.

استخدم (2) زرّين: استخدم أزرار للف المشد، زر قلابات الفخذ حول الإطار ليقابل أو يتشابك في داخل المشد تحت البطانة كما هو مبين في الشكل 3.

إعادة الربط: ضع بطانتي الفخذ وبطة الساق في المكان من الخلف. ملاحظة:

استخدم رقعة لاصقة إذا لزم الأمر لرفع البطانة في المكانة.

(4) للمفصلات العادية: ضع Tru-Pull Advanced Attachment فوق صدفة اللقمة البلاستيكية (من خلف المشد باتجاه الأمام) عندما يكون تم نزع سنادة اللقمة.

(5) **لعلقات LoPro Fourpoint:** ضع الحلقتين والبرغيين على الجانب الناعم من قلاب البطانة. يجب أن يمر البرغي من خلال الجانب الناعم أولاً وقطعة البلاستيك ثانيًا. تأكد من محاذاة الثقوب في القلاب إلى الثقوب الداخلية من المفصلة.

انظر الشكل 5أ. ثم البرغي في البراعي إلى الثقوب الداخلية.

انظر الشكل 5ب.

(6) استخدام مرة أخرى: أعد استخدام كلا سنادتي اللقمة إذا لزم الأمر باستخدام الجانب رقعة ثنائية الجانب لتثبيتها إلى Tru-Pull Advanced.

الاصق كما هو مبين في الشكل 6.

ملاحظة: يمكن استخدام سُمك متعدد لسنادات اللقمة لتحسين الراحة والتطابق.

استخدم: العمود إلى الداخل من Tru-Pull Advanced Attachment كما هو مبين لينطبق على قدر الجسم مقابل الجانب الجانبي من الرضفة.

(7) استخدم: عدل زر فتحة الشقوق إلى أزرار الإطار لتحصل على الشد المطلوب. شدّب المادة الزائدة من أطراف الأضمة. انظر الشكل 7.

ملاحظة: لتشذيب أطراف الحزام، قص باستخدام المقص بين الأربطة المخيطة.

تعليمات التنظيف: فك العمود من المشد.

اغسلها باليد مع صابون معتدل بمياه فاترة. اشطف كلاهما تمامًا جففهما في الهواء بشكل منفصل. ملاحظة: إذا لم يتم شطفه كليًا، قد تسبب بقايا الصابون التمزق أو تلف المادة للمنتج. اغسل السند بالصابون والماء لاستعادة الملمس "الديق" حسب الحاجة أو على أساس عادي.

لاستخدام مريض واحد

بدون لاتكس

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.