


UltraSling® IV AB - ו UltraSling® IV



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: תיקוני מסובבי הכתף לאחר ניתוח, הליכי בנקרט, יציבות קופסית הכתף, מפרק הכתף, נקע/סובלוקסציה, מתיחות/תיקונים של רקמה רכה.

התוויות נגד: אין

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

הוראות יישום:

כדי להבטיח התאמה נאותה, במידת האפשר, יש להתאים את מידת המוצר למטופל לפני הניתוח. המוצר נשלח כשהרצועות והמתלה מותאמים לכתף/לזרוע הימנית. כדי להמירו עבור הכתף/הזרוע השמאלית, נתק את המתלה מכרית ההצדדה; הפוך את הכרית תוך שמירה על אבזם המותניים מלפנים; חבר את המתלה לצד החיצוני של הכרית בעזרת רצועת הצמדן.

ULTRASLING IV

1. שחרר את חגורת המותניים שעל רצועת הכרית והאמה (ii) במתלה. שחרר את רצועת הכתף (iii) על ידי שחרור אבזמי השחרור המהיר שבקדמת המתלה (תרשים א').
2. ישר את הכרית בצד הפגוע בגובה המותניים/האגן כאשר המרפק מקובע ב-90°. הקצה הצר של הכרית צריך להיות ממוקם בחלק האחורי של האמה/המרפק. הבא את רצועת המותניים בחזרה וחבר את האבזם בקדמת הכרית (תרשים ב'). להתאמה נכונה, כוונן את הרצועה וקצר לפי הצורך.
3. הנח את האמה במתלה כשהזרוע נמצאת אחורנית ככל האפשר בתוך המתלה (תרשים ג'). סגור את רצועת הבהון (i) בין הבהון לאצבע המורה בקדמת המתלה. הצמד את רצועת האמה (ii) למתלה ולכרית (תרשים ד').
4. שלח את הזרוע החופשית שלך אל מאחורי גופך והכנס את היד דרך רצועות הכתף ב' ו-ג' (תרשים ה'). תנועה זו דומה לנשיאת תרמיל גב. רצועה אחת צריכה לעבור מעל הכתף שאינה פגועה (באזור עצם הבריח) והשנייה מתחת לזרוע (רצועות ב' ו-ג'). להתאמה נכונה, כוונן וקצר את שתי הרצועות.
5. העבר את רצועת הכתף א' דרך טבעת ה-O שבקדמת המתלה. כוונן את כל הרצועות לייצוב הולם של הכתף הפגועה (תרשים ו'). הסר את לשוניות ה-Y בקצות הרצועות וגזור בהתאם לצורך. החזר את לשוניות ה-Y למקומן והדק את הרצועות.

ULTRASLING IV AB

1. שחרר את חגורת המותניים שעל רצועת הכרית והאמה (ii) במתלה. שחרר את רצועת הכתף (iii) על ידי שחרור אבזמי השחרור המהיר שבקדמת המתלה (תרשים א').
2. הנח את הכרית הגדולה מתחת לאזור הפגוע כשזווית ה-45° פונה כלפי מעלה. חבר את המתלה לכרית. ישר את רצועת הצמדן וחבר את האבזם בקדמת הכרית (תרשים ב'). להתאמה נכונה, כוונן את הרצועה וקצר לפי הצורך.
3. הנח את האמה במתלה כשהזרוע נמצאת אחורנית ככל האפשר בתוך המתלה (תרשים ג'). סגור את רצועת הבהון (i) בין הבהון לאצבע המורה בקדמת המתלה. הצמד את רצועת האמה (ii) למתלה ולכרית (תרשים ד').
4. שלח את הזרוע החופשית שלך אל מאחורי גופך והכנס את היד דרך רצועות הכתף ב' ו-ג' (תרשים ה'). תנועה זו דומה לנשיאת תרמיל גב. רצועה אחת צריכה לעבור מעל הכתף שאינה פגועה (באזור עצם הבריח) והשנייה מתחת לזרוע (רצועות ב' ו-ג'). להתאמה נכונה, כוונן וקצר את שתי הרצועות.
5. העבר את רצועת הכתף א' דרך טבעת ה-O שבקדמת המתלה. כוונן את כל הרצועות לייצוב הולם של הכתף הפגועה (תרשים ו'). הסר את לשוניות ה-Y בקצות הרצועות וגזור בהתאם לצורך. החזר את לשוניות ה-Y למקומן והדק את הרצועות.

ליישום בחדר ניתוח: השלם את שלבי היישום 1-3 ולאחר מכן: שחרר אחד הקצה של רצועת בית השחי (הערה: רצועת בית השחי ניתנת להסרה במקרה הצורך). רצועת בית השחי היא רצועה ג' עבור הזרוע הימנית ורצועה ב' עבור הזרוע השמאלית. הבא את רצועת הכתף מעל הכתף הבריאה. חבר את אבזמי השחרור המהיר אל המתלה. העבר את רצועת בית השחי מתחת לזרוע והשחל דרך טבעת ה-O. סגור את הרצועה בעזרת לשוניות הצמדן (ולקרו).

הערה: לנוחות המרבית של המטופל, יש למקם את טבעות ה-O השטוחות הגדולות בחזית (על החזה/עצם הבריח) ומאחור (על עצם השכם).

לשיקום: לשימוש ב-UltraSling IV ללא כרית ההצדדה, הסר את רצועת המותניים מלפנים ומאחור. לאחר מכן השחל את רצועת המותניים דרך טבעות ה-D הקטנות הממוקמות בחלק הקדמי ובחלק האחורי של הצד הפנימי של המתלה. הדק את הרצועה סביב המותניים בעזרת לשוניות הצמדן (ולקרו). גזור לפי הצורך.

שימוש וניקוי: יש לכבס ביד במים קרים של 30°C. יש לייבש בתלייה.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

נטול לטקס

מוצר זה מיועד לשימוש של מטופל יחיד

תכולת החומרים: ניילון, פוליאסטר, ספנדקס, פוליאוריתן

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.