

- 3. الملائمة مع أطوال الذراع.** بينما تكون العلاقة محاذية للقيمة (نقطة الوسط للكوع) عدل وضع جميع الكفات الأربعة. اضغط الزر الجانبي وضع كلا كفات الساعدين ثم كلا العضلتين ذات الرأسين للمكان المطلوب. ملاحظة: تحقق من أن كفة العضلة ذات الرأسين تمتد للحصول على وضع مريح، ولكن لا تصطدم مع الحزام المساعد (حفرة الإبط) وكفة الساعد البعيدة موضوعة فوق عملية الإبر (المضخة على الجهة الجانبية للرسغ). لا تحاول نزع أشرطة التمرير من قضيب العلاقة.
- 14. استخدام المشد.** اربط أبايزم الشد الأربعة السريعة على أشرطة التمرير بتدوير النهاية المحررة باتجاه الأعلى. ضع الذراع في داخل المشد.
- 4. بادئاً بالكفات الأقرب للكوع، شكّل الكفات حول الساعد والعضلة ذات الرأسين.**
- 5. تثبيت الأحزمة.** البدء من عند الرسغ، انقر على كل من أبايزم الشد الأربعة السريعة على قضيب شريط التمرير، والتحقق من إنجاز "النقرة الثنائية". عدّل الأحزمة لتكون منطقية على قدر الجسم. **شدّ الأحزمة كما يلزم الأمر.** انزع عروة الحزام، شدّ الحزام؛ واستبدل عروة الحزام. ملاحظة: يتم حزم سدادات أحزمة العضلة ذات الرأسين مع المشد للحصول على الراحة والاستقرار.
- 6. مدى الحركة لوضع العلاقة.** يسمح مشد الكوع X-Act للحصول على مدى كامل للحركة في زيادات تصل إلى 10 درجات من 10 إلى 120 درجة من الانثناء. لتعديل الوضع، اضغط على أزرار الانثناء والامتداد وانتقل إلى المدى المحدد من الحركة.
- 7. الإغلاق السريع.** لمنع أي مدى في الحركة، ادخل زر الإغلاق السريع الأحمر لوضع الأغلاق. قد يكون مشد الكوع X-Act مغلق في 0، 15، 30، 45، 60، 75، أو 90 درجات من الانثناء.
- 8. امتثال المريض.** عند الحاجة، يتم إرفاق روابط الإغلاق مع كل مشد. لف الرباط من خلال الثقب في كلا زري الامتداد والانثناء للحفاظ على المدى المحدد من أوضاع الحركة.
- 9. نزع وإعادة استخدام مشد الكوع X-Act ROM.** فك الأحزمة قليلاً على كل كف واخلع الإيزيم وشريط التمرير من خلال تدوير الإيزيم باتجاه الأعلى حتى يصطدم الإيزيم بشريط التمرير. فك الكفات. **اعد استخدام المشد بسهولة بيد واحدة حاذي العلاقة عند الكوع.** شكّل الكفات حول الذراع لتطبيق على قدر الجسم. انقر الأبايزم على أشرطة التمرير. شدّ الأحزمة للحصول على تطابق مناسب.

استخدام حمالة الأكتاف:

- 10.** فك كلا الأحزمة عن حمالة الأكتاف، ضع حزام الأكتاف فوق الرأس لكي تثبت على كلا الكتفين، كمبرد.
- 11.** ضع الذراع في حمالة الكتف، وتأكد من أن الحزام متقاطعاً على الظهر. يجب أن يكون حزام الكتف فوق كتف الذراع المصاب.
- 12.** اربط حمالة الكتف إلى المشد بإدخال حزام الرسغ من خلال إيزيم حمالة الكتف. لف الحزام حول كف الرسغ وثبته.
- 13.** انقل نهايات حزام سدادات الربط على حمالة الكتف لرفع الذراع لوضع مريح. قد تشدّب جميع الأحزمة بمقصد وفقاً لما هو مطلوب. ضع سنادة الكتف على الرقبة كما هو مطلوب للحصول على الراحة.
- لنزع الحمالة - استخدم أبايزم الفك السريع للحصول على نزع وإعادة استخدام المنتج بسهولة.

تعليمات التنظيف:

تنزع وتغسل بطانات الكفات وأحزمة المشد يدوياً في ماء بارد مع منظف لطيف. اشطفها جيداً. جففها في الهواء فقط، لا تسخنها. يوصى بتنظيف المكونات بشكل منتظم.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

المحتويات المادية: نايلون، ألمنيوم، بلاستيك، لايكرا، الاسفنج، الفولاذ والزنك

لاستخدام مريض واحد فقط.

غير مصنوع من لاتكس مطاط طبيعي

RX فقط

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.