

الرضفة X الحزام Patella X Strap

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

دواعي الاستعمال: التهاب وتر الرضفة، داء أوزغود-شلاتر أو تلين غضروف الرضفة

(A) مع الساق المثبتة قليلاً، ضع جزء واسع من الشريط بحيث يكون شعار DonJoy في الجزء الخلفي من الركبة.

(B) لف الأحزمة حول الركبة الأمامية وأدخل النهايات من خلال فتحات في الأحزمة لكي يمكن شدّها. شدها على قدر الجسم لتشعر بالراحة.

يجب وضعها فقط تحت الرضفة.

الاستعمال والعناية

يغسل يدويًا في ماء بارد مع منظف لطيف. نشفها في الهواء.

تحذير: لا تستخدمها إذا كان لديك توسع في الأوردة. لا تلبسها في السرير أو في الطائرة. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

المحتويات المادية: النيوبيرن

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط

غير مصنوع من لاتكس مطاط طبيعي

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.