

דין דיאגנוסטיקה אורתופדיה מקצועית



DONJOY



AIRCAST

PROCARE



eLife
orthopedic




LuXor



Maxis

דין דיאגנוסטיקה

אורתופדיה מקצועית




Top Quality New Design

סדרת פרמיום מקצועית מבית BORT

MADE IN GERMANY





2	קרסול
13	ברך/שוק/ירך
28	גב/בטן/מפשעה
42	כתף/זרוע/צוואר
48	מרפק
55	שורש כף היד
62	כף הרגל והאצבעות
77	גרבי לחץ



AirSelect™ Elite

אירקסט מגף עלית

המגף האיכותי והמתקדם ביותר של AIRCAST, עוצב כך שהוא מספק את התמיכה, ההגנה, פיזור הלחצים והנוחות ברמה הגבוהה ביותר. בנוי ממעטפת עמידה חצי קשיחה התומכת בגפה ומגינה עליה, פתחי אוורור משולבים במסגרת. כיסוי סגור לחלק הקדמי להגנה על האצבעות, ניתן להסרה. ריפוד סביב קווי המתאר של הקרסול, מפחית את הלחץ ומגביר את הנוחות. מע' תאי אויר כפולה משולבת משני צדי המגף ובחלק הקדמי והאחורי ומאפשרת התאמת תמיכה מרבית בהתאם לרמת הנפיחות. המע' תורמת לפיזור הלחץ, לעיסוי, להפחתת נפיחות, לזירוז החלמה ולמניעת בצקות במהירות וביעילות. כפתור ניפוח ייחודי, משולב במגף לשליטה קלה ונוחה על התאמת הניפוח ע"פ התמיכה הנדרשת, החלק הקדמי מגיע מנופח. טכנולוגיית ה- SoftStrike לספיגת זעזועים, סוליה בצורת רוקר שהוכחה כיעילה בבדיקות מעבדה והמשקל הקל של המגף, מפחיתים את העומס מקדמת כף הרגל ומהברכיים ומעודדים הליכה טבעית והמשקל פעילות יום יומית (ניידות). הסוליה, מותאמת לדריכה. מערכת של 3 רצועות סגירה תורמת לפיזור הלחץ באופן שווה למניעת בצקות ולחצים על הגפה.

ייחוד המוצר: במקרים של שברים יציבים, נקע חמור, קריעת רצועות, לאחר ניתוח גיד, פציעה.

AIRCAST

מידה	מידת נעל
XS	35.5->
S	35.5-39.5
M	39.5-43
L	43-47
XL	47<

מק"ט DJO01EP



AirSelect™ Standard

אירקסט מגף סטנדרט קצר/ארוך

מגף איכותי המוביל בתחום בזכות עמידתו בסטנדרטים הגבוהים של AIRCAST, מספק תמיכה ונוחות מקסימאלית. בנוי ממעטפת עמידה חצי קשיחה התומכת בגפה ומגינה עליה, פתחי אוורור משולבים במסגרת. ריפוד סביב קווי המתאר של הקרסול להפחתת הלחץ ולנוחות מרבית. מערכת תאי אויר הכפולה של AIRCAST, משולבת משני צדי המגף ומאפשרת התאמת תמיכה מרבית בהתאם לרמת הנפיחות ועיסוי בזמן ההליכה להורדת הנפיחות ומניעת בצקות. מערכת ניפוח ייחודית, משולבת במגף (כפתור ניפוח) לשליטה קלה ונוחה על התאמת הניפוח ע"פ התמיכה הנדרשת. טכנולוגיית ה- SoftStrike לספיגת זעזועים, סוליה בצורת רוקר (ננדנה) שהוכחה כיעילה בבדיקות מעבדה והמשקל הקל של המגף, מפחיתים את העומס מקדמת כף הרגל ומהברכיים ומעודדים הליכה טבעית והמשקל פעילות יום יומית.

הסוליה מותאמת לדריכה. מע' שלוש רצועות סגירה תורמת לפיזור הלחץ באופן שווה למניעת בצקות ולחצים על הגפה (במגף הקצר - 2 רצועות).

ייחוד המוצר: במקרים של שברים יציבים, נקע חמור, קריעת רצועות, לאחר ניתוח גיד, פציעה.

AIRCAST

מידה	מידת נעל
XS	35.5->
S	35.5-39.5
M	39.5-43
L	43-47
XL	47<

מק"ט DJO 01EF/01ES



יש לציין ארוך/קצר

XP Diabetic Walker

אירקסט מגף לסכרתיים

מגף ה-AIRCAST לחולי סכרת, מגיע עם כל היתרונות של מגפי המותאם במיוחד לחולי הסכרת. המגף מגיע עם סולית הרוקר המיוחדת, להפחתת העומס מכף הרגל הסכרתית, ומדרס כפול וחדשני למניעת נקודות לחץ. וויסות ופיזור של הלחץ מכף הרגל אפשרי בזכות: השילוב בין מעטפת עמידה חצי קשיחה ומאוררת התומכת בגפה ומגינה עליה, ריפוד סביב קווי המתאר של הקרסול, אשר מפחית את הלחץ ומגביר את הנוחות, מערכת תאי אויר הכפולה של אירקסט, המשולבת משני צדי המגף ומאפשרת התאמת תמיכה מרבית בהתאם לרמת הנפיחות, עיסוי ופיזור של מוקדי הלחץ, והמדרס המיוחד. מערכת ה- Brace-Lok™ מספקת תמיכה פנאומטית לכיבים, והגנה על פגיעות בקרסול. המגף מגיע עם שני מדרסים נוספים (כולל המדרס שמעוצב במיוחד בטכנולוגיית ה-Impax™ grid) שלושה זוגות של גרבי סכרת, ומשאבת ניפוח עם בקרת לחץ. אחריות ל 6 חודשים.

ייחוד המוצר: במקרים של כיבים ונירופטים, שברים יציבים, נקע חמור, קריעת רצועות, לאחר ניתוח גיד, פציעה.

AIRCAST

מידה	מידת נעל
S	35-38
M	39-42
L	43-45

מק"ט DJO01PD



Pro Shield Pneumatic Walker

מגף לשברי קרסול/ גבס עם כריות מתנפחות

מגף בעל כריות אוויר מתנפחות המאפשרות התאמת תמיכה מרבית בהתאם ללחץ הנפוחות. מותאם לדריכה. המגף רחב, מרופד, תומך ומייצב את אזור סוליית כף הרגל. סוליה בצורת רוקר (נדנדה) מסייעת להליכה ומקלה על הניידות. גובה 11 אינץ' (28 ס"מ), או 17 אינץ' (43 ס"מ).

ייעוד המוצר: במקרים של שברים יציבים, קריעת רצועות, לאחר ניתוח גיד, פציעה.

מידה	נעל אישה	נעל גבר	קוד ירפ"א 11 אינץ'	קוד ירפ"א 17 אינץ'
S	36-38.5	36-39	25333	46511
M	39-43	40-44.5	25335	46510
L	44-46	45-46.5	25337	46509
XL	46+	46.5+	25341	46512

elife
orthopedic

מק"ט E-WK009



Evenup™

פרוקר תוספת הגבהה לנעל

עיצוב חדשני, פשוט וקל לשימוש. מסייע בהשוואת האורך/ גובה של המטופל, למטופלים עם גבס/ מגף וכו'. הגבהה המאפשרת הליכה ללא הפעלת לחץ ומאמץ על צד אחד בעקבות הפרשי הגובה. ההגבהה מגיעה בשלושה גדלים שונים, וניתן להתאים את העובי שלה, נשלפת בקלות.

ייעוד המוצר: להקלה על ההליכה בזמן השימוש בגבס, מגף וכו'. הורדת העומס והלחץ מהגוף בעקבות הפרשי גובה ושימוש יתר בצד אחד.

מידה	מידת נעל אשה	מידת נעל גבר
S	37-39	39-42
M	40-43	43-45
L	44-46	46-48

PROCARE

מק"ט DJO79-9548



Air-Stirrup Classic

אירקאסט קלאסיק

מייצב קרסול חצי קשיח עם כריות אוויר ורצועות להתאמה - מותג המוביל בתחומו בזכות פטנט ה-Duplex aircell system מע' תאי אוויר כפולה (אחת בתוך השנייה, מדורגת) התורמת לזרימת דם טובה יותר ולהפחתת הנפוחות במקרים של פגיעה בקרסול (עיסוי וקומפרסיה). בזכות העיצוב האנטומי קל להכניס את הרגל הפגועה ולהתאים את המייצב. מגיע מראש עם אוויר מנופח, להקלת השימוש ע"י המטופל. לטיפול ולמניעת פגיעות בקרסול, הורדת הנפוחות והכאב. לשימוש החל מהשלב האקוטי ועד לשלב ההחלמה. ניתן להכניס לנעל, בשלבי ההחלמה הראשונים בהם רצוי לא להפעיל את כובד המשקל ללא תמיכה על הקרסול הפגוע. (מוסלץ לבוש את המייצב על גרב).

ייעוד המוצר: לטיפול ומניעה של פגיעות קרסול, נקעים, קרעים של רצועות באזור הקרסול, לאחר ניתוחים, נפוחות ותמיכה במקרים של אי יציבות כרונית קשה.

מידה	מק"ט	אורך הסד ס"מ	גובה המטופל
S	02CL/02CR	22	עד 1.57 מטר
M-Training	02BL/02BR	23	1.57-1.67 מטר
L-Standard	02AL/02AR	27	1.62 מטר
Ped	02JL/02JR	15	ילדים קטנים

AIRCAST

מק"ט J002



Air Ankle Stirrup Brace

מייצב קרסול עם כריות אויר ורצועות ATF

מייצב קרסול עם כריות אויר מתנפחות ורצועות להתאמה. כריות אויר לניפוח ע"פ רמת התמיכה ודרגת הלחץ הרצויה. מייצב פלסטיק הבנוי בצורה אנטומית ע"פ קווי המתאר של הקרסול, רצועות היקפיות להתאמה קלה. הצד החיצוני נוקשה ומונע סיבוב פנימי וחיצוני של הקרסול, אך במקביל מאפשר כיפוף נורמלי (Dorsi-flexion). משמש לייצוב הקרסול, תמיכה בו, הגנה עליו ולהפחתת נפיחות על ידי קומפרסיה.

ייעוד המוצר: לטיפול ומניעה של פגיעות קרסול חריפות, נקעים בקרסול, קרעים של רצועות באזור הקרסול, נפיחויות ותמיכה במקרים של אי יציבות כרונית קשה.



ירפ"א

מידה

1398

אוניברסלי

מק"ט E-AN055B



MalleoStabil® GEL Brace

מייצב קרסול קשיח עם ג'ל

מייצב פלסטיק למפרק הקרסול העליון, הבנוי בצורה אנטומית. מעוצב בצורת קונכייה עם ריפוד Air/gel ורצועות וולקרו היקפיות להתאמה קלה. לטיפול יעיל יותר, רצוי להכניס את כריות הג'ל למקפוי למשך כשעה, לקבלת ערך מוסף של קירור המפרק. הצד החיצוני נוקשה ומונע סיבוב פנימי וחיצוני של הקרסול, אך במקביל מאפשר כיפוף נורמלי (Dorsi-flexion). משמש לייצוב הקרסול, תמיכה בו והגנה עליו, ולהפחתת נפיחות על ידי קומפרסיה.

ייעוד המוצר: לטיפול ומניעה של פגיעות קרסול סיבוביות, נקעים גבוהים בקרסול, קרעים של רצועות באזור הקרסול, ייצוב ותמיכה במקרים של אי יציבות כרונית



ירפ"א

מידה

47480

מידה 2 מגובה 155 ס"מ

מק"ט 100540



Surround pair

פרוקר מייצב קרסול קשיח עם ג'ל/אוויר

מייצב קרסול קשיח עם כריות אויר/ ג'ל ורצועות להתאמה לטיפול ולמניעת סיבוב של הקרסול. כריות הג'ל ניתנות לקירור לטיפול אפקטיבי יותר באזור הפגוע, להורדת הנפיחות והכאב. מומלץ לשימוש החל מהשלב האקוטי ועד לשלב ההחלמה. מתאים לקרסול ימין/ שמאל.

ייעוד המוצר: לטיפול ומניעה של פגיעות קרסול, נקעים, קרעים של רצועות באזור הקרסול, נפיחויות ותמיכה במקרים של אי יציבות כרונית קשה.

גובה המייצב בס"מ

מידה

22	S
23	M
25	L

PROCARE

מק"ט DJO81-9787



AirSport™

אירקאסט איירספורט

מעטפת חצי קשיחה, בשילוב מע' "תאי האויר" הייחודית של AIRCAST אשר הוכחה קלינית כתורמת להחלמה, טיפול ומניעת פגיעות בקרסול. רצועות קדמיות צולבות (ATF) מעניקות יציבות, חיזוק וקיבוע לקרסול. המייצב עוטף את קדמת כף הרגל והשוקה כיחידה אחת, למתן תמיכה מרבית. מכוסה בבד כותנה להגברת העמידות. העיצוב הייחודי ("step-in") בו האצבעות נכנסות ראשונות, ורוחב העקב מותאם ע"פ המבנה האנטומי של הרגל מאפשר לבישה מהירה וקלה. השימוש במייצב תורם לזרימת דם טובה יותר ולהפחתת הנפיחות והכאב במקרים של פגיעה בקרסול (עיסוי וקומפרסיה). לשימוש החל מהשלב האקוטי ועד לשלב ההחלמה. ניתן להכניס לנעל. (מוסלף ללבוש את המייצב על גרב).

ייעוד המוצר: לטיפול ומניעה של פגיעות קרסול, נקעים, קרעים של רצועות באזור הקרסול, לאחר ניתוחים, נפיחויות ותמיכה במקרים של חוסר יציבות.

AIRCAST™

מידה	מידת נעל
XS	36=>
S	37-40
M	41-44
L	45-47
XL	48<

יש לציין ימין/שמאל

מק"ט DJO81-02M



AirLift™ PTTD Brace

אירקאסט איירליפט קרסולית PTTD

מייצב חצי קשיח עם מע' "תאי האויר" הייחודית של AIRCAST, עוצב במיוחד לטיפול בתפקוד לקוי של גיד השוקה האחורי (Posterior Tibial Tendon Dysfunction), או לסובלים מתסמונים או סימנים מוקדמים של "כף רגל שטוחה". "תאי האויר" ממוקמים מתחת לקשת כף הרגל, וניתנים לכיוון בעזרת ידית הניפוח המצורפת למייצב. ע"י ניפוח ניתן להתאים את הגובה ולהרים את קשת כף הרגל לתנוחה הטבעית והרצויה. ניתן להתאים את מידת ניפוח האויר גם בעת נעילת נעליים. העיצוב האנטומי מבטיח תמיכה וקיבוע, מייצבי הצד תורמים ליישור הקרסול ולתמיכה באזור הפגוע. עיצוב חדשני מאפשר את החלקת כף הרגל, ישירות לצדו האחורי של המייצב, לבישה קלה ונוחה. משולבות שתי רצועות נוספות לחיזוק ולהתאמה. ניתן לשימוש על מנת למנוע החמרה, כחלק מהטיפול השמרני או כטיפול לפני ניתוח ובמהלך תקופת ההחלמה.

ייעוד המוצר: תפקוד לקוי של גיד השוקה האחורי (Posterior Tibial Tendon Dysfunction), דלקת בגיד השוקה, "כף רגל שטוחה", לפני או אחרי ניתוחים.

AIRCAST™

מידה	מידת נעל
S	38=>
M	39-42
L	43<

יש לציין ימין/שמאל

מק"ט DJO02P



A60™

אירקאסט A60 מייצב קרסול

מייצב קרסול לחוסר יציבות כרונית, מספק הגנה, תמיכה ונוחות. משולב מייצב בזווית של 60 מעלות, למניעת סיבוב של הקרסול, נקעים ופגיעות. מיוצר מבד איכותי, נושם, ונוח. העיצוב מותאם לאנטומיה של הקרסול, קל משקל, נוח להתאמה, נכנס במהירות ובקלות גם לנעל ספורט. רצועה אחת, לסגירה מהירה ללא צורך לשרוך.

ייעוד המוצר: במקרים של חוסר יציבות כרונית של הקרסול, להקלה וכטיפול מונע.

AIRCAST™

מידה	מידת נעל
S	עד 38
M	39-42
L	42 D

יש לציין ימין/שמאל

מק"ט DJO02T



AirHeel

אירקאסט איירהיל

עוצב במיוחד לטיפול בפלנטר פצאיטיס (plantar fasciitis), דלקות בגיד אכילס וכאבים באזור העקב (דורבן). בזכות השילוב של מערכת תאי אויר כפולה הממקומת מתחת לקשת כף הרגל ובחלק האחורי של העקב, ה-AirHeel מספק עיסוי ולחץ מבוקר בזמן ההליכה ותורם לזרימת דם טובה יותר ולהפחתת הנפיחות והכאב. עשוי מחומר קל ואוורירי, קל ונוח מאוד לבישה (כמו גרב-מחליקים את הרגל פנימה וסוגרים, באמצעות רצועה אחת בלבד). פתרון ייחודי, אשר הוכח במחקרים קליניים כתורם להקלה משמעותית ולנוחות מרבית לסובלים מ-Plantar fasciitis.

ייעוד המוצר: לטיפול בפלנטר פצאיטיס (Plantar fasciitis), דלקות כרוניות ואו אקטויות בגיד אכילס וכאבים באזור העקב (דורבן).

מידה מידת נעל

S	עד 39
M	39-42
L	42 D

AIRCRAFT

מק"ט DJO09A



Pro Ankle Brace

מייצב קרסול חצי קשיח עם רצועות

קרסוליה חצי קשיחה בעלת רצועות מחומר דמוי ניילון שנכרכות בדומה לחבישת שמינייה, עשויה מחומר נושם, בעלת ריפוד פנימי לנוחות מרבית.

ייעוד המוצר: מייצב קרסול, לעיוות קל עד מתון בקרסול, טיפול בנקע חריף (חלופה לחבישת שמינייה), חוסר יציבות כרוני בקרסול, שימוש מניעתי וטיפול בפעילויות ספורט.

מידה היקף ס"מ קוד ירפ"א

S	15-20	46517
M	20-25	46516
L	25-30	46514
XL	30-35	46518

elife
orthopedic

מק"ט E-AN041



Laced Ankle Brace

מגן קרסול עם שרוכים

מגן קרסול עם שרוכים, עשוי מבד עמיד, מרופד, מותאם מבחינה אנטומית. עם תמיכה של מייצב אלומיניום אחד בכל צד, לשמירה על הקרסול ולמתן יציבות. משולב בשרוכים להתאמה מרבית ואחיזה חזקה.

ייעוד המוצר: מייצב קרסול, לעיוות קל עד מתון בקרסול, טיפול בנקע חריף (חלופה לחבישת שמינייה), חוסר יציבות כרוני בקרסול, שימוש מניעתי וטיפול בפעילויות ספורט.

מידה היקף ס"מ קוד ירפ"א

S	15-20	25318
M	20-25	25319
L	25-30	25320
XL	30-35	25321

elife
orthopedic

מק"ט E-AN051



Select TaloStabil® Plus

קרסוליה אלסטית עם סיליקון ורצועה מייצבת

קרסולית פרימיום עם רצועה מייצבת. בד רך וחזק באריגה עגולה ללא תפר וגיסור מיקרוביאלי. שתי כריות סיליקון באזור הפטישונים לעיסוי ולהקלת הלחץ באזור. מבנה הקרסוליה מונע החלקה. רצועה מייצבת, אלסטית- חלקית, הניתנת להתאמה ולהסרה. לסיצוב ותמיכה בקרסול במנח פרונציה, סופינציה או ניטרלי. הקרסוליה מעניקה חום, קומפרסיה ותמיכה ברקמות, מסייעת לעבודת הרצועות והשרירים, מפחיתה עומס על המפרקים ומגבילה תנועות לא רצויות. מגיעה עם כפפה מיוחדת המסייעת בגריבת הקרסוליה.

ייעוד המוצר: לאחר חבלות ונקעים, מחלת מפרקים, חולשת רצועות וחוסר יציבות מפרקי, דלקות באזור הקרסול, לאחר הסרת גבס



מידה	היקף ס"מ	ירפ"א ימין	ירפ"א שמאל
S	עד 21	49079	49105
M	21-23	49080	49106
L	23-25	49101	49107
XL	25-27	49104	49109

מק"ט 054100




TaloStabil® Eco

קרסוליה אלסטית עם סיליקון - Eco

קרסוליה בעלת אריגה ייחודית, עם שתי כריות סיליקון לעיסוי והקלת הלחץ בבסיס הקרסול (אזור הנפיחות). תומכת ברקמות ובכך עוזרת לרצועות בתפקיד האחידה ומסייעת בשחרור/מנוחת המפרק. מונעת תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: הקלה על כאב לאחר חבלה, נקעים, Arthrosis, חוסר יציבות במפרק, לאחר הסרת הגבס, עיסוי וקומפרסיה של אזורי נפיחות, טיפול בדלקות סביב הקרסול.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	עד 21	37791
M	21-23	37795
L	23-25	37796
XL	25-27	37805

מק"ט 054600



Malolax™ Elastic Ankle

פרוקר מלולקס קרסוליה עם סיליקון

קרסוליה עם סיליקון, לתמיכה והקלה על כאב לאחר חבלה בקרסול. אריגה אלסטית בהתאם לקווי המתאר של הקרסול, כריות סיליקון לעיסוי והקלת הלחץ בבסיס הקרסול. תומכת ברקמות, מונעת תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: הקלה על כאב לאחר חבלה, נקעים, חוסר יציבות במפרק, לאחר הסרת גבס, עיסוי וקומפרסיה של אזורי הנפיחות, טיפול בדלקות סביב הקרסול.

PROCARE



מידה	היקף קרסול ס"מ
1	19-20
2	21-22
3	23-24
4	25-26
5	27-28
6	29-30

מק"ט DJOS370B



Select AchilloStabil® Plus

מגן גיד אכילס גבוה עם סיליקון + הגבהה - Select

מגן גיד אכילס מסדרת ה-Select, בד ארוג רך במיוחד עם גימור מיקרוביאלי, מעניק תמיכה ותחושת הקלה באזור גיד האכילס, באמצעות כריות הסיליקון המשולבות בבד. בעל תפר פנימי רך ומרופד במיוחד, לנוחות מרבית. קרסוליה גבוהה התומכת לכל אורך הגיד. מומלץ בזמן פעילות גופנית להגנה ולמניעת פציעות. להקלה נוספת ולמניעת מתח בגיד ובשרירי השוקיים, מצורפות כריות עקב להגבהה של הקרסול.

ייעוד המוצר: דלקת כרונית או אקוטית בגיד האכילס, קרע בגיד אכילס, טיפול לאחר ניתוח בגיד אכילס.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	עד 21	44866
M	21-23	44867
L	23-25	44868
XL	25-27	44869

מק"ט 053100



AchilloStabil® Ankle Support

מגן גיד אכילס עם סיליקון + הגבהה - Eco

מגן גיד אכילס מעניק תחושת הקלה באזור גיד האכילס באמצעות כריות סיליקון המשולבות בבד ארוג רך וגמיש. להקלה נוספת ולמניעת מתח בגיד ובשרירי השוקיים, מצורפות כריות עקב להגבהה של הקרסול. למניעת אורכים שונים בין הצד המושפע מהמגן לצד שלא מושפע, יש לשים את כרית העקב המצורפת גם בנעל השנייה. מומלץ לטיפול בכאב אקוטי וכרוני.

ייעוד המוצר: דלקת כרונית או אקוטית בגיד האכילס, קרע בגיד אכילס, טיפול לאחר ניתוח בגיד אכילס.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	עד 21	37785
M	21-23	37786
L	23-25	37787
XL	25-27	37790

מק"ט 054900



Premium Elasticated Ankle Support

קרסוליה אלסטית ללא סיליקון

קרסוליה אלסטית ללא סיליקון, להקלה על כאב בקרסול. מחממת את הקרסול, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, קומפרסיה ופיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בקרסול, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	18-25	33863
M	25-32	33864
L	32-39	33878

מק"ט INT-015



Elasticated Ankle Support

קרסוליה אלסטית ללא סיליקון, עקב פתוח

קרסוליה אלסטית ללא סיליקון, עם עקב פתוח להקלה על כאב בקרסול. מחממת את הקרסול, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, קומפרסיה ופיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בקרסול, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



FORTUNA®

מידה היקף ס"מ לבן-קוד ירפ"א בן-קוד ירפ"א

25402	83230	15-20	S
25403	83229	20-25	M
25404	83228	25-30	L
25405	83231	30-35	XL
25447	23891	35-40	XXL

מק"ט FT-1102



Neoprene Magnetic Ankle Support

קרסוליה מגנטית ללא סיליקון

קרסוליה מגנטית עם עקב פתוח ללא סיליקון, להקלה על כאב בקרסול. מחממת את הקרסול, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, קומפרסיה ופיזור לחצים.

סגולות המגנט- שיכון כאבים, ריפוי והזרמת הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בקרסול, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



FORTUNA®

מידה היקף ס"מ לבן-קוד ירפ"א

26603	אוניברסלי
-------	-----------

מק"ט INT-045



Neoprene Ankle Support With Heel Lock

קרסוליה עם נועל עקב נאופרן, ללא סיליקון

קרסולית נאופרן ללא סיליקון, עם עקב פתוח ורצועה מתכווננת לייצוב והקלה על כאב בקרסול. הקרסוליה עשויה מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה בתוספת רצועה מייצבת לחיזוק נוסף והצמדה לעצם. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בקרסול, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



FORTUNA®



מידה היקף ס"מ לבן-קוד ירפ"א

84435	17-20.5	S
84436	20.5-24	M
84437	24-27.5	L
84438	27.5-31	XL

מק"ט FT-SN022



Plantar Fasciitis

סד לילה למתיחה

סד חזק, מרופד לאורכו בחומר מוקצף וקטיפתי למתן נוחות מרבית, רצועות נוחות להתאמת המתיחה הרצויה. התהלכות מינימאלית בבית אפשרית בזכות ציפוי למניעת החלקה על גבי הסוליה. סד הלילה שומר על מתח מסוים בפסיה הפלנטרית (plantar fascia) ובשרירי השוק האחוריים לאורך כל שעות הלילה, וכך תהליך הרפוי מתרחש במנח דומה למצב הפונקציונלי ומקל על הכאבים בזמן הדריכה. מתאים לרגל ימין/שמאל.

ייעוד המוצר: טיפול בדורבן (כאבים כרוניים באזור העקב), דלקות בחלק התחתון של הרגל, פלנטר פצאיטיס (plantar fasciitis), דלקת בגיד האכילס.

elife
orthopedic

מידה	נעל אישה	נעל גבר	קוד ירפ"א
S	עד 37	עד 39	50961
M	38-42	40-44	50963
L	43 D	44.5 D	50972

מק"ט E-NS001



Ankle Foot Orthosis

סד שיקומי - AFO

סד המשמש לטיפול בצניחה של כף הרגל (Drop Foot), עשוי מחומר PP עמיד. האביזר מקבע את כף הרגל בכיפוף (DorsiFlexion) ומאפשר תנועת הליכה תקינה על ידי מניעת גרירת אצבעות הרגל (Clearence).

ייעוד המוצר: לסובלים מ Drop Foot כתוצאה מפגיעה מוחית, לאחר שבץ, פגיעות עמוד שדרה, פריצות דיסק קשות, פגיעה או לחץ בעצב הפרונאלי, טונוס אקסטנסורי מוגבר או חולשת שרירים קשה של כופפי הקרסול.

elife
orthopedic

מידה	נעל אישה	נעל גבר	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	35-40	35-40	3673	3674
M	41-44	40-44	30003	30002
L	44-47	44-47	30006	30004
XL	47+	47+	50959	50958

מק"ט E-AF002



Textile Drop Foot Orthosis

מכשיר למניעת צניחת כף רגל (תואם דיקטוס)

בנוי משתי יחידות נפרדות: יחידה הנכרכת מסביב לקרסול מרופדת בכרית ג'ל נעימה במיוחד, למניעת חיכוך ולחץ על האזור. יחידה המונעת החלקה שניתן להשחיל בין השרוכים ללשון הנעל ולחבר אליה את הו המצורף או ישירות את הגומיה. דיסקרטי, גמיש, אינו תופס מקום בנעל, קל ונוח מאוד להתאמה.

ייעוד המוצר: לסובלים מ Drop Foot כתוצאה משיתוק, פגיעה מוחית, לאחר שבץ, פגיעות עמוד שדרה, פריצות דיסק קשות, פגיעה או לחץ בעצב הפרונאלי, gait, טונוס אקסטנסורי מוגבר או חולשת שרירים קשה של כופפי הקרסול.

PRIM



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
XS	13-17	3297
S	17-21	3262
M	21-25	3264
L	25-29	3296

מק"ט ATX01



Drop foot Plantar Band

תומך למכשיר Drop foot

תומך המאפשר התאמת מכשיר למניעת צניחה של כף הרגל (תואם דיקטוס) ללא נעליים.

התומך עוטף את כף הרגל וניתן לחבר אליו את הגומיה ישירות במקום לשרוכים של הנעל ובכך לאפשר למטופל להשתמש במכשיר גם על גבי גרב בלבד.

יש למדוד את ההיקף של כף הרגל ולציין ימין/ שמאל ע"פ טבלת המידות הבאה:

מידה היקף ס"מ קוד ירפ"א ימין קוד ירפ"א שמאל

16086	16085	17-21	S
16090	16087	21-25	M
16094	16091	25-29	L









מק"ט ATX11



4-Points-of-Leverage™

מייצבי ברך בעלי עיצוב חדשני בשיטת "4 נקודות האחיזה", מסגרת אלומיניום איכותית קלה, גמישה וחזקה.

ציר FourcePoint - מספק התנגדות מתגברת בשלבי היישור האחרונים של הברך. מבנה ייחודי, מותאם למבנה האנטומי של הירך והברך לנוחות מירבית, אידיאלי לפעילות ספורטיבית.



Armor ForcePoint™

מייצב ברך ארמור קשיח - לקרע ברצועות

מייצב ברך בעל עיצוב חדשני ע"פ שיטת "4 נקודות האחיזה", מסגרת אלומיניום איכותית קלה, גמישה וחזקה ופלטת מתכת חיצונית להגנה וחזוק נוסף, עמיד וקשיח. ציר ForcePoint - ציר מיוחד מספק התנגדות מתגברת בשלבי היישור האחרונים של הברך, להגנה מפגיעה חוזרת. זוויות מיוחדות מותאמות למבנה האנטומי של הירך והברך לנוחות מרבית. אידיאלי לפעילות ספורטיבית (אופנועים, סקי ועוד) בזכות המסגרת העמידה. להגנה על הרצועה הצולבת הקדמית. ניתן לבצע הזמנה מיוחדת/מותאמת אישית ולבחור את סוג הציר, הצבע, מידות מיוחדות, גובה וכו'.

ייעוד המוצר: פציעות בינוניות עד קשות ברצועות הברך (ACL, PCL, MCL, LCL), חוסר יציבות כרונית.

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף ברך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	30-33	25-30
S	39-47	33-35	30-35
M	47-53	35-38	35-40
L	53-59	38-43	40-47
XL	59-67	43-48	47-51
XXL	67-75	48-53	51-56
XXXL	75-81	56-61	53-58



יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/שמאל

מק"ט DJO11-144



FullForce™

מייצב ברך פולפורס קשיח לקרע ברצועות

מייצב ברך בעל עיצוב חדשני ע"פ שיטת "4 נקודות האחיזה", עשוי מאלומיניום איכותי, קל במיוחד, גמיש, בעל מסגרת מתכווננת מותאמת אישית, נוח ללבישה. ציר ForcePoint - ציר מיוחד מספק התנגדות מתגברת לקראת סוף טווח היישור בברך ומסייע בהגנה מפגיעה חוזרת. זוויות מיוחדות מותאמות למבנה האנטומי של הירך והברך לנוחות מרבית. אידיאלי לאורח חיים ספורטיבי ולפעילויות יום יומית.

ייעוד המוצר: פציעות בינוניות עד קשות ברצועות הברך (ACL, MCL & LCL).

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף ברך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	30-33	25-30
S	39-47	33-35	30-35
M	47-53	35-38	35-40
L	53-59	38-43	40-47
XL	59-67	43-48	47-51
XXL	67-75	48-53	51-56
XXXL	75-81	56-61	53-58



יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/שמאל

מק"ט DJO11-025



Legend™

מייצב ברך לג'נד קשיח לקרע ברצועות

מייצב ברך, עם טכנולוגיית "4 נקודות האחיזה", עשוי מאלומיניום איכותי, מכוסה בכיסוי פולימרי העמיד למים ולמלחים ולכן מתאים גם לפעילות בים/מים מתוקים. מגיע ב 7 מידות שונות, להתאמה מרבית. מגיע עם סט נוסף של ריפוד הניתן להסרה/החלפה, רפידות אווריריות למתן נוחות והתאמה נוספת. שנה אחריות על המסגרת והציר. ניתן לכוון בזוויות של:

Extension: 0°, 10°, 20°, 30° and 40°

Flexion: 45°, 60°, 75° and 90°

ייעוד המוצר: פציעות בינוניות עד קשות ברצועות הברך (ACL, MCL & LCL).

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף ברך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	30-33	25-30
S	39-47	33-35	30-35
M	47-53	35-38	35-40
L	53-59	38-43	40-47
XL	59-67	43-48	47-51
XXL	67-75	48-53	51-56
XXXL	75-81	56-61	53-58



יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/שמאל ולאייזו רצועה (ACL/PCL/CI)

מק"ט DJO11-04



ACL Everyday

מייצב ברך יומיומי לחוסר יציבות

מייצב הברך Everyday הינו מייצב הברך הנוח ביותר לשימוש, קל במיוחד (425 גר'), קצר (33 ס"מ), אידיאלי לשימוש יומיומי. מספק תמיכה מושלמת לפעילות יומיומית, ספורטיבית קלה. בעל טכנולוגיית 4 נקודות האחיזה, פרופיל נמוך, מסגרת אלומיניום איכותית, מבנה ארגונומי והתאמה למבנה האנטומי של הרגל, להבטחת נוחות מרבית. רצועות היפואלרגניות, מעצור רק לבליטת זעזועים בסוף טווחי התנועה. שליטה בכיפוף וביישור, שנה אחריות על המסגרת והציר.

ייעוד המוצר: לפציעות בינוניות, חוסר יציבות, קרע ברצועות (ACL/MCL/LCL)

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף ברך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	30-33	25-30
S	39-47	33-35	30-35
M	47-53	35-38	35-40
L	53-59	38-43	40-47
XL	59-67	43-48	47-51
XXL	67-75	48-53	51-56
XXXL	75-81	56-61	53-58

DONJOY

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/שמאל

מק"ט 11-160 JOM



Playmaker II

מייצב ברך לאי יציבות קלה

מייצב הברך Playmaker הינו הדגם המשופר של Playmaker brace האמין והמוכר. אריג ה-Hi10 החדשני, מבטיח התאמה ונוחות מרבית, עוצב במיוחד למתן תמיכה בסקרים של חוסר יציבות קלה, בהם אין צורך בסד אשר מגביל את התנועה יותר על המידה. הוא עשוי מבד אורירי, אלסטי, נושם ועמיד במיוחד. מספק יציבות ותמיכה מושלמת לפעילות יומיומית, ספורטיבית, ותורם להגנה ולמניעת פציעות. בעל מבנה ארגונומי והתאמה למבנה האנטומי של הרגל, רצועות סובנות בחלק העליון והתחתון למתיחה והתאמה קלה ומירה. ציר ה-DIII של Donjoy מבטיח שליטה על טווח התנועה הרצוי (ROM). זמין כדגם המותאם בכריכה/בלבישה רגילה.

ייעוד המוצר: לפציעות קלות, חוסר יציבות, הגנה ומניעה של פציעות במהלך פעילות, פגיעה קלה-בינונית ברצועות (ACL/MCL/LCL).

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף ברך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	30-33	25-30
S	39-47	33-35	30-35
M	47-53	35-38	35-40
L	53-59.5	38-43	40-45
XL	59.5-67	43-48	45-50
XXL	67-75	48-53	50-55
XXXL	75-83	53-58	55-60

DONJOY

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך

מק"ט 11-349 JO



GenuXpress

גנואקספרס עם ROM

מקבע ברך מתקדם, ייצוב אופטימלי על פי העיקרון של "4 נקודות האחיזה". חומר קשיח, חזק וקל במיוחד. ציר חד ממדי, התאמה נוחה וקלה. ניתן להתאמה לדרגות חופש שונות של כיפוף ויישור. קיבוע מלא, ניתן לשנות את הזווית ע"פ הצורך.

ייעוד המוצר: לאחר שבירים, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, חוסר יציבות קשה, דלקת פרקים קשה, קרעים ברצועות צולבות, קיבוע לאחר ניתוחים.

יש למדוד לרוחבה של הברך

מידה	הברך ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	8.5-9.5	44859	44844
M	9.5-10.5	44861	44851
L	10.5-11.5	44863	44853
XL	11.5-12.5	44864	44854

מק"ט 100700



Functional Knee Brace

מייצב ברך לקרע ברצועות צידיות ו/או צולבות

מקבע ברך על פי העיקרון של ארבע "נקודות האחיזה". ציר פוליצנטרי, ניתן להתאמה לדרגות חופש שונות של כיפוף וישיור extension: $0^\circ, 10^\circ, 20^\circ, 30^\circ$ וב flexion: $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ חומר קשיח, חזק וקל במיוחד. התאמה נוחה וקלה, ניתן לבצע פעילות גופנית מתונה.

ייעוד המוצר: לאחר שברים, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, חוסר יציבות קשה, דלקת פרקים קשה, קרעים ברצועות צולבות, (ACL, PCL), קרעים ברצועות קולאטרליות (MCL, LCL) קיבוע לאחר ניתוחים.

מידה היקף הירך ס"מ היקף השוק ס"מ קוד ירפ"א ימין קוד ירפ"א שמאל

3557	3523	29-37	39-47	S
3657	3524	37-43	47-53.5	M
3671	3526	43-50	53.5-60	L
3672	3528	50-57	60-67	XL

elife
orthopedic

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציון ימין/ שמאל

OA Nano™

ברכיית נאנו ל OA

המקבע מיוצר מ- Nano MAG™ - חומר קל וחדשני, ולכן הוא מקבע הברך הקל ביותר בעולם. (402 גרם) לטיפול OA - דלקת פרקים. בזכות השימוש בטכנולוגיית "3 נקודות אחיזה" לשחרור הלחץ, ניתן להעביר את העומס מהאזור הפגוע לאזור הבריא, הצד הפגוע נתמך ללא הפעלת לחץ עליו. מסגרת המגנזיום הגמישה, מאפשרת התאמה אישית ונוחות מרבית. שילוב פסנט 4 נקודות האחיזה" במסגרת המקבע, מספקת הגנה נוספת לרצועות. העיצוב המיוחד של הזוויות, מותאם לקווי המתאר של הרגל ותורם לשיפור האחיזה גם בזמן פעילות. התאמה נוחה וקלה של הציר המתכוון בזכות מפתח המגיע עם המקבע. הקלות והנוחות שהמקבע מקנה מאפשרת המשך של אורח חיים רגיל וספורטיבי, ללא הגבלה בתנועה גם בזמן השימוש במקבע.

ייעוד המוצר: דלקת פרקים קלה עד בינונית OA.

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	25-30
S	39-47	30-35
M	47-53	35-40
L	53-59	47-40
XL	59-67	47-51
XXL	67-75	51-56
XXXL	75-81	53-58.5

DONJOY

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציון ימין/ שמאל Medial/Lateral

OA Everyday™

ברכיית אברדיי ל OA

מקבע הברך OA Everyday™ הינו המקבע הנוח ביותר של Donjoy לשימוש יומיומי. מיועד לטיפול OA - דלקת פרקים. המקבע תורם לשחרור הלחץ והעומס מהאזור הפגוע לאזור הבריא ומקל על הכאב. הצד הפגוע נתמך ללא הפעלת לחץ עליו. פד מתכוון לתיקון של עד 6° , מאפשר למטופל להתאים את מידת העומס ע"פ רמת הפעילות. האבזמים מותאמים לסגירה ולשחרור קל ומהיר. המייצב קצר (12.5°) וקל (475 גרם). הנוחות שהמקבע מקנה מאפשרת המשך של אורח חיים רגיל, עם הגבלת תנועה מינימלית.

ייעוד המוצר: דלקת פרקים קלה עד בינונית OA.

מידה	היקף ירך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	25-30
S	39-47	30-35
M	47-53	35-40
L	53-59.5	47-40
XL	59.5-67	47-51
XXL	67-75	51-56
XXXL	75-81	53-58.5

DONJOY

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציון ימין/ שמאל Medial/ Lateral

מק"ט KN034-E



מק"ט DJO11-121



מק"ט DJO11-133/4



X-Act ROM Knee

מקבע ברך פרמיום

מקבע הברך הטלסקופי החדש של Donjoy, מאפשר רמת תפקוד גבוה ותורם להחלמה מהירה לאחר ניתוחים, בזכות השילוב בין נוחות והתאמה מרבית למבנה האנטומי של הרגל. המקבע קל ביותר, נוח ללבישה, ומאפשר טווח תנועה מוגן בהתאם לרמת ההחלמה של המטופל. התאמת המקבע נעשת בקלות סביב הרגל הפגועה, באמצעות סוגרי קליפ איכותיים וקלים לתפעול. כל ארבעת הרצועות ניתנות להזזה ולסיקום ע"פ הנוחות והצורך של המטופל, למניעת מגע וחיכוך עם החלק הפגוע/ המנותח. הריפוד בחלק הפנימי של המקבע, הבא במגע עם הרגל, איכותי ונעים במיוחד, תורם לנוחות ומונע החלקה של המקבע. מקבע אוניברסלי, טלסקופי- ניתן לקבוע את האורך ע"פ הצורך (מ 48 ס"מ ועד ל 63.5 ס"מ).

ניתן לקבוע את טווח התנועה ע"פ שלבי ההחלמה והוראות הרופא:
 $extension: 10^\circ - 90^\circ / flexion: 10^\circ - 120^\circ$
 מנגנון נעילה קל ומהיר ב $30^\circ, 15^\circ, 0^\circ$.

ייעוד המוצר: הגנה לאחר ניתוחים, קיבוע.

מידות: אוניברסלי (מתאים להיקף ירך של עד 71 ס"מ).

DONJOY

DJO11-2151-9 מק"ט



X-Act ROM Lite

מקבע ברך קל

מקבע הברך הטלסקופי Lite פשוט וחכם, קל ונוח לשימוש. כולל ריפוד הקפי של המסגרת והרצועות, למניעת חיכוך. מערכת רצועות להתאמה וסגירה נוחה ומהירה, ניתן לחתוך את הרצועות בהתאם להיקף הרגל. ציר עמיד, טלסקופי, הניתן להתאמה ע"פ המידות והצרכים של המטופל לייצוב וקיבוע. מאפשר רמת תפקוד גבוה ותורם להחלמה מהירה לאחר ניתוחים, בזכות השילוב בין נוחות והתאמה מרבית למבנה האנטומי של הרגל. מקבע אוניברסלי, טלסקופי- ניתן לקבוע את האורך ע"פ הצורך (מ 46 ס"מ ועד ל 65 ס"מ). מאפשר טווח תנועה מוגן בהתאם לרמת ההחלמה של המטופל, ניתן לקבוע את טווח התנועה ע"פ הוראות הרופא:
 $extension: 10^\circ - 90^\circ / flexion: 10^\circ - 120^\circ$.

ייעוד המוצר: הגנה לאחר ניתוחים, קיבוע.

מידות: אוניברסלי (מתאים להיקף ירך של עד 76 ס"מ).

DONJOY

DJO11-2161-9 מק"ט



KneeRanger® Lite

פרוקר מקבע ברך עם ציר POST- OP

מקבע ברך אוניברסלי, קל, נוח ואיכותי. מותאם לאקלים החם בזכות הרצועות הציור אשר חובקות את הרגל (ללא כיסוי מלא). רצועה מרופדת סביב הציור, לנוחות מרבית. מאפשר טווח תנועה מוגן בהתאם לרמת ההחלמה של המטופל, ניתן לקבוע את טווח התנועה ע"פ הוראות הרופא

$extension: 0^\circ - 70^\circ / flexion: 0^\circ - 120^\circ$

אורך 61 ס"מ.

ייעוד המוצר: הגנה לאחר ניתוחים, קיבוע.

מידות: אוניברסלי (מתאים להיקף ירך של עד 79 ס"מ).

PROCARE

DJO79-94040 מק"ט



Post OP Knee Brace

מקבע ברך טלסקופי לאחר ניתוח

מקבע ברך מתקדם, טלסקופי. ייצוב אופטימאלי, חומר קשיח, חזק וקל במיוחד. ציר חד ממדי, התאמה נוחה וקלה באמצעות רצועות מרופדות וחזקות המונעות סטייה פנימה/ החוצה. התאמה אופטימאלית באמצעות ROM מתכוונן קל ונוח מאוד לשימוש, ניתן לכוון בזוויות של:

Extension: $0^{\circ}, 15^{\circ}, 30^{\circ}, 45^{\circ}, 60^{\circ}, 75^{\circ}, 90^{\circ}$
Flexion: $0^{\circ}, 15^{\circ}, 30^{\circ}, 45^{\circ}, 60^{\circ}, 75^{\circ}, 90^{\circ}, 105^{\circ}, 120^{\circ}$

קיבוע: $0^{\circ}, 15^{\circ}, 30^{\circ}, 45^{\circ}, 60^{\circ}, 75^{\circ}, 90^{\circ}$

ניתן לקבוע את האורך בין 19 אינץ' ל 27 אינץ'

ניתן ללבוש מעל או מתחת למכנס.

ייעוד המוצר: קיבוע לאחר ניתוח, פציעות חמורות, קרעים ברצועות.



מידה קוד ירפ"א

20912	אוניברסלי
-------	-----------

מק"ט KN096



ROM Hinged Knee Support

מקבע ברך ארוך עם צירים

מקבע ברך מנאופרן עם בטנת ניילון לחימום והגברה של זרימת דם. פיקה פתוחה להפחתת לחץ ושמידת הפיקה במקומה. מרופד במיוחד למתן נוחות מרבית.

התאמה אופטימאלית באמצעות ROM מתכוונן. ניתן לקבע בזוויות של $0^{\circ}, 15^{\circ}, 30^{\circ}, 60^{\circ}, 90^{\circ}$, נסגר בכריכה.

ייעוד המוצר: לאחר שברים, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, חוסר יציבות קשה, דלקת פרקים קשה, קרעים ברצועות צולבות, קיבוע לאחר ניתוחים.

מידה היקף שוק ס"מ היקף ירך ס"מ קוד ירפ"א

46519	39-47	29-37	S
46520	47-53.5	37-43	M
46521	53.5-60	43-50	L
46522	60-67	50-57	XL
46523	67-72.5	57-62	XXL



מק"ט E-KN059



יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך

3-Panel Knee Splint

פרוקר מקבע ברך 3 חלקים

מקבע ברך לאחר ניתוח. מעוצב מ 3 חלקים. קל ונוח להתאמה ולבישה בזכות 2 חלקים נפרדים לכל צד. משולב מייצב בכל צד ורצועות סגירה נוחות וקלות להתאמה מרבית, מבלי צורך לגעת באזור הפגוע/ המנותח. שלושה צידי אלומיניום בצד האחורי, לייצוב וקיבוע. סגירה קלה בזכות אבזם לולאה. מגיע עם כרית לריפוד והתאמה נוספת. גודל סטנדרטי מתאים להיקף ירך של עד 73.5 ס"מ, מידת XL מתאימה להיקף ירך של עד 91 ס"מ.

ייעוד המוצר: קיבוע הברך לאחר ניתוחים, קרעים ברצועות, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, לאחר שברים.

מידה היקף ס"מ אורך המקבע ס"מ

30	74	U
36	74	U
41	74	U
56	74	U
51	91	XL
61	91	XL
56	91	XL

PROCARE

מק"ט DJO79-80



יש למדוד כ 10 ס"מ מעל למרכז הפטלה.

Super Knee Splint

פרוקר מקבע ברך חלק 1

מקבע ברך לאחר ניתוח, מעוצב מחלק אחד למתן יציבות ועמידות. עשוי מחומר גמיש ועמיד לנוחות מרבית, עם רצועות חיזוק והתאמה וסוגר קל ונוח. מייצבים בצד הפנימי והחיצוני, ושלושה מייצבים כפולים בצד האחורי, לייצוב וקיבוע נוסף. מגיע עם כרית לריפוד והתאמה נוספת. אורך - 56 ס"מ.

ייעוד המוצר:

קיבוע הברך לאחר ניתוחים, קרעים ברצועות, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, לאחר שברים.

מידה	היקף ס"מ
Ped/XS	30-36
S	36-41
M	41-48
L	48-56
XL	56-66
XXL	66-76

PROCARE

יש למדוד כ 10 ס"מ מעל למרכז הפטלה.

מק"ט DJO79-8005



Immobilization Splint Single-Piece

מקבע ברך ארוך 55 ס"מ

מקבע ברך ארוך, מעוצב מחלק אחד ליציבות מרבית. אוורירי, בד מרופד, נח ונעים במיוחד, עם כרית סיליקון אנטומית בחלק הפנימי. 4 מייצבים מאלומיניום תפורים בכיס מיוחד, ניתנים להוצאה בקלות כדי לאפשר התאמה קלה ונוחה ורחיצה של המייצב. ניתן לקיבוע ב 0 או 15 מעלות כיפוף. אורך 55 ס"מ. ליציבות מקסימאלית, מונע יישור יתר.

ייעוד המוצר: לאחר שברים, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, חוסר יציבות קשה, דלקת פרקים, קרעים ברצועות צולבות, קיבוע לאחר ניתוחים.



מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	44841

מק"ט 145070



Wrap Around Hinged Knee Support

מייצב ברך עם צירים

מקבע ברך חזק מנאופרן עם בסנת ניילון לחימום והגברה של זרימת דם. נסגר בכריכה להתאמה טובה ולהקלה על לבישת האביזר בזמן כאב. רצועות חיזוק מעל ומתחת לפיקה לחיזוק וקיבוע נוסף. פיקה פתוחה, מרופד במיוחד למתן נוחות מרבית. מוסות קשיחים עם ציר חד מיסדי לשמירה על יציבות ומניעת יישור יתר.

ייעוד המוצר: שחיקה של מפרק הברך, קרע במיניסקוס, נקעים, קרעים ומתיחות של רצועות, חוסר יציבות ביוני- קשה, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים ביונית, גירויים לאחר ניתוח.

מידה	היקף שוק ס"מ	היקף ירך ס"מ	קוד ירפ"א
S	29-37	39-47	25489
M	37-43	47-53.5	25490
L	43-50	53.5-60	25491
XL	50-57	60-67	25492

elife
orthopedic

מק"ט E-KN058



יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך

Knee Immobilizer

מקבע ברך 24 אינץ'

מקבע ברך מעוצב מ- 3 חלקים להתאמה קלה ונוחה. בד נוח ונעים, ניתן לרחיצה, רצועות ולקרו להתאמה קלה על הגוף. ניתן לקבע בזווית של 0-20 מעלות.

ייעוד המוצר: לאחר שברים, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, חוסר יציבות קשה, דלקת פרקים קשה, קרעים ברצועות צולבות, קיבוע לאחר ניתוחים.

מידה	היקף הברך בס"מ	קוד ירפ"א
S	33-36	25509
M	36-38	25510
L	38-41	25511
XL	41-46	25515



מק"ט E-KN081



Stabilo® Knee Support with Articulated Joint

ברכיה עם טבעת סיליקון וציר

ברכיה בעלת אריגה ייחודית, מוסות קשיחים מאלומיניום עם ציר כיפוף הניתן להסרה והתאמה ע"פ הזווית המבוקשת, עד יישור ומעצור בזווית 0 מעלות. 2 רצועות קשירה מעל ומתחת לברך לחיזוק ולקיבוע. טבעת סיליקון איכותית להפחתת לחץ מהפיקה, ייצובה, ושמידה על מסלול תנועה תקין שלה, מעסה את הרקמות. הברכיה תומכת בפעילות הרצועות ומפחיתה עומס מהמפרק, מונעת יישור יתר.

ייעוד המוצר: שחיקה של מפרק הברך, קרע במיניסקוס, נקעים, קרעים ומתיחות של רצועות, חוסר יציבות בינוני- קשה, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים ביונית, גירויים לאחר ניתוח.

מידה	היקף שוק היקף ירך ס"מ	קוד ירפ"א ימין	קוד ירפ"א שמאל
S	26-29	75716	75715
M	29-33	75718	75717
L	33-37	75720	75719
XL	37-41	75722	75721
XXL	41-45	75727	75723
XXXL	45-49	75729	75728



מק"ט 150140



יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לצין ימין/ שמאל

Aligua™ Elastic Hinged Knee

פרוקר אליגואה - ברכייה עם ציר

ברכייה מאריג אלסטי המותאם לקווי המתאר של הרגל, מוסות קשיחים דו צידיים עם ציר חד מיסדי לייצוב מדיולטראלי, רצועה עליונה ותחתונה להידוק והתאמה, כרית סיליקון סביב הפטלה להפחתת לחץ מהפיקה, ייצובה ושמידה על מסלול תנועה תקין. הברכייה תומכת בפעילות הרצועות ומפחיתה עומס מהמפרק, מונעת יישור יתר ותנועה מדיולטראלית.

ייעוד המוצר:

שחיקה של מפרק הברך, קרע במיניסקוס, קרעים ומתיחות של רצועות, חוסר יציבות בינוני-קשה, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים, גירויים לאחר ניתוח.

מידה	היקף ירך ס"מ
Ped/0	30-34
1	35-38
2	39-42
3	43-46
4	47-49
5	50-53
6	54-57

PROCARE™

מק"ט DJOS130B



יש למדוד כ 15 ס"מ מעל למרכז הפטלה.

Neoprene Knee Stabilizer

מייצב ברך נאופרן עם ציר

מייצב ברך עם שני מייצבים בכל צד. עשוי מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. עם רצועות חיזוק מעל ומתחת לפיקה לחיזוק וקיבוע נוסף, פתח מרופד לפיקה.

ייעוד המוצר: פציעות מיניסקוס, חוסר יציבות, קרעים ברצועות, שחיקת סחוס, חולשה של שרירים, פציעות חמורות, דלקת פרקים, קיבוע לאחר ניתוחים.



מידה	היקף הברך בס"מ	קוד ירפ"א
S	32-36.5	84427
M	36.5-41	84428
L	41-45.5	84429
XL	45.5-50	84430

מק"ט FT-SN014



Tru-Pull Lite™

תומך לברך לשמירה על מסלול הפיקה

טכנולוגיה חדשנית מוגנת בפטנט, לתמיכה והגנה במקרים של שינוי במסלול התנועה של הפיקה, שחיקת סחוס הפיקה, חוסר יציבות ודיסלוקציה של הפיקה. רצועה דינאמית, מתפצלת, תורמת לדחיפת הפיקה למרכז ומקלה על הכאב. מערכת כפולה של מייצבים, תומכים בברך, תורמים להפחתת הכאב ולייצוב של הפיקה. רצועות תומכות באזור הירך והשוק מבטיחות התאמה נוספת, חיזוק ומניעת תזוזה. אריג חדשני, אנטימיקרוביאלי, היפואלרגי ונושם מבטיח נוחות והתאמה מרבית. מערכת של צירי פלסטיק נשלפים כלולה, להבטחת ייצוב נוסף.

ייעוד המוצר: אי יציבות של הפיקה, AKP, מפרק פיקה ירך, Runners Knee, ChondroMalacia Patella



מידה	היקף ירך ס"מ	היקף שוק ס"מ
XS	33-39	25-30
S	39-47	30-35
M	47-53	35-40
L	53-59.5	40-47
XL	59.5-67	47-51
XXL	67-75	51-56
XXXL	75-81	56-58.5

מק"ט DJO11-026



יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך, לציין ימין/שמאל

BORT Asymmetric®

מייצב/מגן ברך לטיפול באי יציבות - פיקה

המבנה המיוחד של הברכיה תורם לדחיפת הפיקה לכיוון המדיאלי ודיסטלי (דוחף את הפיקה למרכז), בזכות רצועות אלסטיות, ותמיכה של חצי טבעת סיליקון צידית. משולב מייצב אחד בכל צד, תומך בברך ומייצב אותה. הברכיה מונעת תנועה לא נכונה של הפיקה. אריגה ייחודית מאפשרת גמישות מרבית בזמן פעילות וכיפוף הברך ומבטיחה התאמה אידיאלית בכל זוויות הכיפוף, הורדת עומס והגנה על הגידים והרקמות. נקודות סיליקון בחלק העליון מונעות החלקה של הברכיה מהרגל.

ייעוד המוצר: אי יציבות של הפיקה, AKP, מפרק פיקה ירך (Patellofemoral Syndrome, Runners Knee), כאב ברך קדמי או "כאב פטלופמורלי", סחוס פגום.



מידה	היקף שוק ס"מ	היקף ירך ס"מ	קוד ירפ"א	קוד ירפ"א שמאל
S	26 - 29	32 - 36	1611	2319
M	29 - 33	36 - 40	1724	2338
L	33 - 37	40 - 44	1935	2340
XL	37 - 41	44 - 48	2055	2364
XXL	41 - 45	52 - 56	10047	2386
XXXL	45 - 49	60 - 64	10046	2387

מק"ט 114700



יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך, לציין ימין/שמאל

REACTION WEB® Knee Brace

ברכיית "עכביש"

REACTION WEB מציע גישה חדשנית לטיפול בכאבי ברכיים ואלטרנטיבה למגני הברכיים המסורתיים. העיצוב הרשתי עשוי מחומר פולימרי, גמיש ואלסטי, מפחית את הכאב, תורם לפיזור ולהפחתת העומס והלחץ ממרכז הפיקה. הזיזים הגמישים המשולבים לאורך המגן, סופגים ובלמים זעזועים ומרחיקים את הלחץ מהאזור הפגוע. בזכות העיצוב הדינמי של הרשת, הפטלה נתמכת גם בזמן פעילות אקטיבית. המסגרת הגמישה מתאימה עצמה לקווי המתאר של הרגל, מגבירה את תחושת הנוחות ומאפשרת לעור לנשום, מתיחת הזיזים תורמת לפרופריוספציה. משולב ציר כפול לתמיכה נוספת ורצועות מתכווננות לקיבוע גם בזמן תנועה. מגיע עם שרוול אלסטי נוסף, הניתן להלבשה בין ברכיית הרשת לרגל עצמה, למתן נוחות וקומפרסיה נוספת במידת הצורך. הברכיות מגיעות במגוון צבעים, עיצוב עדכני וצעיר.

ייעוד המוצר: לאחר חבלה, חוסר יציבות, חולשה, נפיחות במפרק, כאבים, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת, פגיעה בגידים ורצועות, שחיקת סחוס, גירויים לאחר ניתוח, PFS.

מידה	היקף ירך בס"מ
XS/S	33-46
M/L	47-59
XL/XXL	60-75
XXXL	75

DONJOY

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך

מק"ט DJO82-0215



Select StabuloGen®

מגן ברך עם טבעת סיליקון תמיכה כפולה - Select

ברכיית הפרימיום של BORT - אריגה ייחודית המאפשרת גמישות מרבית בזמן פעילות וכיפוף הברך ומבטיחה התאמה אידיאלית בכל זוויות הכיפוף. שני מייצבים בכל צד מספקים יציבות מוגברת, תוספת הריפוד בצד האחורי מבטיחה נוחות אופטימאלית. נקודות סיליקון מיוחדות למניעת החלקה. טבעת סיליקון להפחתת לחץ מהפיקה, ייצובה ושמידה על מסלול תנועה תקין. מעסה את הרקמות ומפחיתה נפיחויות. תומכת בפעילות הרצועות ובהפחתת עומס מהמפרק, מונעת ביצוע של תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: לאחר חבלה, חוסר יציבות, חולשה, נפיחות במפרק, כאבים, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת, פגיעה בגידים ורצועות, שחיקת סחוס, גירויים לאחר ניתוח.

היקף שוק היקף ירך				היקף שוק היקף ירך			
מידה	ס"מ	ס"מ	קוד ירפ"א	מידה	ס"מ	ס"מ	קוד ירפ"א
S	26-29	32-36	37828	XL+	37-41	48-52	42936
M	29-33	36-40	37829	XXL	41-45	52-56	37832
M+	29-33	40-44	42934	XXL+	41-45	56-60	42937
L	33-37	40-44	37830	XXXL	45-49	60-64	37833
L+	33-37	44-48	42935	XXXL+	45-49	64-68	42938
XL	37-41	44-48	37831				

bort
BORT MEDICAL

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך

מק"ט 114420



StabuloGen® Eco

מגן ברך עם טבעת סיליקון תמיכה בודדת - Eco

אריגה ייחודית המאפשרת גמישות מרבית בזמן פעילות וכיפוף הברך, ומבטיחה התאמה אידיאלית בכל זוויות הכיפוף. מייצב אחד בכל צד למתן יציבות. טבעת סיליקון איכותית להפחתת לחץ מהפיקה, ייצובה, ושמידה על מסלול תנועה תקין. מעסה את הרקמות ומפחיתה נפיחויות, תומכת בפעילות הרצועות ומפחיתה עומס מהמפרק. מונעת ביצוע של תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: לאחר חבלה, חוסר יציבות, חולשה, נפיחות במפרק, כאבים, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים, פגיעה בגידים ורצועות, שחיקת סחוס, גירויים

היקף שוק היקף ירך				היקף שוק היקף ירך			
מידה	ס"מ	ס"מ	קוד ירפ"א	מידה	ס"מ	ס"מ	קוד ירפ"א
S	26-29	32-36	46110	XL+	37-41	48-52	53462
M	29-33	36-40	46111	XXL	41-45	52-56	46114
M+	29-33	40-44	53448	XXL+	41-45	56-60	53468
L	33-37	40-44	46112	XXXL	45-49	60-64	46115
L+	33-37	44-48	53454	XXXL+	45-49	64-68	53469
XL	37-41	44-48	46113				

bort
BORT MEDICAL

יש למדוד 15 ס"מ מעל הברך ו 15 ס"מ מתחת לברך

מק"ט 114520



Rotulax™ Elastic Knee

פרוקר רוטולקס ברכייה עם סיליקון

מגן ברך אלסטי עם טבעת סיליקון, מותאם למבנה האנטומי של הרגל, מספק חום, קומפרסיה וגירוי פרופריוספטיבי, טבעת הסיליקון תורמת להפחתת הלחץ מהפיקה, ייצובה, ושמידה על מסלול תנועה תקין, מעסה את הרקמות ומפחיתה נפיחויות. תוספת מייצבים גמישים למתן יציבות.

ייעוד המוצר: לאחר חבלה, חוסר יציבות, חולשה, נפיחות במפרק, כאבים, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת, פגיעה בגידים ורצועות, שחיקת סחוס, גירויים לאחר ניתוח, PFS.

מידה	היקף ברך ס"מ
1	35-38
2	39-42
3	43-46
4	47-49
5	50-53
6	54-57

PROCARE

יש למדוד כ 15 ס"מ מעל למרכז הפטלה.

DJO S140B ט"מק



Fortilax™ Elastic Knee

פרוקר פורטילקס ברכייה אלסטית

ברכייה אלסטית ללא סיליקון, לתמיכה ולהקלה על כאבים בברך. מחממת את הברך, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, קומפרסיה וגירוי פרופריוספטיבי.

ייעוד המוצר: כאב קל - בינוני בברך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

מידה	היקף ברך ס"מ
Ped/0	30-34
1	35-38
2	39-42
3	43-46
4	47-49
5	50-53
6	54-57

PROCARE

יש למדוד כ 15 ס"מ מעל למרכז הפטלה.

DJO S120B ט"מק



Knee Support With Silicone pad

מגן ברך עם טבעת סיליקון תמיכה כפולה

ברכיה בעלת שני מייצבים בכל צד, למתן יציבות מרבית, טבעת סיליקון להפחתת לחץ מהפיקה, ייצובה, ושמידה על מסלול תנועה תקין. מעסה את הרקמות ומפחיתה נפיחויות, הברכיה תומכת בפעילות הרצועות ומפחיתה עומס מהמפרק, חבישת הברכיה מונעת ביצוע של תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: לאחר חבלה, חוסר יציבות, חולשה, נפיחות במפרק, כאבים, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים, פגיעה בגידים ורצועות, שחיקת סחוס, גירויים לאחר ניתוח.

מידה	היקף הברך ס"מ	קוד ירפ"א
M	36-38	18895
L	38-41	19023
XL	41-46	19039
XXL	46-51	19054
XXXL	51-56	37920

CPO-1606 ט"מק



Premium Elasticated Knee Support

מגן ברך ללא סיליקון

ברכיה אלסטית ללא סיליקון, להקלה על כאב בברך. מחממת את הברך, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בברך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



מידה	היקף ברך ס"מ	קוד ירפ"א
S	25-32	33859
M	32-39	33861
L	39-46	33862

מק"ט INT-012



Elasticated Knee Support

מגן ברך אלסטי ללא סיליקון

ברכיה אלסטית ללא סיליקון, להקלה על כאב בברך. מחממת את הברך, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בברך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



מידה	היקף ברך ס"מ	קוד ירפ"א לבן	קוד ירפ"א בד'
S	30-36	83226	25397
M	36-42	83225	25398
L	42-48	83224	25399
XL	48-54	83227	25400
XXL	54-60	23889	25401

מק"ט FT-1000



Premium Elasticated Calf Support

מגן שוק אלסטי

מגן שוק אלסטי, להקלה על כאב בשוק. מחמם את השוק, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בשוק, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	27-32	48336
M	32-37	48337
L	37-42	48338

מק"ט INT-185



יש למדוד מסביב למרכז השוק

Premium Elasticated Thigh Support

מק"ט INT-182

מגן ירך אלסטי

מגן ירך אלסטי, להקלה על כאב בירך. מחמם את הירך, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בירך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	42-47.5	48333
M	47.5-53	48334
L	53-58.5	48335



יש למדוד מסביב למרכז הירך

Neoprene Knee Support With open patella


מק"ט EX-1001

מגן ברך נאופרן פיקה פתוחה

ברכיה מנאופרן ללא סיליקון, עם פיקה פתוחה, להקלה על כאב בברך. עשויה מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, קומפרסיה ופיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בברך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

מידה	היקף הברך ס"מ	קוד ירפ"א
S	32-36.5	84406
M	36.5-41	84407
L	41-45.5	84408
XL	45.5-50	84409
XXL	50-54.5	18756



Neoprene Magnetic Knee Support

מק"ט INT-046

מגן ברך מגנטי פיקה פתוחה

ברכיה מגנטית עם פיקה פתוחה ללא סיליקון, להקלה על כאב בברך. מחממת את הברך, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים. סגולות המגנט- שינוך כאבים, ריפוי והמרצת כלי הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני בברך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



מידה	ירפ"א
אוניברסלי	26604



Infrapatellar Band

איירקאסט חבק ברך

חבק הברך התת פיקתי של AIRCAST עם תא אויר אשר מפעיל לחץ ועיסוי ממוקדים על נקודת חיבור גיד הפיקה לעצם השוק. להקלה על הכאב במקרים של Osgood Schlatter, כאבים ופתולוגיות בגיד הפיקה. החבק עשוי מחומר קצפי מרופד, לנוחות מרבית.

ייעוד המוצר: Osgood Schlatter, jumpers knee, כאבים בגיד הפיקה.

מידות:
אוניברסלי

AIRCAST

מק"ט DJO08A-B



Cross Strap

קרוס חבק ברך

חבק הברך התת פיקתי של Donjoy מעוצב מיחידה אחת, כדי למנוע תזוזה של חלקים/ כריות מהמקום ולפגום במוצר. קל ונוח לשימוש ולכן ההענות של המסופל ויעילות הטיפול גבוהה. החבק צר, אינו גבוה ולכן הוא לא מפריע לפעילות היום יומית, נוח במיוחד. עשוי מבד נאופרין, תוסך בגיד הפיקה ומקל על הפחתת הלחץ והכאב במקרים של Osgood Schlatter, כאבים בגיד הפיקה. החבק מגיע ב 2 מידות ולכן קל להתאימו.


ייעוד המוצר: Osgood Schlatter, כאבים בגיד הפיקה.

מידה היקף ברך ס"מ

עד 35.5	M
35.5 עד	L

DONJOY

מק"ט DJO11-1327



יש למדוד את היקף הברך מתחת לפטלה

Patella Tendon Strap

חבק ברך תת פיקתי

חבק ברך תת פיקתי, מפעיל לחץ ועיסוי על נקודת חיבור גיד הפיקה לעצם השוק. מרופד, אלסטי ונוח להתאמה קלה ונוחות מרבית. משולבת כרית סיליקון אנטוסמית עם נקודות עיסוי לשיפור האחיזה ועיסוי מקומי. רצועות חוזרות לחיזוק עם סגירת וולקרו איכותית. ניתן להחיצה.

ייעוד המוצר: כאבים בגיד הפיקה, הפחתה ופיזור של העומס על הגיד, Osgood Schlatters.

מידה היקף ברך ס"מ קוד ירפ"א

1	עד ל-34	37724
2	34-41	37729
3	41-48	37730

bort
BORT MEDICAL

מק"ט 114010



Patella Tendon Strap

חבק ברך תת פיקתי

חבק ברך תת פיקתי ניאופרן עם ניילון, מפעיל לחץ ועיסוי על נקודת חיבור גיד הפיקה לעצם השוק. סגירה קלה ופשוטה באמצעות רצועות חוזרות עם וולקרו.

ייעוד המוצר: כאבים בגיד הפיקה, הפחתה ופיזור של העומס על הגיד, Osgood Schlatters.

elife
orthopedic

ירפ"א

מידה

25313

אוניברסלי

מק"ט E-KN 005



AIRCAST®

For more than 30 years, medical professionals worldwide have depended on Aircast for technological breakthroughs in patient care.

Rooted in sound scientific methods, each Aircast product is developed using the concept of "functional management." We have set a new standard of care for lower limb fractures, ankle sprains and other injuries with our patented technology and use of graduated pneumatic compression.

Aircast is a brand of DJO Global. DJO is a leading global developer, manufacturer and distributor of high-quality medical devices whose brands are dedicated to providing the continuum of patient care from injury prevention to rehabilitation after surgery, injury or degenerative disease.

AirSelect™ Elite



Cryo/Cuff™ Cooler



Air-Stirrup II™



Pneumatic Armband



DonJoy Duel TLSO

מקבע גב קשיח דואל

חגורה ייחודית המיועדת ליישור הגב לאחר ניתוחים, פגיעות טראומה, פתולוגיות כרוניות של עמוד השדרה. מסגרת קשיחה, מעניקה תמיכה היקפית מלאה מחוליות T2/T3 בית החזה/שכמות ועד הסקרום (S1) עצם הזנב. מגבילה תנועה, אינה מאפשרת כיפוף קדמי, תורמת ליציבה נכונה, שומרת על הגב במצב ישר. ציר טלסקופי בצורת Y מבית החזה ומטה. אבזמים נוחים לסגירה ולשחרור מהיר (מסוקמים בכתף), פנלים קשיחים ועמידים בחלק הפנימי והחיצוני. פטנט- מערכת הגלגליות המכנית מספקת כח דינמי להידוק החגורה כראוי, בקלות. התאמה אישית נוחה במיוחד, בזכות ידיות האחיזה. החלק הפנימי עשוי מאריג איכותי, נושם. **ייעוד המוצר:** לאחר ניתוחים, פגיעות טראומה, פתולוגיות כרוניות של עמוד השדרה.

מידה	היקף סותן ס"מ
S	60-75
M	75-89
L	89-107
XL	107-122
XXL	122-145



מק"ט DJO11-1561



DonJoy LSO Premium Plus

חגורת גב קשיחה פרמיום

חגורת הגב - LSO Premium Plus מספקת תמיכה קשיחה מלפנים ומאחור, מחוליות T9 - S1. החגורה מספקת רמה גבוהה של תמיכה לעמוד השדרה תוך מתן דגש על נוחות המסופל. סגירה/פתיחה מהירה ונוחה באמצעות וו ולולאה, פטנט-מערכת הגלגליות המכנית מספקת כוח דינמי להידוק החגורה כראוי. בזכות ידיות האחיזה, המסופל יכול להתאים את החגורה בקלות לפי נוחותו. בד נושם בחלק הפנימי, משולב ברשת המאפשרת לחום לצאת מבלי לפגום באיכות החגורה.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים, פגיעות טראומה, פתולוגיות כרוניות של עמוד השדרה.

מידה	היקף סותן ס"מ
S	60-75
M	75-89
L	89-107
XL	107-122
XXL	122-145



מק"ט DJO11-1576



DonJoy Lite

חגורת גב שרוכים לייט 23 ס"מ

ה - DONJOY LITE הינה חגורת גב קלה יחסית, מבד נושם ללא הפאנל הקדמי הקשיח. מספקת תמיכה לכאב קל- בינוני בגב התחתון המותני (חוליות L1 - L5). קלה ללבישה ולהסרה בזכות ידיות האחיזה, מערכת גלגליות שרוכים מכאנית (פטנט), גובה 23 ס"מ (9").

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב, תוך מתן תמיכה, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים.

מידה	היקף סותן ס"מ
S	66-81
M	81-97
L	97-109
XL	109-122



מק"ט DJO11-1570



Select Stabilo® Back Support without Pad

מק"ט 104700

חגורת גב סטבילו - Select

חגורת גב מסדרת ה-Select אריג ייחודי רך וגמיש עם גימור מיקרוביאלי. החגורה בעלת 3 מוטות אנטומיות לייצוב האזור הדורסלי (גב). רצועות מתיחה צולבות נוספות לחיזוק, ייצוב והקלה. ידיות אחיזה ללבישה נוחה. גובה בחלק הקדמי - 17 ס"מ ובגב 26 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/משקלים כבדים.

מידה	היקף מותן ס"מ	קוד ירפ"א
2	80-90	40598
3	90-100	40599
4	100-110	40600
5	110-120	40607
6	120-130	40613
7	130-140	40614



VarioBasic Back Support

מק"ט 112650

חגורת גב בייסיק

חגורת גב לאזור הלומברי (מותני), עשייה מחומר רך וגמיש, בעלת 4 מוטות אנטומיות לייצוב הגב. לשוניות אחיזה ללבישה נוחה. גובה בחלק הקדמי - 17 ס"מ ובגב 26 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/משקלים כבדים.

מידה	היקף מותן ס"מ	קוד ירפ"א
S	75-89	40586
M	90-105	40589
L	106-120	40596
XL	121-140	40597



ComfortFORM™ Back

מק"ט DJ079-8935

פרוקר חגורת גב אלסטית עם כרית

חגורת גב אלסטית, בד נושם לנוחות מקסימאלית. כרית תמיכה משולבת באזור המותני להגברת התמיכה, לעיסוי והקלה על הכאב. רצועות כפולות לחיזוק, ייצוב והתאמה. חגורה בעיצוב נמוך, לנוחות מרבית. החגורה אינה מכילה לטקס, אינה בולטת.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי. פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/משקלים כבדים.

מידה	היקף מותן ס"מ
XS	51-63
S	63-76
M	76-86
L	86-96
XL	96-107
XXL	107-142
XXXL	142-157

PROCARE™



Lumbar Support

חגורת גב אוורירית עם חיזוקים וסגירה כפולה

חגורת גב אוורירית וקלה, 4 תומכי מתכת הניתנים להסרה/ התאמה, רצועות מתחה אלסטיות צולבות לחיזוק, ייצוב והתאמה. גובה באזור הגב- 23 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/ משקלים כבדים.

מידה	היקף מותן ס"מ	קוד ירפ"א
M	70-85	37919
L	85-100	19070
XL	100-110	19078
XXL	110-121	19090
XXXL	121-132	37905



מק"ט CPO-6202



Lumbar Sacro Stabilizer

חגורת גב גמישה עם תמיכה + כרית


חגורת גב עם חיזוקים, לאזור הלומברי (מותני). 4 מוטות תומכים ממתכת קשיחה. עשויה מחומר מוקצף ומרופד לנוחות מקסימאלית. כרית סיליקון לעיסוי, תמיכה והקלה על הכאב, ניתנת להסרה. רצועות צולבות לחיזוק נוסף והתאמה. גובה 24 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/ משקלים כבדים.

מידה	היקף מותן ס"מ	קוד ירפ"א
S	56-71	29903
M	69-84	29933
L	81-96	30124
XL	94-109	30128
XXL	107-122	50957



מק"ט E-WA010



Back Support

חגורת גב נמוכה


חגורת גב מחומר אוורירי, קל ואלסטי עם תומכי פלסטיק למתן יציבות. רצועות אלכסוניות להתאמה ותמיכה.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/ משקלים כבדים.

מידה	היקף מותן ס"מ	קוד ירפ"א
S	56-71	29769
M	69-84	29770
L	81-96	29773
XL	94-109	29808
XXL	107-122	50954



מק"ט E-WA003



Magnetic Neoprene Back Support

מק"ט INT-048

חגורת גב מגנטית

חגורת גב מגנטית ללא חיזוקים. שומרת על חום ומספקת קומפרסיה, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, פיזור לחצים. סגולות המגנט- שיכון כאבים, ריפוי והמרצת כלי הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: להקלה על כאבי גב קלים, תוך מתן תמיכה וחימום מקומי.



מידה ירפ"א

אוניברסלי 26629



Elastic Back Support

מק"ט FT-578

חגורת גב אלסטית

חגורת גב אלסטית ללא חיזוקים. שומרת על חום ומספקת קומפרסיה, תורמת להזרמת הדם, מעניקה תמיכה בסיסית.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב קלים, תוך מתן תמיכה וחימום מקומי.



מידה היקף מותן ס"מ קוד ירפ"א

84473	51-76	XS
84474	76-102	UNIVERSAL
84475	102-128	XL
19676	128-153	XXL



Abdominal Binder

מק"ט WA050

חגורת גב בלי חיזוקים עם וולקרו

חגורת גב עשויה מחומר אוורירי, חזק ואלסטי. נסגרת בחלק הקדמי עם וולקרו ללבישה נוחה וקלה. גובה 23 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/ משקלים כבדים.



קוד ירפ"א	מידה מותן ס"מ	היקף
46513	76-117	OS
67414	86-95	S
67419	96-105	M
67420	106-116	L
46895	117-129	XL



EHyperextension Brace

חגורת שברים

חגורת גב "צלב" לשברים יציבים, נוחה ללבישה, ניתנת להתאמה (הרוחב והגובה של המסגרת מתכוונן). מסגרת נוקשה מגבילה את חופש התנועה, שומרת על הגב במצב ישר (לא מאפשרת כיפוף). ניידות באזור האגן כדי לאפשר ישיבה.

ייעוד המוצר: שברים יציבים בחוליות מותניות וגביות, לאחר ניתוחי Fusion, שבר דחיסה, שבר Chance, דיסלוקציית שבר (חוליה יוצאת ממקומה כתוצאה משבר), חוסר יציבות קשה.

elife
orthopedic

מידה ירפ"א

25343

אוניברסלי

מק"ט E-CH001



Hyperextension Brace With fixed Pelvic Band

מייצב גב, תואם JEWETT

חגורת גב לשברים יציבים, נוחה ללבישה, ניתנת להתאמה (הרוחב והגובה של המסגרת מתכוונן). מסגרת נוקשה מגבילה את חופש התנועה, שומרת על הגב במצב ישר (לא מאפשרת כיפוף). ריפוד מיוחד מסביב למסגרת, למתן נוחות מרבית. מערכת סגירה מיוחדת להקלה על ההתאמה, הפתיחה והסגירה של החגורה. ניידות באזור האגן כדי לאפשר ישיבה.

ייעוד המוצר: שברים יציבים בחוליות מותניות וגביות, לאחר ניתוחי Fusion, שבר דחיסה, שבר Chance, דיסלוקציית שבר (חוליה יוצאת ממקומה כתוצאה משבר), חוסר יציבות קשה.

יש למדוד את האורך בין החלק העליון של הסטרנום (קליקולה) אל הפוביס ואת רוחב האגן.

ירפ"א	מידה	היקף ס"מ	SHORT
11318	M	83-94	
11343	L	94-104	
35669	XL	104-114	

ירפ"א	מידה	היקף ס"מ	SHORT
11296	S	76-83	
11297	M	83-94	
11300	L	94-104	
11316	XL	104-114	

PRIM

מק"ט C35 PRIM



Hyperextension Brace With Adjustable Pelvic Band

מייצב גב מתכוונן, תואם JEWETT

חגורת גב לשברים יציבים, נוחה ללבישה, ניתנת להתאמה (הרוחב והגובה של המסגרת מתכוונן). מסגרת נוקשה מגבילה את חופש התנועה, שומרת על הגב במצב ישר (לא מאפשרת כיפוף). ריפוד מיוחד מסביב למסגרת, למתן נוחות מרבית. מערכת סגירה מיוחדת להקלה על ההתאמה, הפתיחה והסגירה של החגורה. ניתן לכוון גם את הזווית בחלק העליון, ניידות באזור האגן כדי לאפשר ישיבה.

ייעוד המוצר: שברים יציבים בחוליות מותניות וגביות, לאחר ניתוחי Fusion, שבר דחיסה, שבר Chance, דיסלוקציית שבר (חוליה יוצאת ממקומה כתוצאה משבר), חוסר יציבות קשה. יש למדוד את האורך בין החלק העליון של הסטרנום (קליקולה) אל הפוביס ואת רוחב האגן.

ירפ"א	מידה	היקף ס"מ	SHORT
11423	M	84-98	
35756	L	96-110	
35760	XL	106-120	

ירפ"א	מידה	היקף ס"מ	SHORT
35670	S	74-86	
35671	M	84-98	
11367	L	96-110	
11421	XL	106-120	

PRIM

מק"ט C35 PLUS



Hyperextension Brace

חגורת תמיכה לגב 3 נקודות, תואם JEWETT

חגורת גב לשברים יציבים, נוחה ללבישה, ניתנת להתאמה (הרוחב והגובה של המסגרת מתכוונן). מסגרת נוקשה מגבילה את חופש התנועה, שומרת על הגב במצב ישר (לא מאפשרת כיפוף). ניידות באזור האגן כדי לאפשר ישיבה.

ייעוד המוצר: שברים יציבים בחוליות מותניות וגביות, לאחר ניתוחי Fusion, שבר דחיסה, שבר Chance, דיסלוקציית שבר (חוליה יוצאת ממקומה כתוצאה משבר), חוסר יציבות קשה.

יש למדוד את האורך בין החלק העליון של הסטרנום (קליקולה) אל הפוביס.

מידה	היקף אגן ס"מ	אורך ס"מ	קוד ירפ"א
S	60-75	39-46	46524
M	75-90	42-49	46525
L	90-105	45-52	46526
XL	105-115	49-56	46528

elife
orthopedic

מק"ט E-HE001



StabiloFix®

מיישר כתפיים/שמינייה לכתף/ עצם הבריח

תומך גב עליון וחגורת כתפיים לתיקון היציבה. עשוי מחומר קל, רך, נעים, ולא גמיש. מעוצב בצורה נוחה, במיוחד מתחת לבית השחי. רצועות וולקרו מרופדות ורכות, ניתנות למתיחה, קיצור והתאמה בקלות, ע"פ קווי המתאר של הגוף. מספק מתיחה קבועה לאזור הכתפיים ומונע כיפוף של הכתפיים כלפי פנים.

ייעוד המוצר: יישור ותמיכה במקרים של יציבה לא נכונה, בעיות יציבה כגון כתפיים שמוטות, שכמות בולטות וחזה שקוע, כתפיים עגולות.

מידה	היקף המותן בס"מ	קוד ירפ"א
מ 70 ס"מ - סבוגרים	47546	
50-70 ס"מ - ילדים	47547	

bort
BORT MEDICAL

מק"ט 104600



Premium Panel Elastic Binder

פרוקר חגורת בטן פנאל

חגורת בטן אלסטית, בנויה מכמה חלקים עם בטנה מרופדת, לנוחות מרבית. העיצוב המבוסס על כמה חלקים מבטיח עמידות ומניעת קיפול/ גלגול של החגורה. מגיע בשלושה גבהים שונים: 23 ס"מ, 30 ס"מ, 38 ס"מ. (זמין באריות של בודד או באריות של 6 יחידות).

ייעוד המוצר: לתמיכה וקומפרסיה לאחר לידה, ניתוחי בטן, תמיכה בשרירי הבטן במקרה של חולשה, כיפוף בטן, פגיעות בקרום הצפק.

מידה	היקף המותן ס"מ
UM	76-114
UL	114-157
XL	157-188
XXL	182-208
XXXL	208-254

PROCARE

מק"ט DJO79-890/2



PostOban® Thorax/Abdominal Support

מק"ט 104150

חגורת בטן/ בית חזה

חגורה מבד איכותי, נושם, עם סגירת וולקרו רחבה. שתי רצועות וולקרו מבטיחות לבישה נוחה והתאמה מושלמת. גובה 26 ס"מ.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחי בטן/חזה, תמיכה בשרירי הבטן במקרה של חולשה, כיפוף בטן, פגיעות בקרום הצפק. (Peritoneum).

מידה היקף המותן ס"מ קוד ירפ"א

44784	85-95	2
44732	95-105	3
44730	105-115	4
44785	115-125	5
44789	125-135	6
44790	135-145	7



Elastic Waist Belt

מק"ט FT-033

חגורת מותן/ בטן אלסטית

חגורת בטן/ מותן אלסטית, נסגרת באמצעות וולקרו מקדימה. תומכת באזור הבטן.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחי בטן/ חזה, תמיכה בשרירי הבטן במקרה של חולשה, פגיעות בקרום הצפק. (Peritoneum).

מידה היקף המותן ס"מ קוד ירפ"א

84459	71-81	S
84460	81-91.5	M
84461	91.5-101.5	L
5457	101.5-112	XL
18832	112-122.5	XXL



Neoprene Slimming Belt

מק"ט FT-SN-009

חגורת בטן נאופרן

חגורת בטן/ הרזיה עשויה מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחי בטן/ חזה, תמיכה בשרירי הבטן במקרה של חולשה, פגיעות בקרום הצפק. (Peritoneum).



מידה	ירפ"א
אוניברסלי	84482



Abdominal Support for Pregnant Women

מק"ט 104620

חגורת הריון

חגורת הריון מבד נושם, אלסטי ונוח במיוחד. רצועות אלסטיות נוספות לחיזוק והתאמה מרבית. 4 מוטות תמיכה בגב למתן יציבות, הקלה על הגב והורדת העומס. המוטות ניתנים להוצאה.

ייעוד המוצר: בזמן הריון, להקלת העומס על הגב.



מידה	היקף המותן ס"מ	קוד ירפ"א
0	75-90	37772
1	90-105	37773
2	105-120	37781
3	120-135	37784



Deluxe Maternity Belt

מק"ט E-MB002

חגורת הריון

חגורת הריון, מבד קטיפתי, קל, אלסטי ונוח במיוחד. רצועות אלסטיות נוספות בצדדים לחיזוק והתאמה מרבית. 2 מוטות תמיכה בגב למתן יציבות, הקלה על הגב והורדת העומס.

ייעוד המוצר: בזמן הריון, להקלת העומס על הגב.



מידה	היקף המותן ס"מ	קוד ירפ"א
S	85.5	52932
M	95.5	52935
L	105.5	52936
XL	115.5	52938



Stoma Support

מק"ט 104090

חגורת סטומה

חגורה מעוגלת, עם פתח מיוחד לסטומה. תפירה מיוחדת המשלבת קטיפה בחלק הקדמי, ציפוי מרופד ועדין לנוחות מרבית באזור הסטומה. ניתן למקם בחופשיות ולהתאים בקלות באמצעות חיבור וולקרו איכותי. בחלק האחורי תוספת אלסטית ושני מייצבים. תואם כמעט את כל סוגי הסטומה בזכות האלסטיות והוולקרו. ניתן לחיצה ב 90 מעלות. גובה 22 ס"מ. קוטר פתח 6.5-7 ס"מ.

ייעוד המוצר: לאחר Colostomy ו ileostomy עם חולשה נלווית של רקמת חיבור.



מידה	היקף המותן ס"מ	קוד ירפ"א
S	70-90	44795
M	90-115	44796
L	115-150	44797



Umbilical Hernia Support

מק"ט 104070

חגורת בטן עם סיליקון לבקע טבורי

חגורה עם כרית סיליקון ועליה בליטה, עטופה בבד רך ונעים במיוחד (ניתן להוריד ולכבס), מחוברת באמצעות וולקרו איכותי וניתנת להתאמה בקלות. בד אלסטי, נעים עם שני מייצבים לחיצון באזור הגב. גובה 13 ס"מ.

ייעוד המוצר: לבקע טבורי.



מידה	היקף המותן ס"מ	קוד ירפ"א
1	60-95	44792
2	95-125	44793
3	125-150	44794




Elastic Torso Support for Men

מק"ט 102850

חגורת צלעות לגבר

חגורה אוורירית, אלסטית, נסגרת עם וולקרו איכותי בחלק הקדמי, להבטחת נוחות מרבית בזמן הלבישה. חיתוך ישר, ייצוב ותמיכה לאזור בית החזה. התמיכה קלה ועדינה ולא ניתן לראותה מתחת לבגד. גובה 16 ס"מ. עיצוב המותאם לגברים - ללבישה מקו החזה.

ייעוד המוצר: לחבלות ומתיחות שרירים בין-צלעיים, חבלות ושברים בצלעות, לאחר ניתוחים.



מידה	היקף חזה ס"מ	קוד ירפ"א
S	65-78	44941
M	78-91	44942
L	91-106	44943
XL	106-125	44944




Elastic Torso Support for Women

מק"ט 102950

חגורת צלעות לאישה

חגורה אוורירית, אלסטית, נסגרת עם וולקרו איכותי בחלק הקדמי, להבטחת נוחות מרבית בזמן הלבישה. חיתוך ישר, ייצוב ותמיכה לאזור בית החזה. התמיכה קלה ועדינה ולא ניתן לראותה מתחת לבגד. גובה 16 ס"מ. עיצוב המותאם לנשים - ללבישה מתחת לקו החזה.

ייעוד המוצר: לחבלות ומתיחות שרירים בין-צלעיים, חבלות ושברים בצלעות לאחר ניתוחים.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	65-78	44949
M	78-91	44951
L	91-106	44958
XL	106-125	44959



Rib Belt for Women

חגורת חזה/שבר לצלעות לאישה

חגורת צלעות לאישה. חגורה אוורירית, קטיפתית, אלסטית וחזקה. נסגרת עם וולקרו בחלק הקדמי. ייצוב ותמיכה לאזור בית החזה, קומפרסיה והקלה על הכאב. עיצוב המותאם לנשים.

ייעוד המוצר: לחבלות ומתיחות שרירים בין-צלעיים, חבלות ושברים בצלעות, לאחר ניתוחים.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א רגיל	קוד ירפ"א גבוהה
S	58-66	53591	52928
M	66-76	53592	52929
L	76-86	53593	52930
XL	86-102	53594	52931

elife
orthopedic

מק"ט E-/DY-RB002



Rib Belt for Men

חגורת חזה/שבר לצלעות לגבר

חגורת צלעות לגבר. חגורה אוורירית, קטיפתית, אלסטית וחזקה. נסגרת עם וולקרו בחלק הקדמי. ייצוב ותמיכה לאזור בית החזה, קומפרסיה והקלה על הכאב.

ייעוד המוצר: לחבלות ומתיחות שרירים בין-צלעיים, חבלות ושברים בצלעות, לאחר ניתוחים.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א רגיל	קוד ירפ"א גבוהה
S	68-81	53587	52908
M	81-91	53588	52924
L	96-112	53589	52925
XL	112-127	53590	52926

elife
orthopedic

מק"ט E-/DY-RB001



Chest Corset With Suspenders

חגורת חזה עם כתפיות

חגורת חזה עם כתפיות, לתמיכה לאחר ניתוח לב פתוח/ ניתוח בית החזה/ שברים בבית החזה. עשויה מחומר מרופד, נעים, אלסטי ותומך. ניתן להתאמה/ פתיחה בקלות באמצעות יד אחת.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחי לב/ ניתוחים של בית החזה, ייצוב במקרים של שבר בבית החזה, לתמיכה והקלה.

מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	80	53200
M	90	53205
L	100	53213
XL	110	53216
XXL	120	53219
XXXL	130	53220

LuXor®

מק"ט LUXOR 307




Inguinal Hernia Belt

חגורת הרניה דו צדדית עם פד נשלף

חגורת בקע דו צדדית, עם 2 רפידות הניתנות להסרה באמצעות וולקרו איכותי. במידה ויש צורך להשתמש על צד אחד בלבד, ניתן להסיר את הרפידה. החגורה כוללת גם רצועות לירך.

ייעוד המוצר: לבקע מפשעתי מצומצם, או לאחר ניתוח בקע (שבר).



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	עד 89	44727
M	89-104	44728
L	104-119	44729

מק"ט 104800




HerniaFix® Spring Truss with Anatomically-Shaped Pad

חגורת הרניה חד צידי

חגורת בקע חד צידית עם רצועת ירך. קפיץ פלדה באורך של כ 50 ס"מ מרופד בבד איכותי ונעים. אינה אלסטית, כרית אנטומית (פלוסה) להפעלת לחץ על הבקע.

ייעוד המוצר: לבקע מפשעתי.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א ימין	קוד ירפ"א שמאל
85	83-88	44670	44675
90	88-93	44671	44676
95	93-98	44672	44677
100	98-103	44673	44678
105	103-108	44674	44679

מק"ט 109200




HerniaFix® Elastic Spring Truss with Rounded Pad, Short Spring

חגורת הרניה פס אחד

חגורת בקע חד צידית. קפיץ פלדה קצר באורך של כ 20 ס"מ מרופד בבד איכותי ונעים. רצועה אלסטית, כרית אנטומית (פלוסה) להפעלת לחץ על הבקע.

ייעוד המוצר: לבקע מפשעתי



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א ימין	קוד ירפ"א שמאל
85	83-88	44680	44704
90	88-93	44700	44723
95	93-98	44701	44724
100	98-103	44702	44725
105	103-108	44703	44726

מק"ט 109400



Hernia Belt

חגורת הרניה

חגורת בקע עשויה מבד אלסטי, עם רצועות גומי נעימות ואלסטיות. קלת משקל, ניתנת להתאמה בקלות. כרית גמישה, תוכננה במיוחד להפעלת לחץ מתון על אזור הבקע. 2 הכריות נשלפות, ניתן למקם אותם בצד הימני/ שמאלי או בשני הצדדים בהתאם לצורך. ניתן להסיר את הכריות ולכבס.

ייעוד המוצר: לבקע מפשעה.

מידה	היקף אגן ס"מ	קוד ירפ"א
L	89-102	1405
XL	102-115	1406
XXL	115-130	1407

elife
orthopedic

מק"ט E-HB001



למדוד 2 ס"מ מתחת לסבור, מסביב לאגן

StabiloHip Hip Protector

מגן ירכיים

מכנס מכותנה ולייקרה, רך, נעים ואלסטי במיוחד, מגנים עשויים מקצף ויסקו אלסטי בעלי מרקם גמיש, נעים ואוורירי. סופגי זעזועים, משולבים בכיסים פנימיים משני צדי המכנס ומגנים על אזור הירך. המגנים ניתנים להסרה בקלות (ניתן להוציא ולכבס).

ייעוד המוצר: הגנה ומניעה מפני שברי ירך בעקבות נפילות, שמירה על אזור הירך לאחר ניתוחים, עזרה ביציבות (פרופריוספציה).

מידה	מידת מכנסיים גברים	מידת מכנסיים נשים	קוד ירפ"א
S	46	38	37715
M	48	40	37716
L	50	42	37717
XL	52	44	37718
XXL	54-56	46-48	37719
XXXL	58-60	50-52	37720

bort
BORT MEDICAL

מק"ט 201100



Pavlik Harness

אבדוקציה לתינוק

אבדוקציה לתינוק- קיבוע דינאמי, לייצוב של מפרק הירך. מורכב מ- 2 רצועות חזה, 2 רצועות כתף, 2 רצועות עם נעליים מעוצבות לנוחות מרבית. הרצועות מרופדות, רכות ונסגרות בקלות, כדי להקל על לבישת האביזר.

ייעוד המוצר: לתינוקות עם דפורמציה ירך, למניעת פריקה והחזרת המפרק למקומו. (DDH-Developmental Dysplasia Of The Hip).


מידה	גיל התינוק (בחדשים)	קוד ירפ"א
S	0-3	30008
M	3-6	30009
L	6-9	30024

elife
orthopedic

מק"ט E-PH801




DONJOY®



Reaction knee



4-Points-of-leverage



OA Nano



Together in Motion



REACTION WEB

גישה חדשנית לטיפול בכאבי ברכיים ואלטרנטיבה
למגני הברכיים המסורתיים.

עיצוב דינאמי - חומר פולימרי, גמיש ואלסטי, מגוון
צבעים, עיצוב עדכני וצעיר.



WHAT'S YOUR REACTION?



UltraSling® IV ER

מקבע כתף רוטציה חיצונית

לקיבוע הכתף ברוטציה חיצונית של 15° או 30° , להקלה וייצוב של מפרק הכתף. מערכת רצועות מיוחדת של 3 נקודות מקלה על הלישה, העיצוב המיוחד מוריד את הלחץ מהצוואר ובכך מעלה את רמת הנוחות וההתאמה למטופל. ציפוי פנימי מאריג נושם, אוורירי. רצועות מרופדות ונוחות, מגיע עם כדור לאיסון ולהמצת הדם. הכריות מספקות תמיכה ויציבות במנח של רוטציה חיצונית 15° או 30° ניתנות להחלפה ימין/שמאל בקלות.

ייעוד המוצר: קיבוע הכתף ברוטציה של 15° או 30° , פריקות כתף, לפני או אחרי ניתוחים, קרע בגיד, טראומה.

מידה	אורך הזרוע בס"מ
S	עד 28 ס"מ
M	28-33 ס"מ
L	33 ס"מ
XL	מעל 33 ס"מ



DJO11-1304/5 מק"ט



OmoARS

מקבע כתף לאחר ניתוח בדרגות סיבוב משתנות

מקבע כתף עם כרית אנטומית לזרוע, להקלה וייצוב של מפרק הכתף, אפשרות לקיבוע (רוטציה חיצונית) בזווית של 15° או 30° . מערכת רצועות עם חיזוק של סקוטש, כדור לתמיכה ולאיסון של השרירים, קיבוע נוח ובטוח, קל להתאמה כיסוי סבד ידידותי לעור.

ייעוד המוצר: לפני/אחרי ניתוח, טראומה, פריקות כתף, קרע בגיד.

לפי גובה המטופל.



מידה	גובה (ס"מ)	קוד ירפ"א
1	עד 165	2395
2	מ 165	2416

121900 מק"ט



Shoulder Abduction Orthosis

מקבע כתף לאחר ניתוח בדרגות אבדוקציה משתנות

מקבע כתף המורכב מכרית עם בסיס המאפשר אבדוקציה בזווית של 30° .

התאמה מרבית ואחיזה יציבה באמצעות:

1. רצועות לזרוע ולאמה מחוברות באמצעות סקוטש לקיבוע בחגורת המותן.
2. חיבור למותן עם קיבוע של המרפק והאמה.

תוספת של 15° , מעניקה תמיכה באזור בית השחי. כל החלקים מתחברים ונסגרים באמצעות סקוטש ולולאה. חיבור הסריז, לכרית מאפשר להגיע לאבדוקציה של 45° , במידת הצורך.



מידה	ירפ"א
אוניברסלי	11256

904 מק"ט



OmoSAT

מק"ט 121980

מקבע/מייצב כתף עם כדור

מקבע תומך לכתף/זרוע. נרתיק חזק ומרופד במיוחד לאחזקת הזרוע בתנוחה יציבה ובטוחה. רצועת חיזוק נוספת למותן, להשלמת הקיבוע. מגיע עם כדור פיזיותרפיה מיוחד לתרגול ותורם לתנוחת המנוחה לזרוע. (הכדור ניתן להסרה).

ייעוד המוצר: פריקת כתף, נקעים, חבלה, פציעות שרירי כתף, שברים בכתף ובחלק העליון של הזרוע, לאחר התערבות כירורגית. (להסרת חבישת VELPOW).

מידה	גובה ס"מ	קוד ירפ"א
1	עד 160	37721
2	160-180	37722
3	מעל 180	37723



יש לסדוד את גובה המסופל



OmoBasic® acc. to Gilchrist

מק"ט 121350

מקבע כתף לאחר פריקות

תומך לכתף/זרוע, עשוי ממערכת רצועות יציבה המבטיחה קיבוע יציב. המתלה עשוי מחומר רך וידידותי לעור. מאפשר גישה נוחה לאזור הפגוע לטובת המסך הטיפול. גמיש ונוח להתאמה, קל ונוח ללבישה. מתלה חזק ומרופד במיוחד לאחזקת הזרוע בתנוחה יציבה ובטוחה.

ייעוד המוצר: פריקת כתף, נקעים, חבלה, פציעות שרירי כתף, שברים בכתף ובחלק העליון.



מידה	אורך האמה בס"מ	קוד ירפ"א
0	25-28	53444
1	28-31	53423
2	31-34	53428
3	34-38	53432



Clinic Shoulder Immobilizer

מק"ט DJO79-8401

פרוקר מתלה לכתף

מקבע ותומך לכתף ולמרפק, מסייע במניעת תזוזה של הכתף. רצועה עמידה מכותנה איכותית, סוגרים נוחים, קלים להתאמה מסוקמים ברצועות הכתף וברצועות הגוף. רצועת הכתף מרופדת, למתן נוחות מרבית. מתאים לצד ימין/שמאל.

ייעוד המוצר: קיבוע ותמיכה של מפרק הכתף והמרפק, כאבים באזור הכתף, נקעים, פריקת כתף, לאחר ניתוח, שמירה ומניעת רוטציה.

מידה	אורך האמה בס"מ
XXS	12.5
XS	15
S	18
M	20
L	23
XL	25

PROCARE



Magnetic Neoprene Shoulder

מק"ט INT-049

תומך כתף מגנטי

תומך לכתף מנאופרן מגנטי, מחמם את הכתף תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים. סגולות המגנט- שינוך כאבים, ריפוי והמרצת כלי הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הכתף, נקעים, חבלה, פציעות.



מידה	ירפ"א
אוניברסלי	26633



Neoprene Shoulder Support

מק"ט FT-029

תומך כתף נאופרן

תומך לכתף עשוי מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. מעניק תמיכה בסיסית.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הכתף, נקעים, חבלה, פציעות.

יש למדוד סביב החלק העליון של הזרוע.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	27-30	84447
M	30-33	84457
L	33-36	84458
XL	36-49	84422



Universal Arm Sling

מק"ט DJO79-84300

פרוקר מתלה לזרוע אוניברסלי

מתלה אוניברסלי לזרוע, מעטפת אלסטית עשויה מכותנה עמידה, עם רצועה מתכווננת. אבזם בכתף להתאמה אישית. זמין עם/ בלי ריפוד ברצועה.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הכתף, נקעים, חבלה, פציעות, פריקת כתף, לאחר קיבוע גבס.

מידות: אוניברסלי

PROCARE



Mesh Arm Sling

מתלה רשת לזרוע

מתלה אוורירי לזרוע, מעטפת עשויה מרשת ניילון. מאפשרת לזרוע תמיכה ומנוחה.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הכתף, חבלות ביד/ באמה/ במרפק, לאחר קיבוע גבס, נקעים.



קוד ירפ"א	אורך האמה בס"מ	מידה
37596	25-28	S
37597	28-30	M
37598	30-33	L
37600	33-36	XL

יש למדוד לאורך האמה.

מק"ט E-AR003



Pouch Arm Sling

מתלה לזרוע למבוגר

מתלה לזרוע, מעטפת אלסטית. מאפשרת לזרוע תמיכה, מנוחה וקיבוע.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הכתף, נקעים, חבלה, פציעות, פריקת כתף, לאחר קיבוע גבס.



ירפ"א	מידה
83171	אוניברסלי

מק"ט YS-1901



Magnetic Neoprene Neck Wrap Support

תומך צוואר מגנטי


תומך לצוואר מנאופרן מגנטי, מחמם את הצוואר, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיטית, הגבלת תנועה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים. סגולות המגנט- שיכון כאבים, ריפוי והמרצת כלי הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הצוואר, מעבר מצווארון קשיח, לאחר טיפול בצווארון Halo.



ירפ"א	מידה
26634	אוניברסלי

מק"ט INT-050



Soft Collar

תומך צוואר רך

צווארון מספוג רך, מספק תמיכה, מגביל תנועה, מחמם את הצוואר.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הצוואר, מעבר מצווארון קשיח, לאחר טיפול בצווארון Halo.



מידה	גובה ס"מ	לבן קוד ירפ"א	בז' קוד ירפ"א
S	28-37.5	83221	84494
M	37.5-47	83222	84495
L	47-56.5	83223	84496

מק"ט FT-1163



Cervical Collar with Trachea Opening

צווארון פילדלפיה

צווארון מחומר מוקצף, חלקים קשיחים המתחברים עם רצועות. חור קדמי לטרכאוסטומיה (41/4).

ייעוד המוצר: לאחר שברים יציבים בעמוד השדרה הצווארי, לאחר ניתוחי Fusion, ניתוחי צוואר/ גרון פנימיים.



מידה	היקף צוואר ס"מ	גובה ס"מ	קוד ירפ"א
M	33-41	10.8 (41/4)	1408
L	41-46	10.8 (41/4)	1401
XL	46-48	10.8 (41/4)	1402

מק"ט E-CO002A



Neck Collar Philedelphia

צווארון קשיח/חצי קשיח (פילדלפיה)

צווארון קשיח, מספק יציבות מלאה וקיבוע לצוואר ומשענת לסנטר ולראש.

ייעוד המוצר: לאחר שברים יציבים בעמוד השדרה הצווארי, לאחר ניתוחי Fusion, ניתוחי צוואר/ גרון פנימיים.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
1	34-36	11196
2	36-38	11219
3	38-40	9753

מק"ט 705



פעם היה קרם, היום יש קצף

Allpresan[®] diabetic

תכשיר רפואי

מותאם במיוחד לכף רגל סוכרתית

נוסחה ייחודית להגברת הלחות המכילה רכיבים פעילים: פנטנול (ויטמין B5 התורם להתחדשות התאים), פנטויטין (תרכובת המגבירה לחות) ואוריאה.

לחות מוגברת

מותאם במיוחד למאפייני כף הרגל הסוכרתית: 5%-10%.

% אוריאה

היחיד שאינו משאיר שכבה שומנית, אינו סותם את הנקבוביות ומאפשר לעורך לנשום.

אינו משאיר שכבה שומנית

התוויה רפואית המעודדת מריחה גם בין האצבעות. מאחר והקצף נספג במהירות, הוא אינו משמש כמצע להתפתחות חיידקים.

מומלץ לשימוש בין האצבעות

טכנולוגיית קצף ייחודית המאפשרת שימוש חסכוני.

יתרון אקונומי



Allpresan[®]

מומלץ ע"י DAAB e.v הגרמנית וא.י.



Epicondylitis Support with Padding

שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון

מגן מרפק בעל אריגה ייחודית, עם שתי כריות סיליקון לעיסוי והקלת הלחץ באזור האפיקונדיליים והגידים המיישרים/מכופפים של כף היד. תומך ברקמות ובכך עוזר בתפקיד האחיזה ומסייע בהפחתת העומס מהמרפק. מבנה המאפשר חופש תנועה מלא במרפק. אורך 20 ס"מ.

ייעוד המוצר: אפיקונדיליטיס (Epicondylitis) - דלקת כרונית/ אקוטית, Tennis/Golfers Elbow, פציעות ומחלות גידים.



קוד ירפ"א	היקף ס"מ	מידה
75943	22-24	XS
37813	24-26	S
37814	26-28	M
37815	28-30	L
37816	30-32	XL
37818	32-34	XXL

מק"ט 122600



Dual-Tension Elbow Support

שרוול אלסטי למרפק

שרוול אלסטי למרפק ללא סיליקון, סריגה ייחודית עגולה ללא תפרים, אלסטיות לאורך ולרוחב. אריגה נעימה במיוחד. השרוול תומך במבני רקמות פגועים, מסייע בהפחתת העומס מהמרפק. שומר על חום ומעניק קומפרסיה ויציבות. חבישת השרוול עוזרת למנוע תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: נפיחות מפרקית, לאחר פציעות ספורט וניתוחים, מחלת מפרקים ניוונית, נקעים, כאבי מרפק, מניעה של פציעות עבודה וספורט.



קוד ירפ"א	היקף ס"מ	מידה
37702	24-26	S
37703	26-28	M
37704	28-30	L
37705	30-32	XL

מק"ט 054200



Pneumatic Armband

אירקאסט חבק מרפק אוניברסלי

חבק המרפק של AIRCAST עם תא אוויר יחיד, אשר מגיע מנופח מראש ברמה הנדרשת ומפעיל לחץ ועיסוי ממוקד על נקודת החיבור של הגיד ללא הפעלת לחץ על הזרוע. מיוצר מחומר איכותי ונושם למתן נוחות מרבית. העיצוב הייחודי והפשט נוח לשימוש ותורם ליעילות הטיפול. להקלה על הכאב במקרים של Tennis/ Golfers Elbow

ייעוד המוצר:

מחלת גידים ודלקת במרפק (Tennis/ Golfers Elbow), פציעות ספורט, כאבים במרפק, מתיחה, שחיקה וארתריטיס.

מידות: אוניברסלי.

AIRCAST

מק"ט DJO05A



EpiContur® with 1 Pad

מק"ט 022500

חבק מרפק עם כרית סיליקון

חבק מרפק מרופד עם כרית סיליקון אנטוסמית המחברת באמצעות וולקרו איכותי וניתנת לכיוון/ הסרה בהתאם לצורך.

החבק מתאים ל Tennis/ Golfers Elbow וניתן לכוון את כרית הסיליקון בהתאם. הכרית מפעילה עיסוי ולחץ על נקודת החיבור של הגיד.

ייעוד המוצר: אפיקונדיליטיס (Epicondylitis), מחלת גידים ודלקת במרפק (Tennis/ Golfers Elbow), פציעות ספורט, כאבים במרפק, מתיחה, שחיקה.



קוד ירפ"א	היקף ס"מ	מידה
37806	21-25	0
37808	25-30	1
37812	30-35	2



Epi Flex

מק"ט E-EL007

חבק מרפק

חבק מרפק, מרופד אלסטי וחזק להפעלת לחץ מותאם ועיסוי בנקודת החיבור של הגיד. מתאים ל Tennis/ Golfers Elbow

ייעוד המוצר: מחלת גידים מיישרים/ מכופפים של כף היד ודלקת במרפק (Tennis/ Golfers Elbow), פציעות ספורט, כאבים במרפק.



קוד ירפ"א	היקף ס"מ	מידה
38035	20-22	S
38036	22-25	M
38044	25-28	L
38045	28-30	XL



Mayo Clinic Elbow Brace

מק"ט DJO05E

אייירקאסט מקבע מרפק עם ציר

מקבע מרפק עם ציר מתכוונן, פטנט בעל עיצוב ייחודי המאפשר שליטה על מידת הכיפוף והישיור, בהתאמה לדרגת החופש הנדרשת. מספק קיבוע ו/או שליטה על טווח התנועה במקרים של פגיעות חמורות, שברים במרפק ובמקרים רבים יכול לתת מענה לטיפול השמרני, כתחלופה לגבס. מנגנון לנעילה/ שחרור מהיר ונוח, ניתן לקבוע את רמת הקיבוע ו/או טווח התנועה הנדרש בקלות באמצעות מתג (ROM) איכותי.

ייעוד המוצר: קיבוע והגבלת טווח התנועה לאחר ניתוח, פריקות ותת פריקות מרפק, שברים יציבים או קיבוע פנימי בעצם הזרוע המרוחקת או עצמות האמה המקורבות, קרעים ברצועות/ גידים, אוסטיאוארתריטיס.

מידות: אוניברסלי, נא לציין ימין/ שמאל.



Rom Elbow Brace

חבק מרפק עם ציר

מקבע מרפק עם ציר מתכוונן המאפשר קיבוע מלא, או שליטה על מידת הכיפוף והיישור, להתאמת דרגות חופש שונות. עשוי מחומר מוקצף, אוורירי ורך.

ייעוד המוצר: קיבוע או טווח תנועה מוגבל לאחר ניתוח, טיפול שמרני בפריקות מרפק ותת פריקות, שברים יציבים או עם קיבוע פנימי בעצם הזרוע המרוחקת, או עצמות האמה המקורבות.

elife
orthopedic

ירפ"א

מידה

25456

אוניברסלי

מק"ט E-EL090




Premium Elasticated Elbow Support

שרוול אלסטי למרפק ללא סיליקון

שרוול אלסטי ללא סיליקון, להקלה על כאב במרפק. מחמם את המרפק, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני, חבלה, נפיחות.

FORTUNA®



קוד ירפ"א	היקף ס"מ	מידה
33879	18-25	S
33880	25-32	M
33882	32-39	L

מק"ט INT-018



Elasticated Elbow Support

שרוול אלסטי למרפק ללא סיליקון

שרוול אלסטי ללא סיליקון, להקלה על כאב במרפק. מחמם את המרפק, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני, חבלה, נפיחות.

FORTUNA®



קוד ירפ"א	לבן קוד ירפ"א	היקף ס"מ	מידה
25531	83234	18-22.5	S
25555	83233	22.5-27	M
25645	83232	27-31.5	L
25646	83235	31.5-36	XL
25647	24042	36-40.5	XXL

מק"ט FT-900



Magnetic Neoprene Elbow Support

שרוול מגנטי למרפק

שרוול מגנטי מנאופרן, מחמם את המרפק, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, קומפרסיה, הגבלת תנועה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים. סגולות המגנט-שיכוך כאבים, ריפוי והמרצת כלי הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: כאב קל- בינוני, חבלה, נפיחות.



FORTUNA®

ירפ"א

מידה

26619

אוניברסלי

מק"ט INT-047



Exos Bracing

Shaping Technology
Shaping Lives

מותג מוביל, חדשני ועדכני המציג מערכת ייחודית של מקבעים לשורש כף היד הניתנים להתאמה אישית, כחלופה לטיפול השמרני בסד או גבס.


המקבע מותאם ישירות, באופן אישי למטופל בעזרת חימום הסד בתנור מיוחד, ע"פ הפגיעה הספציפית, מידותיו והזוויות בהן רצוי לקבע את האזור הפגוע ולכן הטיפול באמצעות המערכת החדשנית של exos מספק התאמה מקסימלית, נוחות, ויעילות טיפולית מרבית.

במרבית המקבעים ישנה מערכת סגירה והתאמה מיוחדת - **Boa® Closure** אשר תורמת ללבישה והסרה קלה ונוחה ומאפשרת התאמה אנטומית מרבית, להפחתת הנפיחות והניווט. המקבע מגיע במגוון צבעים ודוגמאות.

המותג מציג יתרונות רבים למטופל: התאמה אישית מרבית, אפשרות למניעת גיבוס, עמידות למיים, מראה מעוצב ועדכני, נוחות בלבישה/ הסרה, היגיינה, המשך פעילות יומיומית או ספורטיבית.

ייעוד המוצר:

לטיפול במצבים המצריכים קיבוע של חלקים שונים בשורש כף היד בעקבות שברים, פציעות ופגיעות



Different Colors & Patterns



Simply heat brace



Comfortable fit



Together in Motion

Reformable, Removable Bracing System



221-41 מ"ק"ט

Wrist Brace with BOA

- Carpal bone & ligament injuries
- Stable wrist fractures



310-41 מ"ק"ט

Short Arm Fracture Brace

- Distal Radius Fractures (non-displaced)
- Wrist sprains, ligament injuries



312-42 מ"ק"ט

Short Arm Fracture Brace

- Open Thumb
- Distal Radius Fractures (non-displaced)
- Wrist sprains, ligament injuries



125-51 מ"ק"ט

Boxer's Fracture Brace

- 4th & 5th Metacarpal fractures



326-41 מ"ק"ט

Radial Gutter Fracture Brace

- 2nd & 3rd Metacarpal fractures



315-41 מ"ק"ט

Thumb Spica Fracture Brace

- Skier's Thumb, Bennett's & Rolando's fractures
- Scaphoid fractures



231-41F מ"ק"ט

Long Thumb Spica with BOA

- Scaphoid fracture
- Radial or Ulnar wrist strain



232-42 מ"ק"ט

Long Thumb Spica II

- Scaphoid, Bennett's & Rolando's fractures
- Radial or Ulnar wrist strain

212-41 מ"ק"ט



Short Thumb Spica II

- Skier's Thumb, Sprains, Dislocations
- Improved comfort and fit



211-41 מ"ק"ט

Extended Short Thumb Spica

- Thumb IP joint hyperextension, Pin fixation



210-41 מ"ק"ט

Short Thumb Spica

- Skier's Thumb, Sprains, Dislocations



125-51 מ"ק"ט

Hand based Ulnar Gutter Brace

- 4th & 5th Metacarpals or Phalanges fractures



126-41 מ"ק"ט

Hand Based Radial Gutter Brace

- 2nd & 3rd Metacarpals or Phalanges fractures



330-40 מ"ק"ט

Humeral Fracture Brace

- Mid-shaft, non-displaced fractures

Warm it, Fit it!

REFORMABLE

The Exos brace is completely reformable, allowing:

- Modification to accommodate anatomical changes as healing progresses
- Serial changes of position
- One brace throughout duration of treatment
- Less material waste

ADJUSTABLE

Exos uses the exclusive BOA® reel and lace dynamic closure system, allowing:

- Expansion to allow for initial swelling and to reduce the risk of Compartment Syndrome
- Tension modification for custom fit despite atrophy or changes in soft tissue
- Improved patient comfort and fit



1. Simply heat brace in oven for 3-5 minutes



2. Open and slide onto patient's limb



3. Gently mold and adjust for a comfortable fit



4. Use the reel and lace to tighten as needed

StabilAir™ Wrist Brace

אירקאסט מקבע לשורש כף היד

מקבע שורש כף היד StabilAir™ עוצב ותוכנן במיוחד לטיפול בחולים עם שבר ברדיוס הדיסטלי (עצם האמה) ואו לאחר ניתוח. המקבע קל, עמיד במים, בנוי משני מייצבים מאווררים, ומציע חלופה קלה ונוחה לגיבוס. מערכת תאי האויר הייחודית של AIRCAST הניתנת לניפוח, משולבת במקבע ותורמת להתאמה מקסימאלית, לנוחות, לתמיכה ולעיסוי. תא אויר אחד ממוקם מעל לרדיוס הדיסטלי (עצם האמה) והשני בגב המקבע. מערכת תאי האויר ניתנת לניפוח בעזרת ידיית הניפוח עם בקרת הלחץ המצורפת למקבע. המקבע מרופד באריג מיוחד אוורירי ונעים, למתן נוחות מרבית. העיצוב היידידתי מקל על המטופל, חוסך זמן ומאמץ, ולכן היענות המטופל ויעילות הטיפול גבוהה.

ייעוד המוצר: לטיפול בשבר ברדיוס הדיסטלי (עצם האמה), קיבוע במקום או לאחר ניתוח.

AIRCAST

מידה היקף שורש כף יד ס"מ	
12.7-16.5	S
15.9-19.7	M

יש לציין ימין/שמאל

מק"ט DJO05F



Wrist Support with Aluminium Splint

חבק שורש כף היד עם סד ללא אגודל

מגן לשורש כף היד מחומר נושם, נוח, אלסטי ועמיד, עם סד קדמי מתכוונן. הסד ממוקם בכיס המאפשר הוצאה קלה לכיוון/כביסה. מנגנון חבישה המאפשר לבבישה נוחה וקלה, גם בזמן כאב/חופש תנועה מוגבל. רצועות וולקרו איכותיות להשלמת הסגירה ולחיזוק.

ייעוד המוצר: קיבוע לאחר פציעות וחבלות, תסמונת התעלה הקרפלית, דלקת פרקים, פגיעה בגיד, מתיחות ונקעים בשורש כף היד, לאחר הורדת גבס, שיתוק של העצב הרדיאלי (Drop Hand).



מידה היקף כף יד ס"מ ימין קוד ירפ"א שמאל קוד ירפ"א			
37762	37756	15-17	S
37763	37758	17-19	M
37769	37759	19-21	L
37770	37760	21-23	XL

מק"ט 103300



ManuBasic Sport

חבק שורש כף היד עם סד ללא אגודל - Sport

מגן לשורש כף היד עם סד קדמי. בד אלסטי במיוחד באזור שורש כף היד לבישה נוחה וקלה. רצועה אלסטית לקיבוע וחזקת נוסף ע"י כריכה סביב שורש כף היד (סגירה באמצעות וולקרו איכותי). כרית סיליקון להקלה על הלחץ. אריגה בטכנולוגיית ה-Cool Max, סיבים מיוחדים המשולבים בבד מנדף זיעה, מונע התחממות יתר ומווסת את טמפרטורת הגוף.

ייעוד המוצר: קיבוע לאחר פציעות וחבלות, תסמונת התעלה הקרפלית, דלקת פרקים, פגיעה בגיד, מתיחות ונקעים בשורש כף היד, לאחר הורדת גבס, שיתוק של העצב הרדיאלי (Drop Hand), הגנה ומניעה בזמן פעילות גופנית.



מידה היקף כף יד ס"מ ימין קוד ירפ"א שמאל קוד ירפ"א			
45026	45022	13-15	S
45028	45023	15-17	M
45029	45024	17-19	L
45031	45025	19-21	XL

מק"ט 112920-SP



Wrist Splint

חבק שורש כף היד עם סד ללא אגודל

מגן לשורש כף היד מחומר נושם, מרופד ורך במיוחד לנוחות מרבית. סד אלומיניום קדמי מותאם אנטומית, עם רצועות וולקרו להשלמת הסגירה ולחיזוק. ניתן להוציא את הסד לצורך כיוון/ כביסה.

ייעוד המוצר: קיבוע לאחר פציעות וחבלות, תסמונת התעלה הקרפלית, דלקת פרקים, פגיעה בגיד, מתיחות ונקעים בשורש כף היד, לאחר הורדת גבס, שיתוק של העצב הרדיאלי (Drop Hand).

מידה היקף ס"מ ימין קוד ירפ"א שמאל קוד ירפ"א

29715	29714	13-15	S
29717	29716	15-18	M
29734	29718	18-20	L
29768	29738	20-22	XL



elife
orthopedic

מק"ט E-WR-061



Neoprene Wrist Splint

מגן שורש כף היד עם סד ללא אגודל נאופרן

מגן לשורש כף היד עם תומך הניתן להוצאה. עשוי מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. מעניק תמיכה בסיסית.

ייעוד המוצר: קיבוע, תמיכה לשורש כף היד, כאבים קלים- בינוניים, דלקת מקומית.

מידה היקף ס"מ ימין קוד ירפ"א שמאל קוד ירפ"א

5424	5427	13-16	S
5425	5428	16-19	M
5426	5439	19-22	L
5624	5625	22-25	XL



FORTUNA®

מק"ט FT-005



SellaTex® Classic

חבק שורש כף היד עם סד + אגודל

מגן לשורש כף היד עשוי מחומר נושם, נוח, אלסטי ועמיד עם סד קדמי ואחורי ארוכים (20 ס"מ), לייצוב וקיבוע. הסד ממוקם בכיס המאפשר הוצאה קלה לכיוון/ כביסה. מנגנון חבישה המאפשר לבישה נוחה וקלה, גם בזמן כאב/ חופש תנועה מוגבל. רצועות וולקרו איכותיות להשלמת הסגירה ולחיזוק. תמיכה נוספת לאגודל. רצועה לקיבוע וחיוזוק נוסף ע"י כריכה סביב שורש כף היד (סגירה באמצעות וולקרו איכותי). ניתן להסיר את החלק אשר מקבע את האגודל ולהשתמש במוצר גם כחבק שורש כף יד ללא אגודל.

ייעוד המוצר: קיבוע שורש כף היד והאגודל, טיפול בדלקות, פגיעות בגידים ורצועות סביב האגודל, פגיעות במפרקי האגודל, תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים, מחלת פרקים ניוונית.

מידה היקף ס"מ ימין קוד ירפ"א שמאל קוד ירפ"א

66035	66037	15-17	S
66031	66034	17-19	M
65981	65992	19-21	L
66047	66065	21-23	XL



bort
BORT MEDICAL

מק"ט 112050



Wrist Splint with Thumb

חבק שורש כף היד עם סד + אגודל

מגן לשורש כף היד ואגודל מחומר נושם, מרופד ורך במיוחד לנוחות מרבית. סד אלומיניום מותאם מבחינה אנטומית. הסד ממוקם בכיס עמיד המאפשר הוצאה קלה לכיוון/כביסה. סגירה חלקית המאפשרת לבישה נוחה וקלה, גם בזמן כאב/ חופש תנועה מוגבל. עם רצועות וולקרו להשלמת הסגירה ולחיזוק. סגירה נוספת מסביב לאגודל- לקיבוע.

ייעוד המוצר: קיבוע שורש כף היד והאגודל, טיפול בדלקות, פגיעות בגידים ורצועות סביב האגודל, פגיעות במפרקי האגודל, תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים, מחלת פרקים ניוונית.



מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	13-15	37993	38005
M	15-18	37997	38021
L	18-20	37998	38027
XL	20-22	38003	38028

מק"ט E-WR-062



Thmb Abduction Orthosis Airmed

פריים מקבע אגודל אוניברסלי

מייצב אגודל מחומר נושם, מרופד ותומך, לנוחות והתאמה מרבית. משולב סד אלומיניום אנטומי לקיבוע וייצוב האגודל. מאפשר תנועה חופשית של שאר האצבעות. רצועת חיזוק תחתונה ורצועה נוספת עליונה לסגירת האגודל. מעוצב כך שמתאים ליד ימין/ שמאל.

ייעוד המוצר:

לטיפול בדלקות ופציעות בגידים ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב אגודל. תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים, מחלת פרקים ניוונית.

מידה	היקף אגודל ס"מ	היקף שורש כף יד ס"מ
S	5-7	14-18
L	6-8	18-22



מק"ט AM202G



Universal Thumb-O-Prene

פרוקר מקבע אגודל אוניברסלי

מקבע אגודל בעיצוב ייחודי המאפשר שני מצבים: קשיח ולא קשיח עם רצועה אלסטית מתכווננת. מעטפת הנאורן מעוצבת בפרופיל נמוך למתן נוחות מרבית, ולהתאמה אישית קלה ופשוטה. את הרצועה האלסטית ניתן למקם בין האצבע לאגודל כדי לתרום לקיבוע של מפרק ה CMC, מבלי לפגוע בחופש התנועה של האגודל או של המפרק. דו צדדי, מתאים לאגודל ימין/ שמאל.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות ופציעות בגידים ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב אגודל. תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, פציעה ברצועות האגודל, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים.

מידות: אוניברסלי

PROCARE

מק"ט DJ079-82700



SOFT Thumb Splint, Long

מייצב אגודל ארוך

מייצב אגודל מחומר נושם, מרופד ותומך, לנוחות מרבית. משולב סד אנטומי רחב לקיבוע וייצוב האגודל. מאפשר תנועה חופשית של שאר האצבעות. מייצב ארוך, הסד מקבע עד לפרק כף היד (14 ס"מ). 2 רצועות חיזוק תחתונות ורצועה נוספת עליונה לסגירת האגודל.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות ופציעות בגידים ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב אגודל. תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, פציעה ברצועות האגודל, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	15-17	37706
M	17-19	37707
L	19-21	37708

מק"ט 112720



SellaXpress Thumb Brace

מייצב אגודל קל

מייצב אגודל מחומר נושם, מרופד ותומך, לנוחות והתאמה מרבית. מבנה קל להגבלה מינימאלית של המסופל. משולב סד אנטומי לקיבוע וייצוב האגודל. מאפשר תנועה חופשית של שאר האצבעות. רצועת חיזוק תחתונה ורצועה נוספת עליונה לסגירת האגודל.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות ופציעות בגידים ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב אגודל. תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים, מחלת פרקים ניוונית.



מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	15-17	37709	37712
M	17-19	37710	37713
L	19-21	37711	37714

מק"ט 112840



Wrist Brace with Thumb

חבק שורש כף היד עם סד + אגודל

מייצב אגודל מחומר נושם, מרופד ורך במיוחד לנוחות מרבית. סד אלומיניום לאגודל מותאם מבחינה אנטומית. רצועה היקפית רחבה במיוחד לתמיכה וחזיקה.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות ופציעות בגידים ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב אגודל, תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים, מחלת פרקים ניוונית.



מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	13-15	37973	37982
M	15-18	37974	37984
L	18-20	37978	37985
XL	20-22	37979	37986

מק"ט E-WR-060



Neoprene Thumb Brace

חבק לאגודל ללא סד נאופרן

תומך אגודל ללא סד, עשוי מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. מעניק תמיכה בסיסית.

ייעוד המוצר: קיבוע, תמיכה לאגודל, כאבים קלים- בינוני, דלקת.



מידה	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
אוניברסלי	84446	84439

מק"ט FT-011



Elasticated Palm Support

חבק שורש כף היד עם אגודל ללא סד

מגן לשורש כף היד ולאגודל אלסטי ללא סד. מחמם, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית וקומפרסיה.

ייעוד המוצר: תמיכה לשורש כף היד, כאב קל- בינוני.



מידה	היקף ס"מ	ימין קוד ירפ"א	שמאל קוד ירפ"א
S	13-16	84443	84440
M	16-19	84444	84441
L	19-22	84445	84442
XL	22-25	84481	84480
XXL	25-28	18726	18711

מק"ט FT-012



Wrist Support with Thumb Opening

חבק שורש כף היד ללא סד

מגן שורש כף היד ללא סד, אריגה ייחודית מבד אלסטי ונושם להתאמה מושלמת. פתח מותאם לאגודל למניעת החלקה. רצועה היקפית נוספת לחיזוק ותמיכה (ניתנת להסרה). מחמם, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה וקומפרסיה.

ייעוד המוצר: קיבוע/תמיכה, נפיחות, נקעים קלים, לאחר הסרת גבס, דלקת מקומית.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	13-15	37731
M	15-17	37732
L	17-19	37733
XL	19-21	37734

מק"ט 112120



Elasticated Hand Support

מגן שורש כף היד אלסטי ללא סד

מגן לשורש כף היד ללא אגודל, אלסטי ללא סד. מחמם, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית וקומפרסיה.

ייעוד המוצר: תמיכה לשורש כף היד, כאב קל- בינוני, נפיחות קלה, דלקת מקומית.



מידה היקף ס"מ קוד ירפ"א

83261	13-16	S
83260	16-19	M
83259	19-22	L
83258	22-25	XL
26035	25-28	XXL

מק"ט FT-989



Neoprene Magnetic Wrist Support

מגן שורש כף היד מגנטי

מגן אוניברסלי לשורש כף היד ללא אגודל וללא סד. מחמם, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית וקומפרסיה. סגולות המגנט- שיכוך כאבים, ריפוי והמרצת כלי הדם לאזור הפגוע, תורמים גם הם להחלמה.

ייעוד המוצר: תמיכה לשורש כף היד, כאב קל- בינוני, דלקת, נפיחות, חוסר יציבות קל.



מידה ירפ"א

26602	אוניברסלי
-------	-----------

מק"ט INT-044



Neoprene Wrist Support

מגן שורש כף היד נאופרן ללא סד

מגן אוניברסלי לשורש כף היד ללא אגודל וללא סד. עשוי מנאופרן איכותי שמקנה תמיכה חזקה ואחידה. הנאופרן שומר על החום ומגביר את הזרמת הדם באזור הרצוי ובכך תורם לריפוי מהיר יותר. מעניק תמיכה בסיסית.

ייעוד המוצר: תמיכה לשורש כף היד, כאב קל- בינוני, נפיחות, דלקת.



מידה ירפ"א

83178	אוניברסלי
-------	-----------

מק"ט EX-903



Premium Elasticated Wrist Support

מגן לפרק כף היד

מגן אלסטי לפרק כף היד. מחמם, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית וקומפרסיה.

ייעוד המוצר: תמיכה לפרק כף היד, כאב קל- בינוני, נפיחות קלה.



מידה	היקף ס"מ	קוד ירפ"א
S	15-18	33883
M	18-21	33889
L	21-24	33890

מק"ט INT-021



Surgical Shoe, open design

נעל אורתופדית פתוחה לאחר ניתוח/גבס POST OP

נעל לאחר ניתוח/גבס אורתופדית פתוחה, בעלת סוליה למניעת החלקה, עשויה מחומר נושם ומרופד. סולית הגומי האיכותית מתאימה עצמה לבסיס כף הרגל. ניתן לפתוח את הנעל לחלוטין ולהקל על נעילתה.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים, פצעים, מתאים לרגל חבושה/ עם גבס. מתאימה גם בזמן תהליך החלמה ארוך יחסית ובנשיאת משקל. בזכות הסוליה האיכותית, ניתן להשתמש בנעל גם בזמן ההליכה מחוץ לבית, אין צורך בסוליה נוספת.

מידת נעל קוד ירפ"א

10272	34-35
10273	36-37
10294	38-39
10413	40-41
10423	42-43
10425	44-45
10681	46-47



מק"ט 930180



Forefoot Relief Shoe

נעל אורתופדית לאחר ניתוח - לריפוי פצע עם הגבהה קדמית

נעל אורתופדית להורדת העומס מהחלק הקדמי של כף הרגל. הגנה נוספת בחלק הקדמי של הנעל, המבנה המיוחד של הנעל מפנה את העומס והלחץ לכיוון החלק האמצעי והאחורי (עקב) של כף הרגל ותורם לשיפור היציבות בזמן ההליכה. הנעל עשויה מחומר נושם ומרופד, בעלת סוליה למניעת החלקה. סולית הגומי האיכותית מתאימה עצמה לקווי המתאר של כף הרגל.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים, פציעות, חבלות בחלק הקדמי של כף הרגל. ניתוח osteotomy בקדמת כף הרגל.

מידת נעל קוד ירפ"א

2418	33-35
2554	36-38
2556	39-41
10102	42-44
2752	45-47



מק"ט 930140



Heel Relief Shoe

נעל אורתופדית לאחר ניתוח - לריפוי פצע עם הגבהה אחורית

נעל אורתופדית להקלה ושחרור של העקב. הקצה של הנעל באזור העקב קעור (שקוע) כדי למנוע לחץ באזור העקב. המבנה המיוחד של הנעל מפנה את העומס והלחץ לכיוון החלק האמצעי והקדמי של כף הרגל ותורם לשיפור היציבות בזמן ההליכה. הנעל עשויה מחומר נושם ומרופד, בעלת סוליה למניעת החלקה. סולית הגומי האיכותית מתאימה עצמה לקווי המתאר של כף הרגל.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים, פציעות, חבלות בחלק האחורי של כף הרגל.

מידת נעל קוד ירפ"א

10122	35-37
2813	38-40
2816	41-43
10123	44-46



מק"ט 930160



Post-Op Shoe

פרוקר נעל לאחר ניתוח

נעל לאחר ניתוח, בעלת סולית רוקר קשיחה ועקב המתאים לקווי המתאר של כף הרגל. לשון הנעל מספקת הגנה ותורמת לתחושת הנוחות. עשויה מחומר מוקצף עם שכבת ניילון ובסנת טריקו.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים בכף הרגל, פצעים, רגל חבושה.

מידה	מידת נעל גבר	מידת נעל אישה
XS	37-39	עד 34
S	39-43	34-36
M	43-45	36-39
L	45-47	39-42
XL	47 D	

PROCARE

מק"ט 901-079JN



Off-Loading Diabetic Shoe

פרוקר נעל סכרת

נעל לסכרתיים, עיצוב ייחודי המיועד להורדת הלחץ ולהקלה בזמן הטיפול במקרים של כיבים/פצעים בכף הרגל. מבנה הנעל מרובע ומרווח במיוחד, מאפשר שימוש בנעל גם כשהרגל חבושה ומבטיח נעילה קלה ונוחה. הנעל מגיעה עם כיסוי נשלף ועמיד בחלקה הקדמי, להגנה על החלק הקדמי של כף הרגל. ניתן להסיר את הכיסוי בקלות ולאפשר טיפול וגישה נוחה לאזור הפגוע. הנעל מעוצבת כמקשה אחת, ללא תפרים, למניעת גירוי, קילוף והחמרה באזור הפגוע. מדרס קצפי בעל 3 שכבות, בנוי בצורת קוביות הניתנות להוצאה בהתאם לצורך, על מנת לשחרר את הלחץ הנקודתי מאזור הכיב/ פצע. הנעל מתאימה לרגל ימין/ שמאל.

ייעוד המוצר: נעל לסכרתיים הסובלים מפצעים/ כיבים, רגל חבושה.

מידה	מידת נעל
S	עד 39
M	39-42
L	42-46
XL	46 D

PROCARE

מק"ט 8151-079JN



Correction orthosis- Foot Shoes

נעל לתיקון עיוות בכף הרגל

נעלי BEBAX האורטופדיות, נועדו לטיפול בתינוקות הסובלים ממסטרסוס וארוס/אדוקטוס MTA, קלאב פוט (clubfoot). הנעליים הינן סד, עשוי עור, שני מבנים פנימיים עם פלסטיק היצוק בהזרקה, ריפוד וחיבור ע"י ציר רב כיווני. הנעל תורמת למיצוב נכון של כף הרגל, לתיקון הדרגתי של העיוות בכל המסדים.

מידה (ס"מ)	ירפ"א ימין	ירפ"א שמאל	מידה (ס"מ)	ירפ"א ימין	ירפ"א שמאל
7.5	10946	10897	10.5	10794	10790
8	10998	10997	11.5	10796	10795
8.5	2989	2983	12.5	10862	10861
9	3041	3036	13.5	10894	10872
9.5	3121	3103	14.5	3230	3133
10	3131	3123	15.5	3237	3233
			16.5	3245	3239

PRIM

מק"ט BEBAX



Correction orthosis

נעל לתיקון ציר הליכה

מיועד לטיפול בתינוקות אשר נולדו עם סטיות סיבוביות בגפיים תחתונות (Clubfoot, tibial rotation, valgus of the knee)

מטרת הטיפול - תיקון העיוות בכף הרגל, כך שתתקבל צורה דומה ככל האפשר לכף רגל תקינה.

אנא ציין מידת נעליים.

מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	3248



מק"ט Tibax



Insoles with Metatarsal pad

מדרס סיליקון מוכן עם נקודות מחוברות

רפידות בעלות שתי שכבות עם צפיפות שונה, הרפידות פותחו כדי לשפר את הספיגה/ בלימת הזעזועים בזמן ההליכה. בזכות העיצוב המיוחד - השכבות הכפולות הן מספקות הקלה ונוחות לרגליים עייפות, חלשות או רגישות.

הרפידות מפחיתות את הלחץ מאזור העקב ותומכות באזור העקב וראשי מטאטארסל (קשת רוחבית).

ייעוד המוצר: נוחות, מטאטארסליה, דלקת בפסיה, הפלנטרית, דורבן, תמיכה בקשת רוחבית, בלימת זעזועים, כאבים.

מידה	מידת נעל	קוד ירפ"א
S	35-37	10723
M	38-40	10759
L	41-43	10788
XL	44-46	10789



מק"ט P433



Silicone Heel Spur Cushion with SoftSpot

עקב סיליקון עם כרית ונקודה כחולה

זוג כריות סיליקון לעקב עם SoftSpot (נק' כחולה). מעוצבות בצורה אנטומית עם ריפוד רך באזור העקב. טכנולוגיית ה SoftSpot לשחרור לחץ באזור הכאב. משפיע ביעילות על הורדת העומס מהקרסול, ברכיים, מפרק הירך ועמוד השדרה. עם הגבהה לתמיכה היקפית (גובה 6 ס"מ).

ייעוד המוצר: דלקת בפסיה הפלנטרית, מתיחה של גיד אכילס, דורבן, כאבים בעקב, בלימת זעזועים.

מידה	מידת נעל	קוד ירפ"א
S	עד 38	44667
M	39-42	44668
L	43-46	44669



מק"ט 930070



Silicone Heel Cups

עקב סיליקון עם נקודה כחולה + תומך

זוג עקבי סיליקון עם נק' כחולה לתמיכה והקלה. לשחרור לחץ באזור הכאב. עם הגבהה לתמיכה היקפית. משפיע על הורדת העומס מהקרסול, ברכיים, מפרק הירך ועמוד השדרה.

ייעוד המוצר: דלקת בפסיה הפלנטרית, דורבן, כאבים בעקב.

מידה	מידת נעל	קוד ירפ"א
S	35-37	32317
M	38-40	32318
L	41-43	32319
XL	44-46	16095



מק"ט CPF-1201



Silicone Heel Cups

פרוקר עקב נק' כחולה

זוג עקבי סיליקון וג'ל עם נק' כחולה לנוחות, תמיכה והקלה. למתן לחץ/ שחרור באזור הכאב.

ייעוד המוצר: דלקת בפסיה הפלנטרית, דורבן, כאבים בעקב.

מידה	מידת נעל
XS	עד 36
S/M	36-41
L/XL	41 ו

PROCARE

מק"ט DJ079-8110



Silicone Heel Pads

עקב סיליקון

עקבי סיליקון לנוחות, בלימת זעזועים, ריכוך ולמניעת כאבים.

ייעוד המוצר: תמיכה, כאבים בעקב.

מידה	מידת נעל	קוד ירפ"א
S	35-37	25679
M	38-40	25691
L	41-46	25692



מק"ט CPF-1205



Silicone Metatarsal Insoles

רפידות סיליקון + תמיכה במטאטארסל

רפידות סיליקון בעלות עיצוב ארגונומי למתן נוחות, בלימת זעזועים ותמיכה במטאטארסל (קשת רוחבית).

ייעוד המוצר: נוחות, מטאטארסליה, תמיכה בקשת רוחבית, בלימת זעזועים, כאבים.

מידת נעל קוד ירפ"א

32320	38-39
32321	40-41
32322	42-43
32323	44-45
32324	45-46



מק"ט CPF-1001



Silicone Insoles

מדרס סיליקון מוכן בלי נקודות מחוברות

רפידות סיליקון בעלות עיצוב ארגונומי למתן נוחות מרבית, הקלה על כאב, ושמירה על כפות הרגליים.

ייעוד המוצר: נוחות, תמיכה, בלימת זעזועים, כאבים.

מידה מידת נעל קוד ירפ"א

3724	37-38	XS
3725	39-40	S
30365	41-42	M
30385	43-44	L
30401	45-46	XL



מק"ט CPF-1004



Dura-Soles

מדרס עמיד במיוחד

- מדרס עמיד במיוחד, פותח עבור חיילים בצבא האמריקאי
- שכבת בד עליונה עם כיסוי ניילון- לבידוד ועמידות.
- תמיכה בקשת הקדמית- לנוחות ומניעת עייפות.
- גימור כסף - * אנטימיקרוביאלי * מונע ריחות *
- 100% מיוצר ב USA

קוד ירפ"א 21128

PROFOOT.

מק"ט 22795



Flat-Fix

מדרס מיוחד ל"רגל שטוחה"

- מספק תמיכה בקשת לאנשים עם בעיית "העדר קשת אורכית" - לתיקון "רגל שטוחה" - Flat feet
- המדרס תורם להליכה גבוה ונוחה, תומך בקשת, בעל ריפוד ותמיכה נוספת גם בחלק של העקב.
- חומר מוקצף בעל "זכרון" להתאמה מקסימלית לכף הרגל
- עקב נדנדה- סופג וכולם זעזועים
- שכבה נוספת להגנה על עקב רגיש/ רגישות בגיד האכילס

מידה	מק"ט	קוד ירפ"א
נשים	2010	21079
גברים	2009	20937

PROFOOT

מק"ט 2009-2010



Triad Orthotic

3 מוקדי תמיכה- עקב, קשת וכרית כף הרגל

- תומך ומקל על האזורים הרגישים והכואבים בכף הרגל: כרית כף הרגל | עקב | קשת
- תורם להורדת העומס ולהקלה על כאבי: ברכיים, רגליים והגב
- מדרס 3/4- מאפשר חופש תנועה באצבעות
- שכבת Ultra-Fresh הגנה מפני ריחות
- בולם זעזועים
- אלגנטי, מתאים לנעלי נשים.
- זוג אחד- מתאים להכל

מידה	מק"ט	קוד ירפ"א
נשים	2021	21122
גברים	2022	21123

PROFOOT

מק"ט 2021-2022



Ultra Gel

מדרס ג'ל

- שתי שכבות ג'ל למתן נוחות מרבית ואנרגיה.
- מונע ומקל במקרים של עייפות, חולשה, כאבים.
- המדרס מעניק תמיכה ויציבות.
- האזור האדום תוכנן במיוחד לתמוך בעקב ובקשת במנח בריא ויציב ומסייע במניעת הסכנה של פציעה/ דריכה במנח לא נכון.
- מתאים לכל סוגי הנעליים.

מידה	מק"ט	קוד ירפ"א
נשים	2090	21176
גברים	2091	21299

PROFOOT

מק"ט 2090-2091



Custom Insole

מדרס בהתאמה אישית

- עיצוב מיוחד של קצף-Vita-foam™ מתאים עצמו החל מהנעילה הראשונה וע"פ המבנה של כף הרגל.
- בנוי מ 3 שכבות המותאמות לכף הרגל למתן נוחות מקסימאלית ותמיכה באזור הקשת, העקב, ולאורך כף הרגל.
- עוצב על מנת להקל על בעיות כף רגל רבות, כגון: פרונציה, סופינציה, עייפות, כאבים בעקב ועוד.
- קל מאוד ונוח להתאמה בכל סוגי הנעליים כמעט.



מידה	מק"ט	קוד ירפ"א
נשים	2008	21327
גברים	2007	21300

מק"ט 2007-2008



Double Cushion Insole

רפידות נוחות

- תורם לנוחות ולהתאמה מרבית של כף הרגל בנעל.
- מכפיל את עובי הרפידות של הנעל.
- בנוי משתי שכבות לעמידות גבוהה יותר, לא נקרע/ מתקמט.
- האזור האדום תוכנן במיוחד לתמוך בעקב ובקשת במנח בריא ויציב ומסייע במניעת הסכנה של פציעה/ דריכה במנח לא נכון.
- מתאים לכל סוגי הנעליים.



מידה	מק"ט	קוד ירפ"א
נשים	8021	21405
גברים	8020	21399

מק"ט 8020-8021



Foam Cushioning Insoles

רפידות לבלימת זעזועים ונוחות מרבית

רפידות העשויות מחומר מוקצף מכוסה בשכבת בד, החומר המוקצף מקנה נוחות מרבית ובלימת זעזועים. ניתן לגזור ע"פ המידה הרצויה.

ייעוד המוצר: נוחות, תמיכה, כאבים, בלימת זעזועים.



מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	84526

מק"ט FT-1281



Foam Sport Insoles

רפידות לספורט

רפידות הספורט אידיאליות לספורט/ פעילות אקטיבית. הרפידות עשויות משלוש שכבות: בחלק העליון - חומר מכוסה במגבת לספיגה של הזיעה ומגע נעים ונוח. שכבה אמצעית - עשויה מפחם לנטרול ריחות והשכבה התחתונה - לבלימת זעזועים. ניתן לגזור ע"פ המידה הרצויה.

ייעוד המוצר: פעילות אקטיבית, נוחות, בלימת זעזועים, נטרול ריח.



מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	84527

מק"ט FT-1282



Foam Ultra Fresh Insoles

רפידות למניעת ריח/ רענון

רפידות אנטי ריח מבד רך במיוחד המכיל פחם לנטרול ריחות זיעה. חורי האוורור ברפידות תורמות לכך שכף הרגל תישאר מאווררת לאורך זמן. ניתן לגזור ע"פ המידה הרצויה.

ייעוד המוצר: נטרול ריחות.



מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	84530

מק"ט FT- 1285



PediSoft® Toe Spreader

מפריד בוהן

מפריד עבה, עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. מתאים לשימוש בין בהונות 1 ו-2. החומר בעל "זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, ייצוב האצבע במקום ומניעת Malunion, Hallux Valgus, Morton's Neuroma, הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים בין האצבעות. הקלה על כאבים וזירוז החלמה.



מידה	קוד ירפ"א
S	49918
L	49916

מק"ט 107010



PediSoft® Toe Spreader With Ring

מק"ט 107630

מפריד בוהן + טבעת

מפריד עבה עם טבעת, עשוי מסיליקון/ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. לשימוש בין האצבעות. הטבעת מבטיחה אחיזה טובה יותר ונוחות מרבית. אזור הטבעת מכיל סיבי בד המחזקים אותה ומבטיחים עמידות. החומר בעל "זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, ייצוב האצבע במקום ומניעת Malunion, Hallux Valgus, Morton's Neuroma, הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים בין האצבעות. הקלה על כאבים וזירוז החלמה.



קוד ירפ"א	מידה
49941	S
49937	L



PediSoft® Toe Separator

מק"ט 107020

מפריד אצבעות

מפריד דק, עשוי מסיליקון/ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. לשימוש בין האצבעות. החומר בעל "זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, ייצוב האצבע במקום ומניעת Malunion, Hallux Valgus, Morton's Neuroma, הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים בין האצבעות. הקלה על כאבים וזירוז החלמה.



קוד ירפ"א	מידה
49921	S
49920	L



PediSoft® Bunion Shield

מק"ט 107030

בוניון

מגן בוניון, עשוי מסיליקון/ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. מתלבש סביב בהן 1 בעזרת טבעת סיליקון מחוזקת בסיבי בד להגברת העמידות. מרחיק את האזור הפגוע מהנעל ובכך מונע חיכוך ומגן על האזור. החומר בעל "זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: Hallux Valgus, Bunion, נפיחות וגירוי באזור, הקלה ומניעת שפשופים, יבלות ופצעים. הקלה על כאבים וזירוז החלמה.



קוד ירפ"א	מידה
30346	אוניברסלי



PediSoft Toe Spreader with Bunion Protection

מק"ט 107140

מפריד אצבע + מגן בונין

מפריד עבה לאצבע + מגן בונין, עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. מרחיק את האזור הפגוע מהנעל ובכך מונע חיכוך ומגן על האזור. החומר בעל "זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: Hallux Valgus, Bunion, Malunion, Mortons, Neuroma. הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים, הקלה על כאבים וזירוז החלמה.



מידה	קוד ירפ"א
אוניברסלי	56011



BORT PediSoft® Silicone Ring

מק"ט 107060

סבעת סיליקון לאצבע

שרוול סיליקון קצר לאצבע. עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. מגן על האצבע ומונע חיכוך ולחץ. החומר בעל "זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים. עיוותים באצבעות (Hammer Toe, Mallet Toe) מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, שמירה על חום, קומפרסיה, הקלה על כאבים וזירוז החלמה.



מידה	קוטר במ"מ	קוד ירפ"א
S	12	49925
L	15	49923



PediSoft® Toe Cushion

מק"ט 107100

כרית בהונות "בננה"

כרית סיליקון מעוגלת היושבת מתחת לאצבעות כף הרגל. מוחזקת במקום בעזרת סבעת בד חזקה המולבשת על אחת האצבעות. עשויה מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. משמשת לספיגת זעזועים, מניעת חיכוכים, פיזור הלחץ בנשיאת המשקל, הפחתת עומס מראשי MT. החומר בעל "זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש. היגייני- לאחר שימוש, ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: פריקות ונקעים בבהונות, Hammer Toe, Mallet Toe Metatar- ,salgia, הפחתת לחץ על קצה האצבע, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים בתחתית האצבעות. הקלה על כאבים וזירוז החלמה.



צד	קוד ירפ"א
ימין	49932
שמאל	49931



PediSoft® TexLine Tube Bandage

מק"ט 137060

שרוול מרופד

שרוול TexLine סיליקון משולב עם בד. ארוך - ניתן לגזור ולהתאים ע"פ האורך הרצוי. אלסטי - נמתח ומתאים לכל האצבעות. מגן על האצבע ומונע חיכוך ולחץ. חומר עמיד, לשימוש רב פעמי. ניתן לכבס במכונת כביסה (30°C) היגייני, ידידותי לעור. נעים למגע ונוח בזכות שכבת הבד. החומר בעל "זכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש.

ייעוד המוצר: הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים. עיוותים באצבעות (Hammer Toe, Mallet Toe) מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, שמירה על חום, קומפרסיה, הקלה על כאבים וזירוז החלמה.



מידה	קוטר במ"מ	קוד ירפ"א
S	12	49952
L	15	49951



PediSoft® TexLine Toe/Finger Cap

מק"ט 137050

אצבעון מרופד

שרוול סגור בקצה (אצבעון) TexLine סיליקון משולב עם בד. ארוך - ניתן לגזור ולהתאים ע"פ האורך הרצוי. אלסטי - נמתח ומתאים לכל האצבעות. מגן על האצבע והציפורן ומונע חיכוך ולחץ. חומר עמיד, לשימוש רב פעמי. ניתן לכבס במכונת כביסה (30°C) היגייני, ידידותי לעור. נעים למגע ונוח בזכות שכבת הבד. החומר בעל "זכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מייד לאחר השימוש.

ייעוד המוצר: הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים. עיוותים באצבעות (Hammer Toe, Mallet Toe) מצבי נקע, שבר ודיסלוקציה של האצבעות, שמירה על חום, קומפרסיה, הקלה על כאבים וזירוז החלמה.



מידה	קוטר במ"מ	קוד ירפ"א
S	15	49950
M	20	49949
L	25	49943



BORT Valco® Hallux Valgus Splint

מק"ט 930010

סד לילה ליישור בוחן

סד לילה ליישור בוחן Hallux Valgus עשוי פלסטיק, ריפוד מחומר מוקצף לאורך כל הסד להבטחת נוחות מרבית. מותאם אנטומית, מתקן את עיוות הבוחן כלפי חוץ. נוח וקל. ניתן להתאים את מידת התיקון בצורה עצמאית וקלה בזכות רצועות הוולקרו תוך שמירת המיקום האופטימלי של הסד. חור לאוורור באזור הבוחן למניעת הצטברות חום ולכלוך.

ייעוד המוצר: Hallux Valgus, טיפול שמרני או טיפול משלים לאחר ניתוח.



מידה	מידת נעל	קוד ירפ"א ימין	קוד ירפ"א שמאל
S	עד 38	49959	49957
M	38-41	49956	49955
L	41 D	49954	49953



Hallufix Bunion Aid

סד ליישור הבוהן

Hallufix - סד דינמי, גמיש בעל רצועות מתכווננות וכרית ג'ל התורמת למניעת חיכוך, פיזור הלחץ, מתן נוחות והגנה על הרקמות. הסד תורם לתיקון העיוות של הבוהן כלפי חוץ (Hallux Valgus), פיזור הלחץ, הקלה על הכאב ותמיכה. ניתן להתאים את מידת התיקון בצורה עצמאית וקלה בזכות מערכת רצועות כפולה תוך שמירת המיקום האופטימלי של הסד. הסד מונע החמרה, מפחית את הצורך בניתוח ו/או כטיפול משלים לאחר ניתוח. ה-Hallufix מגובה במחקרים קליניים, מוגן בפטנט אשר זכה בפרסים רבים בזכות העיצוב הייחודי, מיוצר בגרמניה.

ייעוד המוצר: תיקון העיוות של הבוהן כלפי חוץ (Hallux Valgus), הגנה, טיפול שמרני או טיפול משלים לאחר ניתוח, מותאם לשימוש ביום ובלילה.

מידה: אוניברסלי, מתאים לרגל ימין ושמאל
82-03H - מידה אוניברסלית

AIRCRAFT

מק"ט DJO82-03H



Mallet Finger Splint

סד לאצבע

סד לאצבע, עשוי מפלסטיק קשיח באיכות גבוהה, עם אוורור לנוחות מרבית. (יחידה).

ייעוד המוצר: לקיבוע האצבע, לאחר שבר, נקע, קרע בגיד מיישר, חבלה, כאב.

מידה קוד ירפ"א

25482	1
25483	2
25484	3
25485	4
25486	5
25487	5.5
25488	6
1400	7

elife

מק"ט E-FS006



Baseball Finger Splint

סד לאצבע

סד לאצבע, עשוי מאלומיניום עם ריפוד, להלבשה והסרה נוחה וקלה.

ייעוד המוצר: לייצוב וקיבוע האצבע, לאחר שבר, קרע בגיד, נקע, חבלה, כאב.

מידה קוד ירפ"א

25739	S
25740	M
25741	L

Enice Med

מק"ט CPO-4406



Frog finger Splint

סד לאצבע "צפרדע"

סד לאצבע "צפרדע", עשוי מאלומיניום עם ריפוד, להלבשה והסרה נוחה וקלה.

ייעוד המוצר: לייצוב וקיבוע האצבע, לאחר שבר, נקע, חבלה, כאב.



קוד ירפ"א	מידה
25742	S
25745	M
25747	L

מק"ט CPO-4405



Curved Finger Splint

סד לאצבע מעוקל

סד לאצבע מעוקל, עשוי מאלומיניום עם ריפוד, להלבשה והסרה נוחה וקלה.

ייעוד המוצר: לייצוב וקיבוע האצבע, לאחר שבר, נקע, חבלה, כאב.



קוד ירפ"א	מידה
25719	S
25721	M
25724	L

מק"ט CPO-4401



Fold-over Finger Splint

סד לאצבע דו-צדדי

סד לאצבע דו צדדי, עשוי מאלומיניום עם ריפוד, להלבשה והסרה נוחה וקלה.

ייעוד המוצר: לייצוב וקיבוע האצבע, לאחר שבר, נקע, חבלה, כאב.



קוד ירפ"א	מידה
25727	S
25732	M
25738	L

מק"ט CPO-4403



הסדרה המקצועית לכף הרגל
מבית BORT גרמניה

PEDI **SOFT**[®]



bort
BORT MEDICAL

Cryo/Cuff™ Wraps & Cuffs




חבקי Cryo/Cuff™

מעוצבים בצורה אנטומית, מותאמים לכל חלקי המפרק של הגוף. באמצעות חיבור למכונת ה-Cryo/Cuff® IC Cooler הקלה והניידת, החבקים מתמלאים במים קרים החבק הקר מותאם לכיסוי ולקומפרסיה של האזור הפגוע. החבקים נוחים וקלים ללבישה. הטיפול בקירור המשולב עם תמיכה, הוכח מחקרית כיעיל בהפחתת הכאב, הנפיחות, ובהחזרת טווח התנועה והגמישות למסופל.

ייעוד המוצר:

אידיאלי לשימוש בטרומה ופציעות אקוטיות, חבלות, נקעים, התאוששות לאחר ניתוחים, כאבים ונפיחויות, Hemarthrosis (דימום לחלל המפרק), פגיעות של ספורטאים.





באמצעות שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר ובחומרים האיכותיים ביותר, גרבי Luxor מצליחים להעניק רכות יוצאת דופן ונוחות מרבית, תוך שמירה על הנוקשות הדרושה לטיפול האפקטיבי ביותר.

גרבי הלחץ של LUXOR קיימים בשני הרכבים שונים:
גרבי כותנה - 31% Elastane- 41% Polyamide- 28% Cotton
ללא כותנה - 32% Polyamide- 68% Elastane- 31%

Luxor®

יש למדוד היקפים
לפי האיור (ס"מ)

עד הברך אצבעות פתוחות AD 808LXC

מידה	1	2	3	4	5	6	7
היקף קרסול	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
היקף שוק	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
היקף מתחת לברך	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
ירפ"א	51074	51075	51077	51078	51079	51080	51081
ירפ"א כותנה	24776	24777	24778	24779	24780	24781	24782



יש למדוד היקפים
לפי האיור (ס"מ)

מעל הברך אצבעות פתוחות AF 835LXC

מידה	1	2	3	4	5	6	7
היקף קרסול	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
היקף שוק	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
היקף ירך	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
ירפ"א	51089	51090	51091	51092	51093	51094	51095



יש למדוד היקפים
לפי האיור (ס"מ)

עד המפשעה אצבעות פתוחות עם פס סיליקון AG 810LXC

מידה	1	2	3	4	5	6	7
היקף קרסול	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
היקף שוק	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
היקף ירך	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
ירפ"א	51082	51083	51084	51085	51086	51087	51088
ירפ"א כותנה	24783	24784	24838	24840	24850	24862	24863



יש למדוד היקפים
לפי האיור (ס"מ)

גרביין אצבעות פתוחות AT 814LXC

מידה	1	2	3	4	5	6	7
היקף קרסול	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
היקף שוק	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
היקף ירך	38-57	41-62	44-67	47-72	50-77	53-82	56-87
ירפ"א	51096	51097	51098	51099	51100	51101	51102
ירפ"א כותנה	24864	24865	24866	24972	24974	24975	24976



יש למדוד היקפים
לפי האיור (ס"מ)

גרבינוי הריון אצבעות פתוחות ATU 837LXC

מידה	1	2	3	4	5	6	7
היקף קרסול	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
היקף שוק	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
היקף ירך	38-57	41-62	44-67	47-72	50-77	53-82	56-87
ירפ"א	51103	51104	51105	51106	51107	51108	51109
ירפ"א כותנה	24977	24978	24979	24980	25231	25241	25242




Maxis®

גרבי MICRO - אריגה עדינה במיוחד, אלסטית ואוורירית.
 גימור נוסף סביב סיבי הליוקרה מבטיח צמצום של מגע הליוקרה עם העור, ולכן מותאם לבעלי עור רגיש במיוחד. תקני
 אריגה וייצור מהמתקדמים והמחמירים ביותר בעולם, מבטיחים ייצור בסטנדרט גבוה, תוצר איכותי, ידידותי לעור ולסביבה

Maxis

גרבי לחץ רפואיות עד לברך AD - אצבעות פתוחות



מק"ט XB4

מיועדים למצבים בהם קיימת הפרעה
 בניקוז הוריד או לימפאטי מהגפיים התחתונות.

דרגת לחץ 2 CCL II.

mm/Hg 23-32

הרכב החומר:

62% פולימיד, 38% אלסטין



בחירה בין גזרת Short או Normal

Normal	Short	
39-44 ס"מ	34-38 ס"מ	גובה מכף הרגל עד ל 3 ס"מ מתחת לברך (נק' A עד לנק' D)

בחירה במידה המתאימה - ע"פ ההיקפים המצויינים בטבלה (ס"מ)


8	7	6	5	4	3	2	1	
30-33	29-31	27-29	25-27	23-25	21-23	19-21	17-19	היקף הקרסול B
45-52	40-50	38-48	36-45	34-42	32-39	29-36	27-32	היקף השוק C
41-51	39-49	37-47	35-44	33-41	31-38	28-35	26-31	היקף כ 3 ס"מ מתחת לברך D

בחירת קוד ירפ"א - ע"פ הסעיפים הקודמים

Normal ירפ"א	Short ירפ"א	מידה
53059	53074	1
53061	53075	2
53062	53080	3
53063	53084	4
53066	53085	5
53068	53086	6
53070	53087	7
53071	53088	8

Maxis

גרבי לחץ רפואיות עד למפשעה AG - אצבעות פתוחות עם פס סיליקון



מק"ט XB5/XB6

מיועדים למצבים בהם קיימת הפרעה בניקוז הוריד או לימפאטי מהגפיים התחתונות.

דרגת לחץ 2 CCL II.
mm/Hg 23-32 הרכב החומר:
62% פולימיד, 38% אלסטין



בחירה בין גזרת Short או Normal

Normal	Short	
72-83 ס"מ	62-71 ס"מ	גובה מכף הרגל עד ל 5 ס"מ מתחת למפשעה (נק' A עד לנק' G)

בחירה במידה המתאימה- ע"פ ההיקפים המצויינים בטבלה (ס"מ)


8	7	6	5	4	3	2	1	
30-33	29-31	27-29	25-27	23-25	21-23	19-21	17-19	היקף הקרסול B
45-52	40-50	38-48	36-45	34-42	32-39	29-36	27-32	היקף השוק C
67-73	63-70	59-67	55-63	52-59	48-55	44-51	42-47	היקף ירך G
או								
74-83	71-83	68-81	64-76	60-71	56-66	52-61	48-56	היקף ירך G + (רחב)

בחירת קוד ירפ"א- ע"פ הסעיפים הקודמים

מידה	רוחב ירך רגיל Short G ירפ"א	רוחב ירך רגיל Normal G ירפ"א	ירך רחב Short G+ ירפ"א	ירך רחב Normal G+ ירפ"א
1	53099	53143	53089	53107
2	53100	53144	53091	53108
3	53101	53147	53092	53110
4	53102	53150	53093	53111
5	53103	53153	53095	53115
6	53104	53182	53096	53117
7	53105	53187	53097	53125
8	53106	53199	53098	53130

Maxis

גרבי לחץ רפואיות גרביון AT - אצבעות פתוחות



מק"ט XB₁

מיועדים למצבים בהם קיימת הפרעה
בניקוז הוריד או לימפאטי מהגפיים התחתונות.

דרגת לחץ 2 CCL II.

mm/Hg 23-32

הרכב החומר: 62% פולימיד, 38% אלסטין



בחירה בין גזרת Short או Normal

Normal	Short	
72-83 ס"מ	62-71 ס"מ	גובה מכף הרגל עד ל 5 ס"מ מתחת למפשעה (נק' A עד לנק' G)

בחירה במידה המתאימה - ע"פ ההיקפים המצויינים בטבלה (ס"מ)


8	7	6	5	4	3	2	1	
30-33	29-31	27-29	25-27	23-25	21-23	19-21	17-19	היקף הקרסול B
45-52	40-50	38-48	36-45	34-42	32-39	29-36	27-32	היקף השוק C
67-83	63-83	59-81	55-76	52-71	48-66	44-61	42-56	היקף ירך G

בחירת קוד ירפ"א - ע"פ הסעיפים הקודמים

Normal ירפ"א	Short ירפ"א	מידה
52956	52990	1
52957	53021	2
52958	53022	3
52959	53023	4
52973	53026	5
52974	53031	6
52975	53032	7
52976	53033	8

Maxis

גרבי לחץ רפואיות להריון ATU אצבעות פתוחות



מק"ט XB2

מיועדים למצבים בהם קיימת הפרעה בניקוז הוריד או לימפאטי מהגפיים התחתונות.

דרגת לחץ 2 CCL II.

23-32 mm/Hg

הרכב החומר: 62% פוליאמיד, 38% אלסטין

maxis



בחירה בין גזרת Short או Normal

Normal	Short	
72-83 ס"מ	62-71 ס"מ	גובה מכף הרגל עד ל 5 ס"מ מתחת למפשעה (נק' A עד לנק' G)

בחירה במידה המתאימה- ע"פ ההיקפים המצויינים בטבלה (ס"מ)

8	7	6	5	4	3	2	1	
30-33	29-31	27-29	25-27	23-25	21-23	19-21	17-19	היקף הקרסול B
45-52	40-50	38-48	36-45	34-42	32-39	29-36	27-32	היקף השוק C
67-83	63-83	59-81	55-76	52-71	48-66	44-61	42-56	היקף ירך G

בחירת קוד ירפ"א- ע"פ הסעיפים הקודמים

Normal ירפ"א	Short ירפ"א	מידה
53034	53045	1
53035	53046	2
53037	53048	3
53038	53049	4
53039	53050	5
53041	53051	6
53042	53052	7
53044	53058	8



חברת דין דיאגנוסטיקה בע"מ עוסקת בשיווק, מכירה ותמיכה מדעית והנדסית בתחום בדיקות נוזלי גוף (IVD-In Vitro Diagnostics) ובתחום מעבדות המחקר (Applied Science).

דין דיאגנוסטיקה נוסדה בשנת 1990 ומאז היווסדה מעל עשרים שנה היא נציגתה הבלעדית בישראל של Roche Diagnostics, החברה הגדולה בעולם בתחום ה- IVD.

תחום בתי המרקחת - OTC (Over the Counter) - עוסק ביבוא, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי צריכה בתחום הבריאות. המחלקה מייצגת מספר מותגים בינלאומיים מובילים בתחום של מכשור רפואי ביתי, חבישה, מוצרים דנטאליים, אורתופדיה, פיזיותרפיה ועוד.

בין שותפינו העסקיים: DJO GLOBAL - Chattanooga, AIRCAST, DONJOY, ארה"ב, חברת BORT גרמניה, חברת UEBE גרמניה, NSC פארמה גרמניה, Werken Hager, FORTUNA, אנגליה ועוד חברות מוכרות ומוערכות ברחבי העולם.

לקוחותינו העיקריים הינם בתי המרקחת של קופות החולים, בתי מרקחת קהילתיים, ורשתות כגון ניו פארם ושופרסל. בנוסף, אנו משווקים מוצרי אורתופדיה מקצועיים למכוני האורתופדיה. המחלקה כוללת צוות מכירות מיומן בפריסה ארצית ואנשי תעמולה רפואית המקדמים את קווי המוצר לקהילה המקצועית. שירות לקוחות, הדרכה על המוצרים השונים ומתן מענה זמין ואדיב הם חלק מערכנו החשובים ביותר.

אנו מפעילים מרכז הפצה מתקדם לתפעול המערך הלוגיסטי המלא: קבלת ההזמנה בשדר אלקטרוני (EDI), ליקוט, אירוז ומשלוח לנקודת המכירה.

פעילות החברה מתבססת על תשתית של מעל מאה עובדים בעלי השכלה רחבה ומיומנויות בתחומי מדעי החיים וההנדסה, מערכות מידע, הפצה ולוגיסטיקה וכן ניסיון וידע מצטבר של מעל לעשרים שנה בהיקף רחב ומוביל בשוק הדיאגנוסטיקה בישראל.





חברת BORT נוסדה בשנת 1981 בגרמניה. כיום, החברה מפתחת, מייצרת ומוכרת מכשור רפואי באיכות גבוהה בדגש על מוצרי תמיכה וחבקים - מוצרים אשר לרוב מונפקים בעזרת מרשמים על ידי רופאים מומחים.

מטה החברה מונה כ- 70 איש. כ- 110 עובדים נוספים מועסקים בשני מפעלים בגרמניה, אשר מייצרים כ- 90% מתוך 200 מוצרי החברה.

חברת BORT מאמינה בעבודה שוטפת מול רופאים ואורתופדים ובכך מפתחת מכשור רפואי חדשני באיכות גבוהה מידי שנה. מכשור רפואי אשר נותן מענה למטופלים ולספורטאים.

למרות הטרנד העולמי של העברת הייצור למזרח, חברת BORT ממשיכה להשקיע ולפתח מוצרים באיכות גבוהה תוצרת גרמניה, הודות לצוות העובדים המסור והמיומן - המשאב העיקרי לשגשוג החברה בעבר ובעתיד.

מוצרי BORT עומדים בדרישות תקן המחמירות ביותר תוך הקפדה על בקרת איכות. לחברת BORT אישורי EN ISO 9001 ו- EN ISO 13485, מאז שנת 2001, בנוסף, חלק ממוצרי החברה עומדים בתקן Ecotex - Tasted Safely For Skin-friendly Textile products.





AIRCAST®

DONJOY®

AIRCAST®

DONJOY®





דין דיאגנוסטיקה תמיד לשרותך.

www.dynotc.co.il

CAT/GENERAL/ORT/2016_02

טלפונים ליצירת קשר

052-7715416	תמר	מנהלת תחום אורתופדיה
052-7715419	איריס	תועמלנית
052-7715425	שגית	תועמלנית
052-7715418	שלמה	סוכן מרכז
052-7715435	שגיא	סוכן דרום וירושלים
052-7715384	רועי	סוכן צפון
052-7715442	רז	סוכן
054-9882060	גיא	נציג רפואי
1800-333-636		מוקד שרות לקוחות
04-6175420		מוקד לוגיסטיקה והזמנות

