



דין דיאגנוסטיקה

אורתופדיה מקצועית



DYN Diagnostics




דגמים מסויימים מתוך מגוון גרבי הלחץ בהסדר קופת החולים

גרבי הלחץ של MEDIVEN PLUS


גרבי לחץ אנטיבקטריאליים מחומר חזק, נושם ומנדף זיעה. עקב נוח במיוחד, בזכות צורת ה-Y להתאמה מושלמת ולהפחתת לחץ במפרק הקרסול. הרכב היפואלרגני הידודותי לעור הרגליים, שילוב של לייקרה (Elastane) ופוליאמיד (Polyamide), אינו מכיל גומי (לטקס) וחומרים סינטטיים.

ייעוד מוצר: לטיפול בדליות ברגליים בזמן הריון, כחלק מטיפול סקלרוטרפיה או לאחר ניתוח. לטיפול במחלות ורידים שונות, לטיפול או לטיפול מונע בפקקת ורידים או בפקקת ורידים עמוקה ולשיפור זרימת הדם.




היקף ס"מ	I	II	III	IV	V	VI	VII
עם סיליקון cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
cB ₁	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35

גרבי לחץ AD עד הברך - Calf stocking AD




רמת לחץ	רמת לחץ 1 (mmHg 18-21)	רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)
מידה	1 2 3 4 5 6 7	
דגם	קצר ארוך	

גרבי לחץ AG עד הירך - Thigh AG




רמת לחץ	רמת לחץ 1 (mmHg 18-21)	רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)
מידה	1 2 3 4 5 6 7	
דגם	קצר ארוך	סיליקון

מכנסיים AT - Pantyhose AT



רמת לחץ	רמת לחץ 1 (mmHg 18-21)	רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)	רמת לחץ 3 (mmHg 34-46)
מידה	1 2 3 4 5 6 7		
דגם	קצר ארוך		

מכנסי הריון ATU - Maternity Panty ATU




רמת לחץ	רמת לחץ 1 (mmHg 18-21)	רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)	רמת לחץ 3 (mmHg 34-46)
מידה	1 2 3 4 5 6 7		
דגם	קצר ארוך		

גרבי הלחץ של MEDI DUOMED

גרבי לחץ לשימוש יום-יומי הארוגות מחומר אלסטי, אוורירי, נושם ומנדף זיעה. מתאים לגברים ולנשים ומספק לחץ וקומפרסיה להורדת הנפיחות ברגליים ולבעיות ורידים. הרכב היפואלרגני הידודותי לעור הרגליים, שילוב של לייקרה (Elastane) ופוליאמיד (Polyamide).

ייעוד מוצר: לטיפול בדליות ברגליים בזמן הריון, כחלק מטיפול סקלרוטרפיה או לאחר ניתוח. לטיפול במחלות ורידים שונות, לטיפול או לטיפול מונע בפקת ורידים או בפקת ורידים עמוקה ולשיפור זרימת הדם.



היקף ט"מ	S	M	L	XL	XXL
cB	19-21	22-24	25-27	28-30	30-32
cC	28-34	32-38	36-42	40-46	42-50
cG	42-57	48-64	54-71	60-78	65-85
עם סיליקון cG	47-54	52-60	56-65	62-72	65-76


	גרבי לחץ AD עד הברך - Calf stocking AD	
	רמת לחץ 1 (mmHg 18-21) רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)	רמת לחץ מידה: S M L XL XXL דגם: קצר ארוך
	גרבי לחץ AG עד הירך - Thigh AG	
	רמת לחץ 1 (mmHg 18-21) רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)	רמת לחץ מידה: S M L XL XXL דגם: סיליקון קצר ארוך
	מננטיים AT - Pantyhose AT	
	רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)	רמת לחץ מידה: S M L XL XXL דגם: קצר ארוך

גרבי הלחץ של LUXOR

באמצעות שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר ובחומרים האיכותיים ביותר, גרבי Luxor מצליחים להעניק רכות יציאת דופן ונוחות מירבית, תוך שמירה על הנוקשות הדרושה לטיפול האפקטיבי ביותר. גרבי הלחץ של Luxor קיימים בשני הרכבים שונים:

גרבי כותנה – פוליאמיד 31%, לייקרה 41%, כותנה 28%.

ללא כותנה – פוליאמיד 32%, לייקרה 68%.




* יש למדוד היקפים לפי האיור (ס"מ)

היקף ס"מ		1	2	3	4	5	6	7
B	היקף קרסול	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
C	היקף שוק	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
D	היקף מתחת לברך	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
G	היקף ירך גרבי AG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
G	היקף ירך גרביוני ATU	38-57	41-62	44-67	47-72	50-77	53-82	56-87




גרבי לחץ AD עד הברך - Calf Stockings AD

	רמת לחץ 3 (mmHg 34-46)	רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)	רמת לחץ 1 (mmHg 18-21)	רמת לחץ
	1 2 3 4 5 6 7			מידה
	ללא כותנה כותנה			דגם




גרבי לחץ AF מעל הברך - Thigh Stockings AF

	רמת לחץ 3 (mmHg 34-46)	רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)	רמת לחץ 1 (mmHg 18-21)	רמת לחץ
	1 2 3 4 5 6 7			מידה
	ללא כותנה			דגם




גרבי לחץ AG עד הירך - Thigh Stockings AG

	רמת לחץ 3 (mmHg 34-46)	רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)	רמת לחץ 1 (mmHg 18-21)	רמת לחץ
	1 2 3 4 5 6 7			מידה
	ללא כותנה כותנה			דגם




מנסיים AT - Pantyhose AT

	רמת לחץ 3 (mmHg 34-46)	רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)	רמת לחץ 1 (mmHg 18-21)	רמת לחץ
	1 2 3 4 5 6 7			מידה
	ללא כותנה כותנה			דגם




מנסי היריון ATU - Maternity Panty ATU







	רמת לחץ 1 (mmHg 18-21)	רמת לחץ	
	1 2 3 4 5 6 7		מידה
	ללא כותנה כותנה		דגם

גרבי הלחץ של Eunice Med

גרבי לחץ חזקות לשימוש לאחר ניתוח ולטיפול בבצקות, להורדת הנפיחות ולטיפול בדליות ברגליים בזמן הריון. ארוגות מהרכב של לייקרה וניילון ובעלות פתח לאצבעות. **ייעוד המוצר:** הגרביים מיועדות לסובלים מדליות ברגליים, מבצקות ושימוש לאחר ניתוח.



מידה ס"מ	1	2	3	4	5	6	7
היקף cH	<95	<100	<105	<110	<114	<118	<120
היקף cG	43-48	45-52	47-56	50-60	53-63	56-66	58-68
היקף cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-45	39-47	41-49
היקף cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
אורך IG	62-70	62-70	66-74	66-74	68-76	68-76	68-76
אורך ID	30-38	30-38	34-40	34-40	36-42	36-42	36-42

		גרבי לחץ AD עד הברך - Calf Stockings AD	
		רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)	רמת לחץ
		1 2 3 4 5 6 7	מידה
		מכנסיים AT - Pantyhose AT	
		רמת לחץ 2 (mmHg 23-32)	רמת לחץ
		1 2 3 4 5 6 7	מידה