

FORTILAX ELASTIC KNEE



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. دلائل الاستعمال

- دعم وضغط بأعقاب إصابة حادة ومزمنة في الركبة وفُصال عظمي معتدل في الركبة.
- تحفيز حسي عميق وعصبي عضلي من خلال الضغط

موانع الاستعمال/احتياطات:

لا توجد

تعليمات الاستخدام

امسك حواف الكم من الفتحة الأوسع. اسحب الكم فوق الركبة.

تعليمات العناية

تغسل يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف ويجفف بالهواء. نشفها في الهواء. لا تغسله جافًا أو تستعمل معه المبيض. كفاءة: بإطار كفاءة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

هذا المنتج مخصص

مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.