

## ברכית גמישה ROTULAX עם פיקת ברך פתוחה



לפני שימוש במכשיר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

### התוויות

- ייצוב כללי של פגיעת פיקת ברך שאינה חריפה.
- שימוש מונע במקרה של גמישות יתר של פיקת הברך
- גירוי פרופריוצפטיבי ונוירומוסקולרי באמצעות לחץ

### התוויות נגד/אזהרות

אין

### הוראות יישום

- (1) אחוז בשולי הברכית, בפתח הגדול יותר. משוך את הברכית על הברך.
- (2) עבור ברכיות עם חורים טבעתיים או חורים לפיקת הברך, מקם את הברכית כך שהטבעת או החור יהיו ממורכזים על פיקת הברך.

### הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לכבס במכונת כביסה או להשתמש בחומר מלבין.

### לשימוש המטופל

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

**לתשומת לבך:** למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.