

באמצעות שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר ובחומרים האיכותיים ביותר, גרבי Luxor מצליחים להעניק רכות יוצאת דופן ונוחות מרבית, תוך שמירה על הנוקשות הדרושה לטיפול האפקטיבי ביותר.

גרבי הלחץ של LUXOR קיימים בשני הרכבים שונים:

גרבי כותנה - 31% Elastane- 41% Polyamide- 28% Cotton

ללא כותנה - 32% Polyamide- 68% Elastane

Luxor®

יש למדוד היקפים
לפי האיור (ס"מ)

עד הברך אצבעות פתוחות AD 808LXC

מידה	1	2	3	4	5	6	7
היקף קרסול	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
היקף שוק	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
היקף מתחת לברך	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
ירפ"א	51074	51075	51077	51078	51079	51080	51081
ירפ"א כותנה	24776	24777	24778	24779	24780	24781	24782



יש למדוד היקפים
לפי האיור (ס"מ)

מעל הברך אצבעות פתוחות AF 835LXC

מידה	1	2	3	4	5	6	7
היקף קרסול	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
היקף שוק	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
היקף ירך	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
ירפ"א	51089	51090	51091	51092	51093	51094	51095



יש למדוד היקפים
לפי האיור (ס"מ)

עד המפשעה אצבעות פתוחות עם פס סיליקון AG 810LXC

מידה	1	2	3	4	5	6	7
היקף קרסול	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
היקף שוק	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
היקף ירך	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
ירפ"א	51082	51083	51084	51085	51086	51087	51088
ירפ"א כותנה	24783	24784	24838	24840	24850	24862	24863



יש למדוד היקפים
לפי האיור (ס"מ)

גרביין אצבעות פתוחות AT 814LXC

מידה	1	2	3	4	5	6	7
היקף קרסול	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
היקף שוק	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
היקף ירך	38-57	41-62	44-67	47-72	50-77	53-82	56-87
ירפ"א	51096	51097	51098	51099	51100	51101	51102
ירפ"א כותנה	24864	24865	24866	24972	24974	24975	24976



יש למדוד היקפים
לפי האיור (ס"מ)

גרבינוי הריון אצבעות פתוחות ATU 837LXC

מידה	1	2	3	4	5	6	7
היקף קרסול	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
היקף שוק	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
היקף ירך	38-57	41-62	44-67	47-72	50-77	53-82	56-87
ירפ"א	51103	51104	51105	51106	51107	51108	51109
ירפ"א כותנה	24977	24978	24979	24980	25231	25241	25242




Maxis®

גרבי MICRO - אריגה עדינה במיוחד, אלסטית ואוורירית. גימור נוסף סביב סיבי הליוקרה מבטיח צמצום של מגע הליוקרה עם העור, ולכן מותאם לבעלי עור רגיש במיוחד. תקני אריגה וייצור מהמתקדמים והמחמירים ביותר בעולם, מבטיחים ייצור בסטנדרט גבוה, תוצר איכותי, ידידותי לעור ולסביבה.

Maxis

גרבי לחץ רפואיות עד לברך AD - אצבעות פתוחות



מק"ט XB4

מיועדים למצבים בהם קיימת הפרעה בניקוז הוריד או לימפאטי מהגפיים התחתונות.

דרגת לחץ 2 CCL II.

mm/Hg 23-32

הרכב החומר:

62% פולימיד, 38% אלסטין



בחירה בין גזרת Short או Normal

Normal	Short	
39-44 ס"מ	34-38 ס"מ	גובה מכף הרגל עד ל 3 ס"מ מתחת לברך (נק' A עד לנק' D)

בחירה במידה המתאימה - ע"פ ההיקפים המצויינים בטבלה (ס"מ)


8	7	6	5	4	3	2	1	
30-33	29-31	27-29	25-27	23-25	21-23	19-21	17-19	היקף הקרסול B
45-52	40-50	38-48	36-45	34-42	32-39	29-36	27-32	היקף השוק C
41-51	39-49	37-47	35-44	33-41	31-38	28-35	26-31	היקף כ 3 ס"מ מתחת לברך D

בחירת קוד ירפ"א - ע"פ הסעיפים הקודמים

Normal ירפ"א	Short ירפ"א	מידה
53059	53074	1
53061	53075	2
53062	53080	3
53063	53084	4
53066	53085	5
53068	53086	6
53070	53087	7
53071	53088	8

Maxis

גרבי לחץ רפואיות עד למפשעה AG - אצבעות פתוחות עם פס סיליקון



מק"ט XB5/XB6

מיועדים למצבים בהם קיימת הפרעה בניקוז הוריד או לימפאטי מהגפיים התחתונות.

דרגת לחץ 2 CCL II.
mm/Hg 23-32 הרכב החומר:
62% פולימיד, 38% אלסטין



בחירה בין גזרת Short או Normal

Normal	Short	
72-83 ס"מ	62-71 ס"מ	גובה מכף הרגל עד ל 5 ס"מ מתחת למפשעה (נק' A עד לנק' G)

בחירה במידה המתאימה- ע"פ ההיקפים המצויינים בטבלה (ס"מ)


8	7	6	5	4	3	2	1	
30-33	29-31	27-29	25-27	23-25	21-23	19-21	17-19	היקף הקרסול B
45-52	40-50	38-48	36-45	34-42	32-39	29-36	27-32	היקף השוק C
67-73	63-70	59-67	55-63	52-59	48-55	44-51	42-47	היקף ירך G
או								
74-83	71-83	68-81	64-76	60-71	56-66	52-61	48-56	היקף ירך G + (רחב)

בחירת קוד ירפ"א- ע"פ הסעיפים הקודמים

מידה	רוחב ירך רגיל Short G ירפ"א	רוחב ירך רגיל Normal G ירפ"א	ירך רחב Short G+ ירפ"א	ירך רחב Normal G+ ירפ"א
1	53099	53143	53089	53107
2	53100	53144	53091	53108
3	53101	53147	53092	53110
4	53102	53150	53093	53111
5	53103	53153	53095	53115
6	53104	53182	53096	53117
7	53105	53187	53097	53125
8	53106	53199	53098	53130

Maxis

גרבי לחץ רפואיות גרביון AT - אצבעות פתוחות



מק"ט XB₁

מיועדים למצבים בהם קיימת הפרעה
בניקוז הוריד או לימפאטי מהגפיים התחתונות.

דרגת לחץ 2 CCL II.

mm/Hg 23-32

הרכב החומר : 62% פולימיד, 38% אלסטין



בחירה בין גזרת Short או Normal

Normal	Short	
72-83 ס"מ	62-71 ס"מ	גובה מכף הרגל עד ל 5 ס"מ מתחת למפשעה (נק' A עד לנק' G)

בחירה במידה המתאימה- ע"פ ההיקפים המצויינים בטבלה (ס"מ)


8	7	6	5	4	3	2	1	
30-33	29-31	27-29	25-27	23-25	21-23	19-21	17-19	היקף הקרסול B
45-52	40-50	38-48	36-45	34-42	32-39	29-36	27-32	היקף השוק C
67-83	63-83	59-81	55-76	52-71	48-66	44-61	42-56	היקף ירך G

בחירת קוד ירפ"א- ע"פ הסעיפים הקודמים

Normal ירפ"א	Short ירפ"א	מידה
52956	52990	1
52957	53021	2
52958	53022	3
52959	53023	4
52973	53026	5
52974	53031	6
52975	53032	7
52976	53033	8

Maxis

גרבי לחץ רפואיות להריון ATU אצבעות פתוחות



מק"ט XB2

מיועדים למצבים בהם קיימת הפרעה
בניקוז הוריד או לימפאטי מהגפיים התחתונות.

דרגת לחץ 2 CCL II.

23-32 mm/Hg

הרכב החומר: 62% פוליאמיד, 38% אלסטין



בחירה בין גזרת Normal או Short

Normal	Short	
72-83 ס"מ	62-71 ס"מ	גובה מכף הרגל עד ל 5 ס"מ מתחת למפשעה (נק' A עד לנק' G)

בחירה במידה המתאימה- ע"פ ההיקפים המצויינים בטבלה (ס"מ)

8	7	6	5	4	3	2	1	
30-33	29-31	27-29	25-27	23-25	21-23	19-21	17-19	היקף הקרסול B
45-52	40-50	38-48	36-45	34-42	32-39	29-36	27-32	היקף השוק C
67-83	63-83	59-81	55-76	52-71	48-66	44-61	42-56	היקף ירך G

בחירת קוד ירפ"א- ע"פ הסעיפים הקודמים

Normal ירפ"א	Short ירפ"א	מידה
53034	53045	1
53035	53046	2
53037	53048	3
53038	53049	4
53039	53050	5
53041	53051	6
53042	53052	7
53044	53058	8